

*Bisco*

CE0459

***REVEAL***<sup>TM</sup>

*Light-  
Cured*

*Bonded Functional Esthetic Prototype*

## Instructions for Use



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-247-3368

NL

IN-184R3  
Rev. 10/16

# REVEAL™\*

(adhesief functioneel esthetisch prototype)

## ALGEMENE INFORMATIE

**REVEAL** is een zeer sterk en flowable composiet voor gebruik bij het maken van lange termijn esthetische, tijdelijke restauraties, esthetische, voorlopige restauraties met tijdelijk adhesief en is algemeen bekend als het BFEP (Bonded Functional Esthetic Prototype [adhesief functioneel esthetisch prototype]). De vuldeeltjes van nanogrootte dragen bij tot de uitstekende polijstbaarheid van **REVEAL**, terwijl de versterkende vullers het mogelijk maken meer vullers te laden waardoor **REVEAL** maximaal sterk en duurzaam is. Met **REVEAL** kan de tandarts diagnostisch voldoen aan de esthetische verwachtingen van de patiënt voordat de definitieve restauraties worden vervaardigd.

### Indicaties voor gebruik:

Adhesieve functionele esthetische restauraties.

### Waarschuwing

- Kruisbesmetting: Dit product kan items bevatten die bestemd zijn voor eenmalig gebruik. Voer gebruikte of verontreinigde unidosecompleten, applicators en tips af. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.

### Voorzorgsmaatregelen:

- Vermijd contact met de huid; niet-gepolymersieerd (meth)acrylaat hars kan huidirritatie veroorzaken bij vatbare personen. In geval van contact, was de huid met zeep en water.
- Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op [www.bisco.com](http://www.bisco.com).

## GEBRUIKSAANWIJZING

1. Isoleer en reinig alle vlakken waarop **REVEAL** zal worden aangebracht.
2. Maak een individuele afdruklepel met transparant lepelmateriaal (bijvoorbeeld Triad TranSheet Clear\*) op het gipsmodel.
3. Laat de individuele afdruklepel uitharden in een lichtkast. Zo nodig overtollig materiaal verwijderen.
4. Injecteer een transparante VPS (zoals **REVEAL** Clear Matrix) in de individuele afdruklepel en het gipsmodel en plaats de individuele afdruklepel op het hardgipsmodel.
5. Verwijder nadat de transparante VPS is uitgehard overtollig materiaal weg. Voer een proefplaatsing uit in de mond van de patiënt.
6. Ets de elementen met een etsgel zoals UNI-ETCH®\* w/BAC (afhankelijk van de duur van de zitting: 'spot'-etsen tot geheel etsen). Spoelen.
7. Breng het adhesief aan (ALL-BOND 3®\* volgens de instructies) en hard het gedurende 10 seconden uit onder licht.
8. Injecteer **REVEAL** in de transparante matrix.
9. Breng de transparante matrix/individuele afdruklepel aan in de mond en laat **REVEAL** 2 minuten vloeien.
10. Verwijder de harde individuele afdruklepel en laat de transparante matrix in de mond zitten. Hard **REVEAL** uit door de matrix, 20 seconden per vlak.
11. Verwijder de transparante matrix en slijp overtollige composiet weg met carbide- of diamantboortjes.
12. Polijst de composiet.

**HYGIËNE:** Plaats de luer lock dop terug op de spuit. Het gebruik van een hygiënische beschermhoes ter voorkoming van besmetting van de spuitjes gedurende de behandeling wordt geadviseerd.

**BEWAREN:** Op kamertemperatuur bewaren (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**AFVOER:** Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.

**GARANTIE:** BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien zij defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid in verband daarmee.

\* REVEAL is een geregistreerd handelsmerk van BISCO, Inc.

Triad TranSheet Clear wordt vervaardigd door Dentsply International.

UNI-ETCH en ALL-BOND 3 zijn gedeponeerde handelsmerken van BISCO, Inc.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92