

*Bisco*

CE

***REVEAL™ Clear Matrix***

*Self-Cured*

*Clear VPS Impression Material*

## Instructions for Use

NL



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

IN-213R4  
Rev. 8/17

# REVEAL™\* CLEAR MATRIX

## Transparant VPS-afdruk materiaal

### ALGEMENE INFORMATIE

**REVEAL Clear Matrix van BISCO** is een transparant afdruk materiaal van vinylpolysiloxaan dat fijne details reproduceert voor de vervaardiging van tijdelijke restauraties. Neem de voorbereidingsafdruk af met dit transparante materiaal en gebruik de matrix voor intraorale en extraorale polymerisatie van tijdelijke materialen

#### Indicaties voor gebruik:

- Gebruik voor intraorale polymerisatie door licht geactiveerde tijdelijke materialen.
- Gebruik als een algemeen afdruk materiaal.

#### Waarschuwingen:

- Als het per ongeluk in een oog is gespat, moet u het oog met ruime hoeveelheden water spoelen en onmiddellijk medische hulp inroepen. In geval van contact met andere weefsels moet u de contactplaatsen onmiddellijk gedurende enkele minuten met veel water afspoelen.

#### Aandachtspunten:

- Kruisbesmetting: Dit product kan items bevatten die bestemd zijn voor eenmalig gebruik. Gooi gebruikte of gecontamineerde tips weg. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.

#### Voorzorgsmaatregelen:

- Zie het etiket van de afzonderlijke componenten voor de specifieke uiterste gebruiksdatum.
- Berg op met aangebrachte de mengtip om uitharding van het afdruk materiaal bij de openingen van de cartridge te voorkomen.
- Poeder van handschoenen kan de harding aantasten.
- Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op [www.bisco.com](http://www.bisco.com)

### TECHNISCHE INFORMATIE

Werktijd: 1 minuut 30 seconden bij kamertemperatuur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

Orale hardingstijd: ≤ 2 minuten 30 seconden

Werktijd en hardingstijd kunnen variëren afhankelijk van opslagomstandigheden, temperatuur, vochtigheid, enz.

### GEBRUIKSAANWIJZING

1. Plaats de cartridge in het pistool, verwijder de draaidop en druk ongeveer 6 mm materiaal uit, waarbij u controleert of het materiaal gelijkmatig stroomt. Verwijder het uitgedrukte materiaal veeg het uiteinde van de cartridge schoon.
2. Bevestig de automatische mengtip en druk de hendel van het pistool in met een vloeiende, gelijkmatige beweging.
3. Verwijder de automatische mengtip niet na het gebruik. De gebruikt tip fungeert als een praktische afsluiting tot het volgende gebruik.
4. Neem een inflexibele, doorzichtige tray met een maat die een dikte van de laag **REVEAL Clear Matrix** van ten minste 2-3 mm oplevert.
5. Breng met een kwast een dunne laag tray-adhesief aan op de tray en laat door de lucht drogen.
6. Injecteer **REVEAL Clear Matrix** in de tray. De werktijd bedraagt 1 minuut en 30 seconden.
7. Breng de tray op zijn plaats.
8. Verwijder de **REVEAL Clear Matrix** na 2 minuten en 30 seconden in de mond. Spoel de afdruk af met koud water en laat drogen.

**AFVOER:** Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.

**BEWAREN:** Op kamertemperatuur bewaren (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**GARANTIE:** BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien zij defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid in verband daarmee.

\* REVEAL is een geregistreerd handelsmerk van BISCO, Inc.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
33-4-90-42-92-92