

*Bisco*

CE 0459

# *ORTHO Band Paste LC*

*Light-  
Cured*

*Fluoride Releasing Band Bonding System*

## Instructions for Use

ES



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

IN-133R8  
Rev. 11/17

# ORTHO BAND PASTE LC

## Sistema de adhesión para bandas liberadoras de flúor

### INFORMACIÓN GENERAL

**ORTHO BAND PASTE LC** es una pasta de ortodoncia de fotocurado para la cementación de bandas. Este sistema hidrófilo combina una base de resina con un agente que libera flúor. **ORTHO BAND PASTE LC** está disponible en tono **AZUL**.

#### Indicaciones para su uso:

Para cementación de bandas de Ortodoncia

#### Avisos:

- Contaminación cruzada: el producto puede contener elementos que estén diseñados para usarse una sola vez. Deseche los accesorios usados o contaminados. No los lave, desinfecte ni reutilice.

#### Precauciones:

- Evite el contacto con la piel; (met) acrilato resinas no polimerizadas pueden causar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto, lave la zona con agua y jabón.
- Evite la irritación de los tejidos gingivales, ya que un ligero sangrado podría provocar la contaminación y afectar a la calidad de la adhesión.
- Debe estar refrigerado cuando no está en uso (2°C/36°F - 8°C/46°F).
- Deje que **ORTHO BAND PASTE LC** refrigerado alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- La ficha de seguridad está disponible en [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com).

### INSTRUCCIONES DE USO

**NOTA:** Deje que el material alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.

- Profilaxis: limpie en profundidad los dientes que va a unir con piedra pómez en una taza de goma o cepille con un cepillo de cerdas. Tenga cuidado para evitar la irritación de los tejidos gingivales, ya que un ligero sangrado podría provocar la contaminación y afectar a la calidad de la adhesión.
- Enjuague bien con gran cantidad de agua. Aísle los dientes y séquelos con una jeringa de aire.
- Aplique **ORTHO BAND PASTE LC** en la cara interna de la banda.
- Asiente la banda en el diente en la posición deseada
- Realice el fotocurado de la pasta desde la superficie oclusal durante 10 segundos. Retire el exceso de material (debería desprenderse fácilmente).
- Realice el fotocurado desde la superficie oclusal durante 20 segundos más o hasta que se haya curado por completo.

#### PROCEDIMIENTO DE DESUNIÓN:

- Retire las bandas/coronas adheridas de la cara bucal o lingual utilizando unos alicates de retirada de bandas/coronas.
- Retire cualquier material residual con unos alicates de retirada de adhesivos, un raspador o un instrumento rotatorio.

**HIGIENE:** Tapar la jeringa utilizando la tapa de bloqueo. El uso de cubiertas protectoras higiénicas para evitar cualquier contaminación de las jeringas durante el tratamiento es recomendado.

**ELIMINACIÓN:** Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionales relacionadas con los residuos.

**CONSERVACIÓN:** Refrigerar cuando no esté en uso (por la noche) (2°C/36°F - 8°C/46°F). Consulte las etiquetas de los componentes individuales para comprobar las fechas específicas de caducidad.

**GARANTÍA:** BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por las pérdidas ni los daños, directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISCO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
33-4-90-42-92-92