

*Bisco*

CE0459

**REVEAL™**

*Light-  
Cured*

*Bonded Functional Esthetic Prototype*

## Instructions for Use

ES

IN-184R4  
Rev. 9/17



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

# REVEAL™\*

## Prototipo estético funcional unido

### INFORMACIÓN GENERAL

**REVEAL** es un composite fluido de gran resistencia para su uso en la fabricación de prótesis estéticas unidas provisionales a largo plazo al que se denomina normalmente BFEP (Prototipo estético funcional unido en sus siglas en inglés). Las partículas de relleno de tamaño nanométrico contribuyen a la excelente pulimentabilidad de **REVEAL** a la vez que los rellenos de refuerzo permiten una alta carga de relleno confiriéndole a **REVEAL** la máxima resistencia y durabilidad. **REVEAL** permite a los médicos satisfacer desde el diagnóstico las expectativas estéticas del paciente antes de que se fabriquen las restauraciones definitivas.

#### Indicaciones de uso:

Prototipos estéticos funcionales unidos

#### Avisos:

- Contaminación cruzada: El producto puede contener elementos que estén diseñados para usarse una sola vez. Deseche compules, aplicadores y puntas unidos contaminadas o utilizadas. No lo lave, desinfecte o reutilice.

#### Precauciones:

- Evite el contacto con la piel; (met) acrilato resinas no polimerizadas pueden causar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto, lave la zona con agua y jabón.
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- La ficha de seguridad está disponible en [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com).

### INSTRUCCIONES DE USO

- Aísle y limpie todas las superficies que recibirán **REVEAL**.
- Cree una cubeta individual usando un material de cubeta transparente (esto es, Triad TranSheet Clear\*) en el modelo de yeso.
- Polimerice la cubeta individual en una caja de iluminación. Recorte según sea necesario.
- Inyecte un VPS transparente (tal como **REVEAL** Clear Matrix) en la cubeta individual y el modelo de yeso y afiance la cubeta individual en el modelo de piedra.
- Después de que haya fraguado el VPS transparente, recorte el exceso de material. Pruébalo en la boca del paciente.
- Grabe los dientes con un grabador como por ejemplo UNI-ETCH® c/BAC (dependiendo del tiempo de servicio: detectar grabado para un grabado completo) y aclare.
- Coloque el agente de unión (ALL-BOND 3® según las instrucciones) y fotopolimerice durante 10 segundos.
- Inyecte **REVEAL** en la matriz transparente.
- Afiance la matriz transparente/cubeta individual en la boca, permita que **REVEAL** fluya durante 2 minutos.
- Retire la cubeta individual dura, dejando la matriz transparente en la boca. Polimerice **REVEAL** en toda la matriz durante 20 segundos por superficie.
- Retire la matriz transparente y recorte el exceso de composite con carburos o diamantes.
- Pula el composite.

**HIGIENE:** Tapar la jeringa utilizando la tapa de bloqueo. El uso de cubiertas protectoras higiénicas para evitar cualquier contaminación de las jeringas durante el tratamiento es recomendado.

**ALMACENAMIENTO:** Conserve a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**ELIMINACIÓN:** Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionales relacionadas con los residuos.

**GARANTÍA:** BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad en relación con esto.

- \* REVEAL es una marca registrada de BISCO, Inc
- Triad TranSheet Clear está fabricada por Dentsply International.
- UNI-ETCH y ALL-BOND 3 son marcas comerciales registradas de BISCO, Inc.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
33-4-90-42-92-92