

*Bisco*

CE

# ***DUAL-SYRINGE***

## Instructions for Use



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-247-3368

**RU**

IN-090R7  
Rev. 10/16

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Система двойного шприца позволяет смешивать в правильной пропорции базу и катализатор при использовании смешивающей канюли. Это дает уверенность, позволяющую стоматологу сразу наносить материал на подготовленную поверхность/реставрацию, контролируя лишь количество наносимого готового к отверждению материала.

Следуйте изложенным инструкциям по применению продукта в соответствии с относящейся к данному продукту ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОКАЗАНИЯМ, И ИНСТРУКЦИЯМ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ.

### Инструкция по применению

1. Снимите заглушку с двойного шприца, повернув ее против часовой стрелки и стянув её.
2. При первом использовании каждого двойного шприца: выдавите первые 2-3мм материала на лист для замешивания, чтобы убедиться, что получается однородная масса материала.
3. Расположите смешивающую канюлю на двойном шприце совместив метку (А) на канюле с меткой (В) на шприце и поверните канюлю по часовой стрелке до полной фиксации канюли в шприце.



#### 4. Варианты использования:

1. Выдавить материал на подготовленную поверхность/реставрацию используя смешивающую канюлю.
2. Для внутриротового нанесения с помощью унидозы: Приложите устье унидозы к выходу смешивающей канюли и выдавите материал в унидозу. Разместите поршень в унидозе и расположите унидозу в диспенсере. Материал в унидозе готов к применению.
3. Смешивающую канюлю на двойном шприце необходимо оставлять до следующего использования цемента. Если цемент наносился со шприца в ротовой полости, необходимо протереть шприц и канюлю дезинфицирующим раствором. Перед размещением новой канюли на шприце, выдавите 2-3 мм базы и катализатора на лист для замешивания.

**ГИГИЕНА:** Используйте общедоступные гигиенические защитные покрытия в процессе лечения во избежание загрязнения.

**ИЗБАВЛЕНИЕ:** Соотнесите с принятыми коммунальными положениями, относящимся к отходам. При отсутствии таковых, соотнесите с национальными или региональными положениями, относящихся к отходам.

**ГАРАНТИИ:** BISCO, Inc. признает свою ответственность за замену продукции в случае, если доказана ее непригодность. BISCO, Inc. не признает ответственности в случае повреждений или утрат, как прямых, так и косвенных, произошедших от использования или от невозможности использования продукта, как это описано. Перед использованием потребитель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит предназначению. К тому же потребитель принимает все риски и ответственность за все вышеупомянутое.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
847-534-6000  
www.bisco.com



BISCO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92