

BIS-SILANE™

2-Part Porcelain Primer

Instructions for Use



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-151R9
Rev. 2/19

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

BIS-SILANE™ 2-Part Porcelain Primer

GENERAL INFORMATION

BIS-SILANE is a two-part silane coupling agent that is used to enhance adhesion between porcelain and composite resins. Based on clinical experience, it has been noted that the silane, as packaged in the one-bottle systems, tends to polymerize as it approaches the end of its shelf life. The two-bottle silane system offers a more stable system to ensure effective bonding to porcelain. **BIS-SILANE** is an ethanol-based product and therefore is less volatile than other acetone-based silane products, also helping to ensure its effectiveness.

Silane is a dual function monomer consisting of a silanol group that reacts with the porcelain surface, and a methacrylate group that co-polymerizes with the resin matrix of the composite. Silane coupling agents are known to enhance the wettability of glass substrates by composite resins, increase physical, mechanical and chemical bonding of composite to porcelain, and yield a greater resistance to water attack at the bonding interface.

Prior to applying **BIS-SILANE**, the porcelain surface must be etched with **PORCELAIN ETCHANT*** (4% or 9.5% buffered hydrofluoric acid). This process allows porcelain to become not only highly porous, but also highly receptive to the silane by creating reactive hydroxyl groups on the surface of the porcelain.

- A. Bonding Etched Porcelain/Lithium Disilicate Restorations
- B. Repair of Porcelain/Lithium Disilicate Restorations
- C. Repair of Porcelain-Fused-to-Metal
- D. Repair of Porcelain-Fused-to-Zirconia/Alumina

Warnings:

- Avoid splashing into the eyes. If **BIS-SILANE** comes into contact with the eyes, flush with copious amounts of water and seek medical attention.
- Isolation required for intra-oral repairs, contamination will seriously compromise bonding.
- **BIS-SILANE** is highly flammable.

Precautions:

- Avoid contact with the skin; **BIS-SILANE** may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water.
- Refer individual component labels for specific expiration dates.
- Safety data sheet available on request.
- Safety data sheet available at www.Bisco.com.

INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT: Since different ceramics require different surface treatments, contact laboratory for proper surface treatment instructions.

A. Bonding Etched Porcelain/Lithium Disilicate Restorations:

NOTE: If the laboratory has not etched the porcelain restoration, contact lab and/or ceramic manufacturer for proper etching instructions. Related BISCO products include 4% and 9.5% **PORCELAIN ETCHANTS** (Buffered Hydrofluoric Acid Gels).

1. Mix the **BIS-SILANE** by dispensing one drop from each of the two bottles (Parts A & B) into a mixing well and stir. Brush on 2 coats (thin coats are sufficient) of **BIS-SILANE** to the internal surface of the etched porcelain restoration and wait for 30 seconds. Dry with (warm) air syringe.

NOTE: The porcelaine will look the same prior to and after **BIS-SILANE** application.

2. Apply a thin layer of **PORCELAIN BONDING RESIN*** (HEMA-free resin) to the internal surface of the restoration. Do NOT light cure!

OR apply adhesive according to manufacturer's instructions.

3. Continue with cementation procedures.

B. Repair of Porcelain/Lithium Disilicate Restorations:

1. Isolate the area to be repaired.

2. Remove the glaze and bevel (45 degree) the porcelain around the area to be repaired. Sandblast entire area or abrade with a coarse diamond bur. Rinse with water and air dry.

3. Place **BARRIER GEL*** on gingival tissue that may be exposed or porcelain to protect areas where etching is not desired.

4. Apply **PORCELAIN ETCHANT*** (9% HF) to the dry porcelain surface for 90 seconds. Continue to observe the etch site throughout the entire procedure. Suction the **PORCELAIN ETCHANT**, then rinse with a copious amount of water and air dry. The etched surface should appear dull and frosty.

5. Clean the etched porcelain by applying **UNI-ETCH*** and agitate for 20 seconds to remove any salts. Rinse and dry thoroughly.

6. Apply 1 thin coat of **BIS-SILANE** to the etched porcelain surface and allow to dwell for 30 seconds. Dry with (warm) air syringe.

7. Apply a layer **PORCELAIN BONDING RESIN** or adhesive, air dry/air thin.

8. Complete the repair using a microhybrid composite (e.g. **ÆLITE™ All-Purpose Body**) and finish/polish.

C. Repair of Porcelain-Fused-to-Metal:

1. Isolate the area to be repaired.

2. Remove the glaze and bevel the porcelain (45 degree) around the area to be repaired. Sandblast entire area or abrade with a coarse diamond bur. Rinse with water and air dry.

3. Place **BARRIER GEL*** on gingival tissue and metal that may be exposed to protect areas where etching is not desired.

4. Apply **PORCELAIN ETCHANT** (9.5% HF) to the dry porcelain surface for 90 seconds. Continue to observe the etch site throughout the entire procedure. Suction the **PORCELAIN ETCHANT**, then rinse with a copious amount of water and air dry. The etched surface should appear dull and frosty.

5. Clean the etched porcelain by applying **UNI-ETCH*** and agitate for 20 seconds to remove any salts. Rinse and dry thoroughly.

6. Apply 1 thin coat of **BIS-SILANE** to the etched porcelain surface and allow to dwell for 30 seconds. Dry with (warm) air syringe.

7. Apply 1-2 coats of **Z-PRIME™ Plus** to the exposed metal and dry with an air syringe for 3-5 seconds.

8. Shake **OPAQUER**® Base and Catalyst bottles well before dispensing. Dispense one drop each of Catalyst and Base onto a mixing pad, and mix with a brush tip. Apply a thin coat of **OPAQUER** only to the metal surface and allow to self cure, or light cure for 5 seconds.

9. Apply a layer of **PORCELAIN BONDING RESIN** or adhesive, air dry/air thin.

10. Complete the repair using a microhybrid composite (e.g. **ÆLITE™ All-Purpose Body**) and finish/polish.

D. Repair of Porcelain-Fused-to-Zirconia/Alumina:

1. Isolate the area to be repaired.

2. Remove the glaze and bevel the porcelain (45 degree) around the area to be repaired. Sandblast entire area or abrade with a coarse diamond bur. Rinse with water and air dry.

3. Place **BARRIER GEL*** on gingival tissue and alumina/zirconia that may be exposed to protect areas where etching is not desired.

4. Apply **PORCELAIN ETCHANT** (9.5% HF) to the dry porcelain surface for 90 seconds. Continue to observe the etch site throughout the entire procedure. Suction the **PORCELAIN ETCHANT**, then rinse with a copious amount of water and air dry. The etched surface should appear dull and frosty.

5. Clean the etched porcelain by applying **UNI-ETCH*** and agitate for 20 seconds to remove any salts. Rinse and dry thoroughly.

6. Apply 1 thin coat of **BIS-SILANE** to the etched porcelain surface and allow to dwell for 30 seconds. Dry with (warm) air syringe.

7. Recommended: Apply 1-2 coats of **Z-PRIME™ Plus** to the exposed zirconia/alumina and dry with an air syringe for 3-5 seconds.

8. Apply a layer of **PORCELAIN BONDING RESIN** or adhesive over porcelain & zirconia or alumina, air dry/air thin.

9. Complete the repair using a microhybrid composite (e.g. **ÆLITE™ All-Purpose Body**) and finish/polish.

DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional provisions relating to waste.

STORAGE: Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F).

WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

* BIS-SILANE, Z-PRIME and UNI-ETCH are trademarks of BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN BONDING RESIN, BARRIER GEL, PORCELAIN ETCHANT and OPAQUER are manufactured by BISCO, Inc.

€ 0459

FR

BIS-SILANE™*

Apprêt céramique bicomposant

INFORMATIONS GÉNÉRALES

BIS-SILANE est un agent de couplage (silane) bicomposant conçu pour améliorer l'adhésion entre la céramique et les résines composites. L'expérience clinique montre que les silanes monocomposants tendent à polymériser lorsqu'ils s'approchent de leur date de péremption. Le silane bicomposant offre un système plus stable qui assure une liaison efficace à la céramique. **BIS-SILANE** est un agent à base d'alcool, donc moins volatile que les silanes à base d'acétone, ce qui contribue à assurer son efficacité.

Le silane est un monomère à double-fonction avec un groupement silanol qui réagit avec les surfaces céramiques et les groupements méthacrylique qui copolymérisent avec la matrice résineuse des composites. Les agents de couplage à base de silane sont connus pour améliorer la mobilité des substrats en verre par les résines composites, augmenter l'adhésion physique, mécanique et chimique des résines composites sur la céramique et procurer une plus grande résistance aux attaques hydriques au niveau de l'interface adhésive.

Avant l'application du **BIS-SILANE**, les surfaces céramiques doivent être mordancées à l'aide de **PORCELAIN ETCHANT*** (gel tamponné d'acide fluorhydrique à 4 % ou 9.5 %). Cela permet à la céramique de devenir non seulement extrêmement poreuse, mais également hautement réceptive au silane en créant des groupements hydroxyles réactifs à la surface de la céramique.

- A. Collage de restaurations en céramique mordancée / disilicate de lithium mordancé
- B. Réparation de restaurations en céramique / disilicate de lithium
- C. Réparation de prothèses céramo-métalliques
- D. Réparation de restaurations céramiques sur zircone / alumine

Avertissements :

- Evitez de sprayer le produit negli occhi. In caso **BIS-SILANE** venga a contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante acqua e rivolgersi a un medico.
- Per le riparazioni intraorali è necessario l'isolamento. La contaminazione compromette seriamente l'adesione alla dentina.
- **BIS-SILANE** è altamente infiammabile.

Precauzioni:

- Evitare il contatto con la pelle: **BIS-SILANE** potrebbe causare sensibilizzazione cutanea nei soggetti sensibili. In caso di contatto con la cute, lavare abbondantemente con sapone e acqua.
- Per le date di scadenza specifiche, fare riferimento alle etichette dei singoli componenti.
- Scheda di sicurezza disponibile su www.Bisco.com.

ISTRUZIONI PER L'USO

IMPORTANTE: dal momento che le diverse ceramiche richiedono trattamenti superficiali diversi, contattare il laboratorio per le istruzioni sul corretto trattamento superficiale.

A. Restauri in ceramica mordancenți / Restauri in disilicato di litio:

NOTA: Non tutti i sistemi in ceramica si possono mordancenți. Se il laboratorio non ha mordancenți il restau in ceramica contattare il laboratorio stesso e/o il produttore della ceramica per le istruzioni sulla corretta mordancență. Tra i prodotti BISCO indicati figurano i **PORCELAIN ETCHANT** al 4% e al 9.5% (acido fluoridrico tamponato in gel).

- 1. Miscelare **BIS-SILANE** ergando una goccia da ciascuno dei due flaconi (parti A e B) in un dispositivo di miscelazione e miscolare. Applicare 1 o 2 strati (sono sufficienti strati sottili) di **BIS-SILANE** sulla superficie interna del restauro in ceramica mordancență e attendere 30 secondi. Asciugare con aria (calda).

NOTA: la superficie della ceramica avrà lo stesso aspetto prima e dopo l'applicazione di **BIS-SILANE**.

- 2. Applicare uno strato sottile di **PORCELAIN BONDING RESIN*** (resina priva di HEMA) sulla superficie interna del restauro. NON fotopolimerizzare

OUPURE: applicare l'adesivo secondo le istruzioni del fabbricante.

- 3. Proseguire con le procedure di cementazione.

B. Riparazione della ceramica / Restauri in disilicato di litio:

- 1. Isolare l'area da riparare.

2. Rimuovere la smaltatura e bisellare (45 gradi) la ceramica intorno all'area da riparare. Effettuare la sabbiatura dell'intera area. In alternativa si possono abradere le superfici con una fresa diamantata ruvida. Risciacquare con acqua e asciugare con aria.

3. A protezione delle aree che non si intende mordancență si può applicare **BARRIER GEL***

- 4. Applicare **PORCELAIN ETCHANT*** (acido fluoridrico al 9.5%) sulla superficie di ceramica asciutta per 90 secondi. Durante l'intera procedura tenere sotto controllo la zona da mordancență. Aspirare la zona per rimuovere il **PORCELAIN ETCHANT**, quindi risciacquare con abbondante acqua e asciugare con aria. La superficie mordancență deve apparire opaca e di color ghiaccio.

5. Pulire la ceramica mordancență applicando **UNI-ETCH*** e agitare per 20 secondi al fine di rimuovere gli eventuali sali. Risciacquare e asciugare a fondo.

- 6. Applicare 1 sottile strato di **BIS-SILANE** sulla superficie della ceramica e lasciare in posa per 30 secondi. Asciugare con una siringa ad aria (calda).

7. Applicare uno strato di **PORCELAIN BONDING RESIN** oppure di adesivo, asciugare con aria.

- 8. Completare la riparazione utilizzando un composito microibrido (per es. **ÆLITE™ All-Purpose Body**) e concludere/lucidare.

C. Riparazione della ceramica fusa nel metallo:

- 1. Isolare l'area da riparare.

2. Rimuovere la smaltatura e bisellare (45 gradi) la ceramica intorno all'area da riparare. Effettuare la sabbiatura dell'intera area. In alternativa si possono abradere le superfici con una fresa diamantata ruvida. Risciacquare con acqua e asciugare con aria.

3. A protezione delle aree che non si intende mordancență si può applicare **BARRIER GEL***

- 4. Applicare **PORCELAIN ETCHANT*** (acido fluoridrico al 9.5%) sulla superficie di ceramica asciutta per 90 secondi. Durante l'intera procedura tenere sotto controllo la zona da mordancență. Aspirare la zona per rimuovere il **PORCELAIN ETCHANT**, quindi risciacquare con abbondante acqua e asciug

3. Plaats BARRIER GEL® op tandvleesweefsel of porselein dat eventueel blootgesteld kan worden om gebieden te beschermen waar etsen niet gewenst is.
4. Breng PORCELAIN ETCHANT (9,5% HF) gedurende 90 seconden op het droge porseleinoppervlak aan. Houd de etsplaats tijdens de gehele procedure in de gaten. Zug het PORCELAIN ETCHANT af, speel het dan met veel water af en laat het aan de lucht drogen. Het geestte oppervlak moet er dan ook blijven liggen.
5. Reinig het geestte oppervlak door UNI-ETCH® aan te brengen en schud gedurende 20 seconden om eventuele zouten te verwijderen. Spooi en droog grondig.
6. Breng 1 dunne laag BIS-SILANE aan op het geestte porseleinoppervlak en laat het 30 seconden rusten. Drog met een warme luchtschuif.
7. Aanbevelen: Breng 1-lagen Z-PRIME Plus aan op het blootgestelde zirkoniumoxide/aluminioxide en droog met een luchtschuif gedurende 3-5 seconden.
8. Breng een laag PORCELAIN BONDING RESIN of adhesief aan op porselein en zirkonium of aluminium, luchtdroog-verduur.
9. Voltooi de reparatie met een microhybride komposit (bijvoorbeeld AELITE All-Purpose Body) en werk af/polet.

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg u de nationale of regionale bepalingen inzake afval.

OPSLAG: Bewaren bij kamertemperatuur (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).

GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien deze defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, directe(e) en wel gevuld/verloren schade, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Voor gebruik is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid in verband daarmee.

* BIS-SILANE, AELITE en Z-PRIME is een handelsmerk van BISCO, Inc.

UNI-ETCH is een gedeponeerd handelsmerk van BISCO, Inc.

PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN BONDING RESIN, BARRIER GEL, PORCELAIN ETCHANT en OPAQUER worden gefabriceerd door BISCO, Inc.

**NO BIS-SILANE™
2-delt porselensprimer**

GENERELL INFORMASJON

BIS-SILANE er et godt tilbudd silankoblingsmiddel som brukes til å forbrede adhesjon mellom porselen og kompositresin. Basert på klinisk erfaring er det blitt lagt merke til at silan, som pakket i en flaskeskysteme, har en tendens til polimerisering når det nærmer seg slutten av holdbarheten. Silansystemet må tilføres med flasket for å stabilisere systemet for å sikre effektiv binding til porselen, og gjør det mer effektivt.

Silan er en monomer med dobbelfunksjon som består av en silanolgruppe som reagerer med porselenets overflate, og metakrylsyrestrenger som kopolymeriserer med resinsystemene i kompositen. Bindemiddel av silan har vist seg å øke fuktholdningsgraden til glassubstrater med kompositresiner, øke den fysiske, mekaniske, og kjemiske binding av komposit til porselen, og gi større motstandsdyktighet mot vannangrep ved bindingens kontaktflate.

Før BIS-SILANE påføres, må porselenoverflaten rettes med PORCELAIN ETCHANT* (4 % eller 9,5 % hydrogensyreflysur). Denne prosessen lar porselenet bli ikke bare meget porøst, men også svært mottakelig for silan ved å danne reaktive hydroksylgrupper på porselenets overflate.

Indikasjoner for bruk:

- A. Bonding av restaureringer i etsed porselen/litiumdisilikat
- B. Reparasjon av restaureringer i porselen/litiumdisilikat
- C. Reparasjon av porselen smeltet til metall
- D. Reparasjon av porselen smeltet til zirkonia/alumina

Advarsler:

- Unngå sprutning i øynene. Hvis BIS-SILANE kommer i kontakt med øynene, skal man skylle med rikelige mengder vann og oppsøke legehelgen.
- Intraoreale reparasjoner krever isolering, kontamינering vil svekke bindingen i sterk grad.
- BIS-SILANE er svært branfarlig.

Forholdsregler:

- Unngå hukkontakt, BIS-SILANE kan forårsake allergisk reaksjon hos ømftingte personer. Ved kontakt må huden vaskes grundig med såpe og vann.
- Se etterlene på de individuelle komponentene for spesifikke utløpsdataer.
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.Bisco.com.

BRUKSANVISNING

VIKTIG: Siden forskjellige keramer krever ulike overflatebehandlingar, kontakt laboratoriet for å få korrekte instrusjoner for overflatebehandling.

A. Bonding av restaureringer i etsed porselen/litiumdisilikat:

MERK: Hvis laboratoriet ikke har etset porselenrestaureringen, ta kontakt med laboratoriet og/eller keramikkprodusenter for å få korrekte instrusjonene for etsing. Relaterte produkter fra BISCO inkluderer 4 % og 9,5 % PROSELENET/SIMIDLER (bufferlösning av hydrogensyreflysur i gelform).

1. Bland BIS-SILANE ved å dispenserse en dråpe fra hver av de flaskene (A & B) i en blandeborn og rør om. Børst på 1-2 tyne lag (tyne lag er tilstrekkelig) med BIS-SILANE på den innvendige overflaten av den etsede porselenrestaureringen og vent i 30 sekunder. Tørk med (varm) luftspreyt.

MERK: Porselenet overflaten vil se litt ut for og etter påføringen av BIS-SILANE

2. Påfør et lag med PORCELAIN BONDING RESIN* (resin uten HEMA) på den indre overflaten av restaureringen. MÅ IKKE lysherd!

ELLER påfør bonding i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Fortsett med prosedyrene for sementing.

B. Reparasjon av restaureringer i porselen/litiumdisilikat:

- 1. Isoler området som skal repareres.
- 2. Fjern glaze og skrålslip porselenet (45 grader) rundt området som skal repareres. Hele området sandblastes eller slipes med grovt diamantbor. Skyll med vann og luftfører.
- 3. BARRIER GEL® plasseres på evt. avdekkel tannkjøtt, eller på porselenet for å beskytte områder der etsing ikke er ønskelig.
- 4. Påfør PORCELAIN ETCHANT* (9,5 % HF) på den tørre porselenoverflaten og la det virke i 90 sekunder. Det etsede området må observeres kontinuerlig under hele prosedyren. Området med PORCELAIN ETCHANT må avvuges, og deretter skyles med rikelige mengder vann og luftfører. Den etsede overflaten skal da ha et matt og istet utseende.
- 5. Rengjør det etsede porselenet ved å påføre UNI-ETCH®, og rør om i 20 sekunder for å fjerne evt. salter. Skyll og tørk grundig.
- 6. 1 tynt lag BIS-SILANE påføres den etsede porselenoverflaten. La virke i 30 sekunder. Tørk med (varm) luftspreyt.
- 7. Påfør et lag PORCELAIN BONDING RESIN eller bonding, luftfør/luftfyllt.
- 8. Fullfør reparasjonen ved hjelp av en mikrohybrid komposit (f.eks. AELITE™ All-Purpose Body) og fullfør/poler.

C. Reparasjon av porselen smeltet til metall:

- 1. Isoler området som skal repareres.
- 2. Fjern glaze og skrålslip porselenet (45 grader) rundt området som skal repareres. Hele området sandblastes eller slipes med grovt diamantbor. Skyll med vann og luftfører.
- 3. BARRIER GEL plasseres på evt. avdekkel tannkjøtt og metall for å beskytte områder hvor etsing ikke er ønskelig.
- 4. Påfør PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) på den tørre porselenoverflaten og la det virke i 90 sekunder. Det etsede området må observeres kontinuerlig under hele prosedyren. Området med PORCELAIN ETCHANT må avvuges, og deretter skyles med rikelige mengder vann og luftfører. Den etsede overflaten skal da ha et matt og istet utseende.
- 5. Rengjør det etsede porselenet ved å påføre UNI-ETCH®, og rør om i 20 sekunder for å fjerne evt. salter. Skyll og tørk grundig.
- 6. 1 tynt lag BIS-SILANE påføres den etsede porselenoverflaten. La virke i 30 sekunder. Tørk med (varm) luftspreyt.
- 7. Påfør et lag Z-PRIME™ Plus påføres det avdekke metall & tørkes med en luftspreyt i 3-5 sekunder.
- 8. OPAQUER® Base og Catalyst-flaskene ristes godt før bruk. Plasser én dråpe hver av Catalyst og Base på en blandeplate, og miks med tuppen på en pensel. Et tynt lag med OPAQUER påføres den etsede overflaten. La sta til tørk, eller lysherd i 5 sekunder.
- 9. Påfør et lag av PORCELAIN BONDING RESIN eller bonding, luftfør/luftfyllt.
- 10. Fullfør reparasjonen ved hjelp av en mikrohybrid komposit (f.eks. AELITE All-Purpose Body) og fullfør/poler.

D. Reparasjon av porselen smeltet til zirkonia/alumina:

- 1. Isoler området som skal repareres.
- 2. Fjern glaze og skrålslip porselenet (45 grader) rundt området som skal repareres. Hele området sandblastes eller slipes med grovt diamantbor. Skyll med vann og luftfører.
- 3. BARRIER GEL plasseres på evt. avdekkel tannkjøtt og alumina/zirkonia for å beskytte områder der etsing ikke er ønskelig.
- 4. Påfør PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) på den tørre porselenoverflaten og la det virke i 90 sekunder. Det etsede området må observeres kontinuerlig under hele prosedyren. Området med PORCELAIN ETCHANT må avvuges, og deretter skyles med rikelige mengder vann og luftfører. Den etsede overflaten skal da ha et matt og istet utseende.
- 5. Rengjør det etsede porselenet ved å påføre UNI-ETCH®, og rør om i 20 sekunder for å fjerne evt. salter. Skyll og tørk grundig.
- 6. 1 tynt lag BIS-SILANE påføres den etsede porselenoverflaten. La virke i 30 sekunder. Tørk med (varm) luftspreyt.
- 7. Anbefalt: 1-2 lag med Z-PRIME Plus påføres det avdekke metall & tørkes med en luftspreyt i 3-5 sekunder.
- 8. Påfør et lag PORCELAIN BONDING RESIN eller bonding over porselen og zirkonia eller alumina, skille med rikelige mengder vann og luftfører.
- 9. Fullfør reparasjonen ved hjelp av en mikrohybrid komposit (f.eks. AELITE All-Purpose Body) og fullfør/poler.

E. Reparasjon av porselen smeltet til zirkonia/alumina:

- 1. Isoler området som skal repareres.
- 2. Fjern glaze og skrålslip porselenet (45 grader) rundt området som skal repareres. Hele området sandblastes eller slipes med grovt diamantbor. Skyll med vann og luftfører.
- 3. BARRIER GEL plasseres på evt. avdekkel tannkjøtt og alumina/zirkonia for å beskytte områder der etsing ikke er ønskelig.
- 4. Påfør PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) på den tørre porselenoverflaten og la det virke i 90 sekunder. Det etsede området må observeres kontinuerlig under hele prosedyren. Området med PORCELAIN ETCHANT må avvuges, og deretter skyles med rikelige mengder vann og luftfører. Den etsede overflaten skal da ha et matt og istet utseende.
- 5. Rengjør det etsede porselenet ved å påføre UNI-ETCH®, og rør om i 20 sekunder for å fjerne evt. salter. Skyll og tørk grundig.
- 6. 1 tynt lag BIS-SILANE påføres den etsede porselenoverflaten. La virke i 30 sekunder. Tørk med (varm) luftspreyt.
- 7. Påfør et lag Z-PRIME™ Plus påføres det avdekke metall & tørkes med en luftspreyt i 3-5 sekunder.
- 8. Påfør et lag PORCELAIN BONDING RESIN eller bonding over porselen og zirkonia eller alumina, skille med rikelige mengder vann og luftfører.
- 9. Fullfør reparasjonen ved hjelp av en mikrohybrid komposit (f.eks. AELITE All-Purpose Body) og fullfør/poler.

F. Reparasjon av porselen smeltet til zirkonia/alumina:

- 1. Isoler området som skal repareres.
- 2. Fjern glaze og skrålslip porselenet (45 grader) rundt området som skal repareres. Hele området sandblastes eller slipes med grovt diamantbor. Skyll med vann og luftfører.
- 3. BARRIER GEL plasseres på evt. avdekkel tannkjøtt og alumina/zirkonia for å beskytte områder der etsing ikke er ønskelig.
- 4. Påfør PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) på den tørre porselenoverflaten og la det virke i 90 sekunder. Det etsede området må observeres kontinuerlig under hele prosedyren. Området med PORCELAIN ETCHANT må avvuges, og deretter skyles med rikelige mengder vann og luftfører. Den etsede overflaten skal da ha et matt og istet utseende.
- 5. Rengjør det etsede porselenet ved å påføre UNI-ETCH®, og rør om i 20 sekunder for å fjerne evt. salter. Skyll og tørk grundig.
- 6. 1 tynt lag BIS-SILANE påføres den etsede porselenoverflaten. La virke i 30 sekunder. Tørk med (varm) luftspreyt.
- 7. Påfør et lag Z-PRIME™ Plus påføres det avdekke metall & tørkes med en luftspreyt i 3-5 sekunder.
- 8. Påfør et lag PORCELAIN BONDING RESIN eller bonding over porselen og zirkonia eller alumina, skille med rikelige mengder vann og luftfører.
- 9. Fullfør reparasjonen ved hjelp av en mikrohybrid komposit (f.eks. AELITE All-Purpose Body) og fullfør/poler.

G. Reparasjon av porselen smeltet til metall:

- 1. Isoler området som skal repareres.
- 2. Fjern glaze og skrålslip porselenet (45 grader) rundt området som skal repareres. Hele området sandblastes eller slipes med grovt diamantbor. Skyll med vann og luftfører.
- 3. BARRIER GEL plasseres på evt. avdekkel tannkjøtt og alumina/zirkonia for å beskytte områder der etsing ikke er ønskelig.
- 4. Påfør PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) på den tørre porselenoverflaten og la det virke i 90 sekunder. Det etsede området må observeres kontinuerlig under hele prosedyren. Området med PORCELAIN ETCHANT må avvuges, og deretter skyles med rikelige mengder vann og luftfører. Den etsede overflaten skal da ha et matt og istet utseende.
- 5. Rengjør det etsede porselenet ved å påføre UNI-ETCH®, og rør om i 20 sekunder for å fjerne evt. salter. Skyll og tørk grundig.
- 6. 1 tynt lag BIS-SILANE påføres den etsede porselenoverflaten. La virke i 30 sekunder. Tørk med (varm) luftspreyt.
- 7. Påfør et lag Z-PRIME™ Plus påføres det avdekke metall & tørkes med en luftspreyt i 3-5 sekunder.
- 8. Påfør et lag PORCELAIN BONDING RESIN eller bonding over porselen og zirkonia eller alumina, skille med rikelige mengder vann og luftfører.
- 9. Fullfør reparasjonen ved hjelp av en mikrohybrid komposit (f.eks. AELITE All-Purpose Body) og fullfør/poler.

H. Reparasjon av porselen smeltet til zirkonia/alumina:

- 1. Isoler området som skal repareres.
- 2. Fjern glaze og skrålslip porselenet (45 grader) rundt området som skal repareres. Hele området sandblastes eller slipes med grovt diamantbor. Skyll med vann og luftfører.
- 3. BARRIER GEL plasseres på evt. avdekkel tannkjøtt og alumina/zirkonia for å beskytte områder der etsing ikke er ønskelig.
- 4. Påfør PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) på den tørre porselenoverflaten og la det virke i 90 sekunder. Det etsede området må observeres kontinuerlig under hele prosedyren. Området med PORCELAIN ETCHANT må avvuges, og deretter skyles med rikelige mengder vann og luftfører. Den etsede overflaten skal da ha et matt og istet utseende.
- 5. Rengjør det etsede porselenet ved å påføre UNI-ETCH®, og rør om i 20 sekunder for å fjerne evt. salter. Skyll og tørk grundig.
- 6. 1 tynt lag BIS-SILANE påføres den etsede porselenoverflaten. La virke i 30 sekunder. Tørk med (varm) luftspreyt.
- 7. Påfør et lag Z-PRIME™ Plus påføres det avdekke metall & tørkes med en luftspreyt i 3-5 sekunder.
- 8. Påfør et lag PORCELAIN BONDING RESIN eller bonding over porselen og zirkonia eller alumina, skille med rikelige mengder vann og luftfører.
- 9. Fullfør reparasjonen ved hjelp av en mikrohybrid komposit (f.eks. AELITE All-Purpose Body) og fullfør/poler.

I. Reparasjon av porselen smeltet til zirkonia/alumina:

- 1. Isoler området som skal repareres.
- 2. Fjern glaze og skrålslip porselenet (45 grader) rundt området som skal repareres. Hele området sandblastes eller slipes med grovt diamantbor. Skyll med vann og luftfører.
- 3. BARRIER GEL plasseres på evt. avdekkel tannkjøtt og alumina/zirkonia for å beskytte områder der etsing ikke er ønskelig.
- 4. Påfør PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) på den tørre porselenoverflaten og la det virke i 90 sekunder. Det etsede området må observeres kontinuerlig under hele prosedyren. Området med PORCELAIN ETCHANT må avvuges, og deretter skyles med rikelige mengder vann og luftfører. Den etsede overflaten skal da ha et matt og istet utseende.
- 5. Rengjør det etsede porselenet ved å påføre UNI-ETCH®, og rør om i 20 sekunder for å fjerne evt. salter. Skyll og tørk grundig.
- 6. 1 tynt lag BIS-SILANE påføres den etsede porselenoverflaten. La virke i 30 sekunder. Tørk med (varm) luftspreyt.
- 7. Påfør et lag Z-PRIME™ Plus påføres det avdekke metall & tørkes med en luftspreyt i 3-5 sekunder.
- 8. Påfør et lag PORCELAIN BONDING RESIN eller bonding over porselen og zirkonia eller alumina, skille med rikelige mengder vann og luftfører.
- 9. Fullfør reparasjonen ved hjelp av en mikrohybrid komposit (f.eks. AELITE All-Purpose Body) og fullfør/poler.

J. Reparasjon av porselen smeltet til zirkonia/alumina:

- 1. Isoler området som skal repareres.
- 2. Fjern glaze og skrålslip porselenet (45 grader) rundt området som skal repareres. Hele området sandblastes eller slipes med grovt diamantbor. Skyll med vann og luftfører.
- 3. BARRIER GEL plasseres på evt. avdekkel tannkjøtt og alumina/zirkonia for å beskytte områder der etsing ikke er ønskelig.
- 4. Påfør PORCELAIN ETCHANT (9,5 % HF) på den tørre porselenoverflaten og la det virke i 90 sekunder. Det etsede området må observeres kontinuerlig under hele prosedyren. Området med PORCELAIN ETCHANT må avvuges, og deretter skyles med rikelige mengder vann og luftfører. Den etsede overflaten skal da ha et matt og istet utseende.
- 5. Rengjør det etsede porselenet ved å påføre UNI-ETCH®, og rør om i 20 sekunder for å fjerne evt. salter. Skyll og tørk grundig.
- 6. 1 tynt lag BIS-SILANE påføres den etsede porselenoverflaten. La virke i 30 sekunder. Tørk med (varm) luftspreyt.
- 7. Påfør et lag Z-PRIME™ Plus påføres det avdekke metall & tørkes med en luftspreyt i 3-5 sekunder.
- 8. Påfør et lag PORCELAIN BONDING RESIN eller bonding over porselen og zirkonia eller alumina, skille med rikelige mengder vann og luftfører.
- 9. Fullfør reparasjonen ved hjelp av en mikrohybrid komposit (f.eks. AELITE All-Purpose Body) og fullfør/poler.

K. Reparasjon av porselen smeltet til zirkonia/alumina:

- 1. Isoler området som skal repareres.
- 2. Fjern glaze og skrålslip porselenet (45 grader) rundt området som skal repareres. Hele området sandblastes eller slipes med grovt diamantbor. Skyll med vann og luftfører.
- 3. BARRIER GEL plasseres på evt. avdekkel tannkjøtt og alumina/zirkonia for å beskytte