

*Bisco*

CE0459

***ALL-BOND 2***<sup>®</sup> *Dual-Cured*

*Universal Dental Adhesive*

**Instructions for Use**

**DK**



Bringing Science to  
the *Art* of Dentistry™

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-BIS-DENT

IN-0005R6  
Rev. 10/09

**ALL-BOND 2<sup>™</sup>** er et uovertruffet 4. generations dentin/emalje adhæsiv-resin-system. Det indbefatter en ægte dual-hærdende, hydrofil primer, som mikromekanisk binder til dentin med bindingsstyrker på 30 MPa eller mere. **ALL-BOND 2** bonder effektivt til alle dentale overflader inklusive ædle og ikke-ædle støtbe metallegeringer samt amalgam. **ALL-BOND 2** er et unikt bondings-system, som er forskelligt fra andre nuværende systemer på markedet. En grundig gennemlæsning af følgende brugsvejledning vil sikre et godt resultat.

## BRUGSVEJLEDNING

Der henvises til den spiralbundne **ALL-BOND 2 TECHNIQUE GUIDE** vedrørende specifikke brugsvejledninger.

Applicer **ALL-BOND<sup>®</sup>** (10% H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) på friskpræpareret emalje og dentin i 15 sekunder (gnub på emaljen) - eller anvend **UNI-ETCH<sup>™</sup>** (32% H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) i 15 sekunder uden gnumning. Skyl grundigt. Luftspray i 1-2 sekunder for at fjerne overskud af vand, men **UDTØR IKKE**. **ALL-BOND 2** kræver fugtig dentin og emalje - uden spytkontaminering.

Dispenser og bland lige dele af Primer A og B i blandebægeret. Skru **STRAKS** hæterne på primerflaskerne igen. Applicer 5 på hinanden følgende lag primer på hele præparationen inklusiv emaljen. **TØRBLÆS IKKE MELLEMLAGENE**. Når alle 5 lag **ALL-BOND 2** primer er påført fjernes opløsningsmidlet forsigtigt - men **GRUNDIGT** med luftspray. Tør alle overflader i 5-6 sekunder med luftspray for at sikre at opløsningsmiddel og displaceret vand fjernes fuldstændigt. Alle korrekt primerbehandlede overflader vil være skinnende (glossy). Hvis overfladen ikke er skinnende, gentages appliceringen af den blandede primer A og B.

**RÅD:** For at kontrollere dråbe-dispensering og undgå spild af primer.

1. Hold flasken i opret position og klem den forsigtigt.
2. Medens der klemmes vendes flasken om - og flasken klemmes yderligere til 1 eller 2 dråber primer (efter behov) er dispenseret.
3. Stadig medens flasken er vendt på hovedet, løsnes klemmet forsigtigt - hvorved primeren vil suges tilbage i flasken. Skru straks låget på efter brug.

Ved direkte komposit-restaureringer appliceres et tyndt lag **D/E RESIN<sup>®</sup>** (DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN) på de primer-behandlede overflader, og der lyspolymeriseres i 20 sekunder ved 500mW/cm<sup>2</sup>. Lige mange dråber **PRE-BOND<sup>™</sup>** og **DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN** kan mixes og bruges som et dualhærdende adhæsiv, der både kan polymerisere kemisk eller lyspolymeriseres. **PRE-BOND** kan også anvendes til at dæmpe/ophæve den accelererende effekt, som afbundne primere har på kemisk polymeriserende og dual-hærdende komposit-systemer. Fyld kaviteten med den valgte komposit og færdiggør restaureringen. For signifikant at formindske sliddet på kompositter bør kanter og overflader forsegles med **BISCO's FORTIFY<sup>™</sup>** Composite Surface Sealant umiddelbart efter den endelige finishering af restaureringen.

**OPBEVARING:** Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se de individuelle komponenters etiketter for specifikke udløbsdatoer. Hold flaskerne tæt tillukkede, da primere let fordampes.

**ADVARSEL:** **UNI-ETCH** og **ALL-ETCH** indeholder fosforsyre. Undgå at få stænk i øjnene. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skylles med store mængder af vand - søg læge. Uopolymeriserede resiner kan give hudirritationer hos følsomme personer. Ved hudkontakt vaskes grundigt med vand og sæbe.

**GARANTI:** **BISCO, Inc.** anerkender sin forpligtelse til at erstatte produkter, hvis disse vises at være defekte. **BISCO, Inc.** accepterer ikke ansvar for skader eller tab opstået enten direkte eller som følge af brug eller manglende evne til brug af de beskrevne produkter. Før brug, er det brugerens ansvar at afgøre om produktet egner sig til det påtænkte formål. Brugeren påtager sig al risiko og ansvar i forbindelse hermed.

**BEMÆRK:** Ifølge amerikansk lovgivning må produktet kun sælges af eller efter ordre fra tandbehandlere.

\* **ALL-BOND 2**, **ALL-ETCH**, og **UNI-ETCH** är registrerade varumärken som tillhör **BISCO, Inc.**  
**D/E RESIN** produceres af **BISCO, Inc.**  
**PRE-BOND** og **FORTIFY** är varumärken som tillhör **BISCO, Inc.**