

Bisco

CE0459

ALL-BOND 2[®] *Dual-Cured*

Universal Dental Adhesive

Instructions for Use

NL



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry[™]

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT

IN-0005R6
Rev. 10/09

ALL-BOND 2™ is een onovertroffen dentine/glazuur adhesiesysteem van de 4de generatie. Het maakt gebruik van een werkelijk dual-uithardende, hydrofiële primer die micromechanisch hecht aan dentine met hechtsterktes van 30 MPa of hoger. **ALL-BOND 2** hecht uitstekend aan alle dentale oppervlaktes, met inbegrip van gegoten legeringen van edel- of niet edele metalen en amalgaam. **ALL-BOND 2** is een uniek hechtsysteem dat verschilt van andere systemen die vandaag de dag op de markt verkrijgbaar zijn. Als u de hierop volgende instructies zorgvuldig doorleest is succes verzekert.

AANWIJZINGEN

Verwezen wordt naar de **ALL-BOND 2 TECHNISCHE RICHTLIJNEN**, gebundeld in een spiraalband, voor specifieke instructies.

Breng **ALL-ETCH™** (10% H₃PO₄) aan op aangesneden glazuur en op dentine gedurende 15 seconden, waarbij het in het glazuur moet worden gewreven, of gebruik **UNI-ETCH™** (32% H₃PO₄) gedurende 15 seconden zonder wrijving. Grondig schoonspolten. Gebruik de luchtspuit gedurende 1 of 2 seconden om het overtollige oppervlaktewater te verwijderen, maar **NIET GEHEEL DROGEN**. Voor **ALL-BOND 2** moet het dentine en glazuur **VOCHTIG** zijn, ontdaan van speekselcontaminatie.

Doseer en meng gelijke hoeveelheden van Primer A en B in het mengkommetje. Sluit de flesjes met primer **ONMIDDELIJK** weer af. Breng vijf achtereenvolgende lagen primer aan op de gehele preparatie, inclusief het glazuur. **NIET DROGEN TUSSEN DE LAGEN**. Nadat de **ALL-BOND 2** primers zijn aangebracht moet u de oplosmiddelen voorzichtig doch **GRONDIG** laten verdampen met behulp van de luchtspuit. Droog alle oppervlaktes gedurende 5-6 seconden met een luchtspuit om zeker te zijn van een grondige verwijdering van oplosmiddel en verplaatst water. **ALLE** oppervlaktes die op juiste wijze met primer zijn bedekt zullen glanzend zijn. Als het oppervlak niet glanzend is, herhaal dan het aanbrengen van het primermengsel.

TIP: Ter controle van de druppels en ter vermindering van het verspillen van primers:

1. Houd de fles rechtop en knijp zachtjes.
2. Draai de fles terwijl u knijpt en blijf knijpen totdat u de benodigde druppels heeft gedoseerd.
3. Door het geleidelijk aan verslappen van de greep op de omgekeerde fles wordt de primer teruggezogen in de fles. Sluit de fles onmiddellijk na gebruik af.

Bij directe composietrestauraties, breng een dunne laag **D/E RESIN™** (DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN) aan op de met primer bewerkte oppervlakten en daarna 20 seconden uitharden met licht bij een minimale lichtopbrengst van 500mW/cm². Een mengsel van hetzelfde aantal druppels **PRE-BOND™*** en **DENTINE/GLAZUUR BONDING HARS** kan gebruikt worden als een tweecomponenten hechtmiddel die zelfuithardend is of uithardt met licht. **PRE-BOND** kan ook gebruikt worden om het versnellende effect van primers op zelfuithardende of lichtuithardende composietsystemen te omzeilen. Plaats de gekozen composiet en werk deze af. Om slijtage van composieten aanzienlijk te verlagen, kunt u de randen en het oppervlak onmiddellijk na de laatste stap van de afwerking sealen met **BISCO's FORTIFY™*** Sealant voor Composietoppervlakken.

OPSLAG: Bewaar op kamertemperatuur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Houd rekening met de vervaldatum dat op elk product is vermeld. Primers zijn onderhevig aan verdamping, houd de flessen goed gesloten.

WAARSCHUWINGEN: **UNI-ETCH** en **ALL-ETCH** bevatten fosforzuur. Voorkom dat er spetters in de ogen komen. Als etsmiddelen in contact komen met de ogen, de ogen spoelen met ruimschoots water en onmiddellijk een dokter waarschuwen. Ongepolymeriseerde harsen kunnen huidirritatie veroorzaken bij personen die hier gevoelig voor zijn; was bij huidcontact de huid grondig schoon met water en zeep.

GARANTIE: **BISCO, Inc.** erkent haar aansprakelijkheid om producten te vervangen als hiervan wordt bewezen dat ze defectief zijn. **BISCO, Inc.** aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van of onvermogen tot het gebruiken van de beschreven producten. Alvorens het product te gebruiken is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product te bepalen voor het gewenste doel. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid op zich die hiermee verbonden zijn.

LET OP: Volgens de federale wetgeving in de V.S. mag dit product uitsluitend worden verkocht door of in opdracht van een beroepsbeoefenaar van de tandheekunde.

* **ALL-BOND 2**, **ALL-ETCH**, en **UNI-ETCH** zijn geregistreerde handelsmerken van **BISCO, Inc.**
D/E RESIN wordt geproduceerd door **BISCO, Inc.**
PRE-BOND en **FORTIFY** zijn handelsmerken van **BISCO, Inc.**