

Bisco

CE0459

ALL-BOND 2[®]

*Dual-
Cured*

Universal Dental Adhesive

Instructions for Use

FI



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry™

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT

IN-0005R6
Rev. 10/09

ALL-BOND 2SM on neljännen sukupolven sidosaine. Se toimii kaksoisvaikutteisesti, hydrofiilinen primer joka mikromekaanisesti sidostaa dentiinin 30MPa:n lujuudella tai voimakkaammin. **ALL-BOND 2** sidostaa tehokkaasti kaikki hammaspinnat, myös valetut seokset ja amalgaamin. **ALL-BOND 2** on ainutlaatuinen sidostusjärjestelmä, joka poikkeaa merkittävästi muista markkinoilla olevista tuotteista. Huolessisesti luetut ja noudatetut ohjeet takaavat hyvän lopputuloksen.

KÄYTTÖOHJEET

Katso **ALL-BOND 2**: n erityisohjeet **KÄYTTÖOHJEKIRJASESTA**.

Annostele **ALL-ETCHSM** (10% H₃PO₄) vastikään preparoiduille kiille- ja dentiinipinnalle. Anna vaikuttaa 15 sekuntia samalla kevyesti hangaten kiillepintoja tai käytä **UNI-ETCHSM** (32% H₃PO₄) 15 sekuntia hankaamalla. Huuhtelee huolellisesti. Poista ylimäärävesi kevyesti puustaamalla (noin 1-2 sekuntia). **VARO KUIVATTAMASTA HAMPAAN PINTAA**. **ALL-BOND 2** vaatii **KOSTEAN** dentiinin ja kiillepinnan, joka ei kuitenkaan saa kontaminoitua syljen kanssa.

Annostele ja sekoita yhtä suuret määrät primer A:ta ja B:tä sekoituskuppiin. **SULJE VÄLITTÖMÄSTI PRIMER-PULLOT**. Vie 5 perättäistä primer-kerrosta vastikään preparoiduille kiille- ja dentiinipinnoille. **ÄLÄ KUIVAA KERROSTEN VÄLILLÄ**. Kun **ALL-BOND 2** primer-kerrokset on annosteltu, haihduta liuotinaine varovasti mutta **HUOLELLISESTI** ilmapuustilla. Kuivata kaikkia pintoja 5-6 sekuntia ilmapuustilla varmistaaksesi liuotinaineen ja syrjäytyneen veden täydellisen poistumisen. Kaikkien onnistuneesti esikäsiteltyjen pintojen pitänee näyttää kiiltäviltiltä. Mikäli pinta ei kiillä, toista primer-käsittely.

VIHJE: Kontrolloidaksesi tippakoon ja välttääksesi tuhlamasta primereita:

1. Pidä pulloa pystysuorassa asennossa ja purista kevyesti.
2. Puristamisen aikana käännä pullo ylösalaisin ja jatka puristamista siten, että 1 tai 2 tippaa - kuten halutaan - tipahtaa.
3. Samalla kun varovasti kevennät puristusotetta, käännä pullo pystysuoraan asentoon. Imuvoima imaisee primerin takaisin pulloon. Sulje korkki välittömästi käytön jälkeen.

Kun teet suoria yhdistelmämuovitytteitä, levitä ohut kerros D/E RESIN* (DENTIN/ENAMEL BONDING RESINiä) valmistetuille pinnoille ja valokoveta 20 sekunnin ajan 500mW/cm². Voit käyttää yhtäläisiä tippamääriä **PRE-BONDSM**ia ja **DENTIN/ENAMEL BONDING RESINiä** kaksoiskovetteisena sidostusaineena, joka kovettuu joko kemiallisesti tai valokovettaen. **PRE-BOND**ia voidaan myös käyttää hidastamaan kovettuneiden primereiden nopeuttavaa vaikutusta kemiallis- ja kaksoiskovetteisissa yhdistelmämuovijärjestelmissä. Vie ja viimestele valitsemasi yhdistelmämuovi. Vähentääksesi huomattavasti yhdistelmämuovien kulumista tiivistä tehty täyte **BISCO**n **FORTIFYSM** Composite Surface Sealant:illa välittömästi lopullisen viimeistelyvaiheen jälkeen.

SÄILYTYS: Säilytä huoneen lämpötilassa (20°C/68°F - 25°C/77°F). Katso eräntymispäiväyksiä yksittäisten komponenttien etiketeistä. Primerit ovat haihtuvia, pidä pullot tiiviisti suljettuina.

VAROITUKSET: **UNI-ETCH** ja **ALL-ETCH** sisältävät fosforihappoa. Vältä aineen roiskumista silmiin. Jos etsausaineita joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Polymeroitumattomat resiniit saattavat aiheuttaa ihoärsytystä herkille henkilöille. Ihokontakteissa pese kontaktialue perusteellisesti vedellä ja saippualla.

TAKUU: **BISCO, Inc.** on vastuullinen korvaamaan tuotteet, jotka on todettu viallisiksi. **BISCO, Inc.** ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat tässä kuvattujen tuotteiden asiattomasta käytöstä tai käyttäjän huolimattomuudesta. Käyttäjällä on ennen tuotteen käyttöönottoa vastuu varmistua tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen. Tuotteen käyttäjällä on koko vastuu ja vastuuvollisuus tuotetta käytettäessä.

VAROITUS: Yhdysvaltain laki rajoittaa tämän tuotteen myynnin vain hammaslääketieteen ammattilaisen toimesta tai määräyksestä tapahtuvaksi.

* **ALL-BOND 2**, **ALL-ETCH**, ja **UNI-ETCH** ovat **BISCO, Inc.**:in rekisteröityjä tavaramerkkejä.
D/E RESIN valmistaja **BISCO, Inc.**
PRE-BOND ja **FORTIFY** ovat **BISCO, Inc.**:in tavaramerkkejä.