

*Bisco*

CE0459

***ALL-BOND 2***<sup>®</sup>

*Dual-Cured*

*Universal Dental Adhesive*

**Instructions for Use**

GR



Bringing Science to  
the *Art* of Dentistry™

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-BIS-DENT

IN-0005R6  
Rev. 10/09

Το **ALL-BOND 2\*** είναι ένα αζεπέραστο συγκολλητικό σύστημα οδοντικής/αδαμαντίνης 4<sup>th</sup> γενιάς. Η σύστασή του βασίζεται σε ένα πραγματικά διπλού πολυμερισμού υδρόφιλο πσινεα το οποίο μικρομηχανικά δένει την οδοντίνη με ισχυρούς δεσμούς συγκόλλησης 30 MPa ή και υψηλότερους. Το **ALL-BOND 2** συγκολλάται αποτελεσματικά σε όλες τις οδοντικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων και μη-πολύτιμων εκμαγείων καθώς και το αμάλαγμα. Το **ALL-BOND 2** είναι ένα μοναδικό σύστημα συγκόλλησης που διαφέρει από τα άλλα συστήματα που υπάρχουν στην αγορά. Το προσεκτικό διάβασμα των οδηγιών θα εξασφαλίσει την επιτυχία στη χρήση του.

## ΟΔΗΓΙΕΣ

Ανατρέξτε στις **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ** του **ALL-BOND 2** που βρίσκεται στο σπινάρι βιβλίο για πιο συγκεκριμένες οδηγίες.

Αδροποιήστε την αδαμαντίνη και την οδοντίνη με ALL-ETCH\*\* (10% H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) για 15'' ανακατεύοντας το πάνω στην αδαμαντίνη ή χρησιμοποιήστε το UNI-ETCH\*\* (32% H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) για 15 δευτερόλεπτα χωρίς να ανακατεύετε. Το ξεπλένετε πολύ καλά. Χρησιμοποιήστε τη σύριγγα αέρα για 1 ή 2 δευτερόλεπτα για να αφαιρέσετε το περίσιο νερό από την επιφάνεια αλλά **ΜΗΝ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ**. Το **ALL-BOND 2** χρειάζεται **ΥΨΗ** οδοντίνη και αδαμαντίνη, χωρίς μόλυνση από σάλιο.

Αναμιγνύετε ίση ποσότητα από το Primer A και B στην θήκη ανάμειξης. Ξαναβάλτε τα καπάκια **ΑΜΕΣΩΣ** στα φιαλίδια των primer. Απλώστε πέντε συνεχόμενες στρώσεις primer σε όλη την κοιλότητα συμπεριλαμβανομένης και της αδαμαντίνης. **ΜΗΝ ΣΤΕΓΝΩΝΕΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ**. Αφού τοποθετήσετε το **ALL-BOND 2**, κάνετε πολύ προσεκτικό φύσημα με την αεροσύριγγα να εξατμιστούν το νερό και ο διαλύτης. Φυσήξτε όλες τις επιφάνειες επί 5-6 δευτερόλεπτα. **ΟΛΕΣ** οι σισωτά προετοιμασμένες επιφάνειες θα πρέπει να είναι γυαλιστερές. Εάν η επιφάνεια δεν είναι γυαλιστερή, τοποθετήστε και άλλες στρώσεις και στεγνώστε.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Για να περιορίσετε τις σταγόνες και να αποφύγετε την απώλεια του primer:

1. Κρατήστε το φιαλίδιο σε όρθια θέση και πιέστε το ελαφρά.
2. Ενώ το πιέζετε, αναποδογυρίστε το φιαλίδιο και συνεχίστε να πιέζετε για να βγουν μια ως δύο σταγόνες, όσες χρειάζεστε.
3. Όταν αφήσετε να επανέλθει το αναποδογυρισμένο φιαλίδιο στη θέση του απαλά, θα επανέλθει το primer στο φιαλίδιο. Ξαναβάλτε αμέσως το καπάκι μετά τη χρήση.

Στις άμεσες αποκαταστάσεις με ρητίνες απλώστε ένα λεπτό στρώμα D/E RESIN\* (DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN) και φωτοπολυμερίστε για 20'' στα 500mW/cm<sup>2</sup>. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ίσος αριθμός σταγόνων από PRE-BOND™\*\* και DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN για να πετύχετε ένα συγκολλητικό παράγοντα διπλού πολυμερισμού το οποίο αυτοπολυμερίζεται ή φωτοπολυμερίζεται. Το PRE-BOND μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για να ξεπεράσετε την ιδιότητα επιτάχυνσης των primer σε αυτοπολυμεριζόμενα ή διπλού πολυμερισμού συστήματα ρητίνων. Τοποθετήστε και κάνετε την τελική λείανση στη ρητίνη. Για να μειωθεί σημαντικά η φθορά των ρητίνων, χρησιμοποιήστε την επιφανειοδραστική ρητίνη FORTIFY™\*\* της BISCO αμέσως μετά το τελευταίο βήμα της τελικής επεξεργασίας. Αυτό σας βοηθά να κλείσετε τον περιεμφρακτικό χώρο και τυχόν ατέλειες.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Αποθηκεύετε τα προϊόντα σε θερμοκρασία δωματίου (20°C/68°F - 25°C/77°F). Δείτε τις ξεχωριστές επικέτες στις συσκευασίες για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης. Βλέπετε τις ημερομηνίες λήξης στην επικέτα του προϊόντος.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:** Το UNI-ETCH περιέχει φωσφορικό οξύ. Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Εάν τα αδροποιητικά έρθουν σε επαφή με τα μάτια, τα ξεπλένετε με άφθονο νερό και ζητάτε ιατρική βοήθεια. Οι μη πολυμερισμένες ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησίες του δέρματος σε ευπαθή άτομα, για αυτό σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε το δέρμα πολύ καλά με σαπούνι και νερό.

**ΕΥΤΥΧΗΣ:** Η BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη που φέρει για την αντικατάσταση των προϊόντων εάν αποδειχθούν ελαττωματικά. Η BISCO, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, είτε άμεση είτε έμμεση, που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες του. Πριν από τη χρήση, ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την ενδεικνυόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους και την ευθύνη που σχετίζονται με το παρόν.

\* Το ALL-BOND 2, ALL-ETCH, και UNI-ETCH είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της BISCO, Inc.  
Το D/E RESIN κατασκευάζεται από την BISCO, Inc.  
Το PRE-BOND και FORTIFY είναι σήματα κατατεθέν της BISCO, Inc.