

Bisco

CE0459

ALL-BOND 2[®]

Dual-Cured

Universal Dental Adhesive

Instructions for Use

IT



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry™

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT

IN-0005R6
Rev. 10/09

ALL-BOND 2[®], è un sistema adesivo resinoso smalto-dentinale di quarta generazione di qualità insuperata. Si basa su un primer idrofilico auto-fotopolimerizzante che, legandosi micromeccanicamente alla dentina, genera valori di adesione (test shear bond) pari a non meno di 30 MPa. **ALL-BOND 2** aderisce a tutti i materiali utilizzati in odontoiatria, comprese le leghe fuse preziose e non preziose e l'amalgama. **ALL-BOND 2** è un sistema adesivo esclusivo che si distingue da tutti gli altri prodotti similari attualmente presenti sul mercato. Leggere le istruzioni di seguito riportate per ottenere risultati ottimali.

ISTRUZIONI

Per istruzioni specifiche, fare riferimento alla GUIDA TECNICA di **ALL-BOND 2**.

Applicare ALL-ETCH[®] (H₃PO₄ al 10%) per 15 secondi su smalto e dentina appena trattati agitando il prodotto sullo smalto, o utilizzare UNI-ETCH[®] (H₃PO₄ al 32%) per 15 secondi senza muoverlo. Sciacquare bene e utilizzare la siringa ad aria per 1 o 2 secondi per rimuovere l'acqua in eccesso dalla superficie, ma **SENZA ESSICCARE!** **ALL-BOND 2** è efficace su smalto e dentina **UMIDI**, non contaminati da saliva.

Versare e miscelare uguali quantità di Primer A e B in una vaschetta di miscelazione. Tappare **IMMEDIATAMENTE** i flaconi di Primer A e B. Applicare 5 strati sovrapposti sull'intera preparazione, compreso lo smalto. **NON ASCIUGARE TRA UN'APPLICAZIONE E L'ALTRA**. Dopo l'applicazione dei due Primer, far evaporare il sovente piano piano e **COMPLETAMENTE**, servendosi di una siringa ad aria. Asciugare bene tutte le superfici con un getto d'aria per 5-6 secondi per eliminare solvente e acqua in eccesso. **TUTTE** le superfici trattate con Primer dovranno apparire lucide, ad indicare una corretta copertura. In caso contrario, ripetere l'applicazione dei Primer miscelati.

RACCOMANDAZIONE: Per controllare la fuoriuscita delle gocce ed evitare sprechi:

1. Tenere il flacone rivolto verso l'alto e premere delicatamente.
2. Mantenere la pressione delle dita, capovolgendolo, e continuare a premere finché non fuoriescono una o due gocce, in base alle necessità.
3. Rilasciare la pressione delle dita sul flacone capovolto per far aspirare dentro la goccia di liquido adesivo fuoriuscita. Tappare il flacone subito dopo l'uso.

Per i restauri diretti in composito, applicare uno strato sottile di D/E RESIN[®] (DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN) alle superfici trattate con Primer. Fotopolimerizzare per 20 secondi a 500 mW/cm². Si possono utilizzare come adesivo auto-fotopolimerizzante PRE-BOND[™] e D/E BONDING RESIN in uguale quantità. Si può anche utilizzare PRE-BOND per ostacolare l'effetto accelerante esercitato dai Primer induriti sui sistemi in composito autopolimerizzanti e auto-fotopolimerizzanti. Applicare e rifinire il composito scelto. Per ridurre l'usura nel tempo del composito, sigillare i margini e la superficie con FORTIFY[™] BISCO, sigillante per superfici in composito, subito dopo la rifinitura finale.

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F). Le date di scadenza dei singoli componenti sono riportate sulle rispettive etichette. L'adesivo è soggetto ad evaporazione: tenere il flacone ben chiuso.

AVVERTENZE: UNI-ETCH e ALL-ETCH contengono acido fosforico. Evitare di spruzzare negli occhi. In caso di contatto con gli occhi dei materiali mordenzanti, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Le resine non polimerizzate possono causare irritazioni cutanee in soggetti sensibili. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone.

GARANZIA: BISCO, Inc. si fa carico della sostituzione di eventuali prodotti difettosi. BISCO, Inc. non è responsabile di eventuali danni o perdite, dirette o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità d'uso dei prodotti descritti. E' responsabilità dell'utente determinare l'adeguatezza del prodotto per la finalità d'uso. L'utente si assume tutti i rischi da ciò derivanti.

ATTENZIONE: la Legge Federale degli Stati Uniti limita la vendita di questi prodotti a professionisti del settore odontoiatrico.

* ALL-BOND 2, ALL-ETCH, e UNI-ETCH sono marchi registrati di BISCO, Inc.
D/E RESIN è prodotto da BISCO, Inc.
PRE-BOND e FORTIFY sono marchi BISCO, Inc.