

Bisco

CE0459

ALL-BOND 2[®] *Dual-Cured*

Universal Dental Adhesive

Instructions for Use

NO



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry™

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT

IN-0005R6
Rev. 10/09

ALL-BOND 2[®] er et unikt 4. generasjons dentin/emalje bondingsystem. Ved å benytte en dualherdende, hydrofil primer, oppnår man en mikromekanisk binding til dentin på 30 MPa eller bedre. **ALL-BOND 2** binder effektivt til alle dentale overflater, inklusive edle og uedle støpelegeringer og amalgam. **ALL-BOND 2** er et unikt bondingsystem, ulikt alle andre systemer på markedet. Les bruksanvisningen grundig for å sikre et godt resultat.

BRUKSANVISNING

Se også spiralheftet **ALL-BOND 2 TECHNIQUE GUIDE** for prosedyrespesifikke instruksjoner. (På norsk fins heftet: Bonding satt i system. **ALL-BOND 2**)

Appliser **ALL-ETCH[®]*** (10% H₃PO₄) på nylig instrumentert emalje og dentin i 15 sekunder (med agitering på emaljen), eller bruk **UNI-ETCH[®]*** (32% H₃PO₄) i 15 seconds uten agitering. Skyll grundig med vann. Blås bort overskudd av vann i 1 - 2 sekunder; **UTENÅ TØRRLEGGJE OVERFLATEN**. **ALL-BOND 2** krever at dentin og emalje er **FUKTIG**, men uten salivakontaminasjon.

Bland like mengder Primer A og B. **Husk å skru på korken på primerflaskene**. Appliser 5 lag etter hverandre på emalje og dentin. **TØRK IKKE MELLOM LAGENE**. Etter applisering av **ALL-BOND 2** primere skal det blåses **GRUNDIG** med luft, slik at alt løsemiddel fordampes. Blås alle flater i 5-6 sekunder med treveissprøyten for å sikre at løsemiddel og fuktighet er fjernet. **En ordentlig primet overflate skal være blank når den er fullstendig mettet**. Hvis ikke må det primes ytterligere.

TIPS: For å kontrollere dråpestørrelsen og unngå spillav primer, kan du gjøre følgende:

1. Hold flasken med spissen opp, og klem forsiktig.
2. Hold trykket, snu flasken opp ned, og trykk ut 1-2 dråper etter behov.
3. Slipp trykket forsiktig mens flasken er snudd opp ned, slik at primer i spissen suges tilbake i flasken. Sett på korken straks etter bruk.

Ved direkte komposittrestauraeringer appliseres et tynt lag D/E RESIN* (DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN) over de primede flatene, og lysheredes i 20 sekunder (500mW/cm² intensitet). Du kan også blande like mengder **PRE-BOND[™]*** og **DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN**, som da virker som en dualherdende bonding, som er selv- eller lysherdende. **PRE-BOND** kan også brukes til å eliminere aksellerasjonseffekten som herdede primere kan ha på enkelte selv- og dualherdende kompositter. Appliser og puss komposittfyllingen. Ved å applisere **BISCO's FORTIFY[™]*** overflateforsegler straks etter pussingen, vil man oppnå vesentlig reduksjon i slitasje, bedret marginalforsegling og glattere overflater.

LAGRING: Oppbevares i romtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se merking av individuelle komponenter for spesifikk utløpsdato. Primere er flyktige; pass derfor alltid på at korken er godt tilskrudd.

FORSIKTIGHETSREGLER: UNI-ETCH og ALL-ETCH inneholder fosforsyre. Unngå derfor sprut på hud og i øyne. Ved syresprut i øyne, skyll med rikelige mengder vann, og ta øyeblikkelig kontakt med lege. Uopolymeriserte resiner kan gi hudirritasjoner hos utsatte personer. Ved hudkontakt; vask grundig med såpe og vann.

GARANTIBESTEMMELSER: BISCO, Inc. erstatte defekte produkter. BISCO, Inc. er ikke ansvarlig for skader eller tap-direkte eller indirekte som skyldes bruk eller feilaktig bruk av produktene. Det er den enkelte brukers ansvar å avgjøre omproduktet er egnet i hvert enkelt tilfelle. Brukeren påtar seg derved alt ansvar for bruken.

ADVARSEL: U.S. Federal lovgivning påbyr at dette produktet kun selges av - og til - dentalt fagpersonell.

* ALL-BOND 2, ALL-ETCH, og UNI-ETCH er registrerte varemerker fra BISCO, Inc.
D/E RESIN blir produsert av BISCO, Inc.
PRE-BOND og FORTIFY er varemerker fra BISCO, Inc.