

Bisco

CE0459

ALL-BOND 2[®]

Dual-Cured

Universal Dental Adhesive

Instructions for Use

PT



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry™

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT

IN-0005R6
Rev. 10/09

ALL-BOND 2™ é um sistema de resina adesiva de dentina/esmalte inultrapassável de 4ª geração. Emprega um primer com dupla polimerização, hidrofílico que se liga micromecanicamente à dentina com forças de ligação de 30 MPa ou mais. **ALL-BOND 2** efectivamente liga-se a todas as superfícies dentárias, incluindo ligas preciosas e não preciosas, e amálgama. **ALL-BOND 2** é um sistema adesivo único que é diferente de outros sistemas existentes no mercado. A leitura cuidadosa das instruções que se seguem vai assegurar o sucesso.

INSTRUÇÕES

Ler o **ALL-BOND 2 TECHNIQUE GUIDE** para instruções específicas.

Aplicar ALL-ETCH™ (10% H₃PO₄) no esmalte e na dentina recentemente preparado durante 15 segundos com agitação ou use UNI-ETCH™ (32% H₃PO₄) durante 15 segundos sem agitação. Lavar abundantemente. Usar a seringa de ar durante 1 a 2 segundos para remover excesso de água da superfície mas **NÃO DESECAR**. **ALL-BOND 2** requer dentina e esmalte **HÚMIDOS**, sem contaminação com saliva.

Dispensar e misturar igual quantidade de Primer A e Primer B no gotet. **IMEDIATAMENTE** fechar os frascos do primer. Aplicar cinco camadas consecutivas do primer em toda a preparação, incluindo o esmalte. **NÃO SECAR ENTRE CAMADAS**. Após a aplicação dos primers **ALL-BOND 2**, evaporar os solventes com a seringa de ar cuidadosamente e **COMPLETAMENTE**. Secar todas as superfícies durante 5 a 6 segundos com uma seringa de ar para assegurar remoção completa do solvente e da água. **TODAS** as superfícies devidamente preparadas com primer terão um aspecto brilhante. Se a superfície não estiver brilhante, repetir a aplicação dos primers misturados.

SUGESTÃO: Para controlar gotas e evitar desperdício de primer:

1. Manter o frasco em posição vertical e espremer gentilmente.
2. Enquanto se espreme, inverter o frasco e continuar a espremer 1 ou 2 gotas conforme as necessidades.
3. Se libertarmos gentilmente o frasco invertida vamos obrigar o primer a entrar dentro do frasco. Recolocar tampa imediatamente após uso.

Para restaurações directas em compósito, aplicar uma fina camada de D/E RESIN* (DENTINA/BONDING RESIN) nas superfícies com primer, fotopolimerizar durante 20 segundos com 500mW/cm². Podem ser usadas número igual de gotas de PRE-BOND™* e DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN como agente adesivo de dupla polimerização que vai foto e auto-polimerizar. PRE-BOND pode ser também usado para ultrapassar o efeito acelerador de presa dos primers nos sistemas de compósitos de auto e dupla polimerização. Colocar e acabar compósito seleccionado. Para diminuir significativamente desgaste de compósitos, deve-se selar as margens e a superfície com selante de superfície de compósito FORTIFY™* da BISCO, imediatamente após o último passo do acabamento.

ARMAZENAMENTO: Guardar à temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F). Ver rótulo individual dos componentes para verificar datas de validade específicas. Primers estão sujeitos a evaporação, manter frascos bem fechadas.

PRECAUÇÕES: UNI-ETCH e ALL-ETCH contêm ácido fosfórico. Evitar salpicos para os olhos. Se os ácidos entrarem em contacto com os olhos, lavar com muita água e procurar cuidados médicos. Resinas não polimerizadas podem causar sensibilidade da pele em pessoas susceptíveis. Em caso de contacto com a pele, lavar copiosamente com sabão e água.

GARANTIA: A BISCO, Inc. reconhece a sua responsabilidade na reposição de produtos, quando se prove a existência de defeitos. A BISCO, Inc. não aceita ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas, directas ou indirectas, decorrentes da utilização ou da incapacidade para a utilização dos produtos como descrito. Compete ao utilizador a responsabilidade da determinação prévia da adequação do produto ao fim a que se destina. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades com isso ligados.

ATENÇÃO: A lei federal dos EUA restringe a vendas destes dispositivos apenas a ou à ordem de um profissional da Medicina Dentária.

* ALL-BOND 2, ALL-ETCH, e UNI-ETCH são marcas registradas de BISCO, Inc.

D/E RESIN é fabricado por BISCO, Inc.

PRE-BOND e FORTIFY são marcas registradas de BISCO, Inc.