

Bisco

CE0459

ALL-BOND 2[®]

Dual-Cured

Universal Dental Adhesive

Instructions for Use

RU



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry[™]

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT

IN-0005R6
Rev. 10/09

LL-BOND 2* – непревзойдённая система связующей смолы 4-го поколения для дентина/эмали. Она содержит гидрофильный праймер истинно двойного отверждения, который микромеханически соединяется с дентином с силой 30 Мпа и больше. **ALL-BOND 2** эффективно соединяется со всеми поверхностями, включая базовые и полудрагоценные зубоорачебные сплавы. **ALL-BOND 2** это уникальная адгезивная система, отличающаяся от всех других систем, представленных на рынке, на настоящий момент. Внимательное ознакомление с инструкцией будет залогом её успешного применения.

ИНСТРУКЦИЯ

Соотнесите с подшивкой: **ALL-BOND 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО** для специфичных инструкций.

Нанесите **ALL-ETCHN®*** (10% H_3PO_4) на только что обработанную эмаль или дентин на 15 секунд, помешивая его на эмали, или нанесите **UNI-ETCHN®*** (32% H_3PO_4) на 15 секунд, без помешивания. Тщательно промойте. Удалите избыток влаги с поверхности сжатым воздухом в течение 1-2 секунд, но **НЕ ПЕРЕСУШИВАЙТЕ**. **ALL-BOND 2** нуждается во **ВЛАЖНОМ** дентине и эмали, не зараженных слюной.

Смешайте одинаковое количество капель Праймера А и В в смесительной чашечке. **СРАЗУ ЖЕ** закройте бутылочки с праймером колпачками. Нанесите 5 слоёв праймера один за другим на всю рабочую поверхность, включая эмаль. **НЕ СУШИТЕ МЕЖДУ СЛОЯМИ**. После нанесения праймера **ALL-BOND 2** аккуратно, но **ТЩАТЕЛЬНО** удалите растворители с помощью воздушного пистолета. Просушите все поверхности воздухом в течение 5-6 секунд, чтобы обеспечить полное удаление растворителя и излишка воды. **ВСЕ** правильно праймированные поверхности должны стать гладкими и блестящими. Если поверхность не блестит, повторите процедуру заново.

СОВЕТ: В целях точной дозировки капель и во избежание бесполезной растраты праймера:

1. Держите бутылку вертикально вверх и мягко ее сожмите.
2. По мере сжатия, переверните бутылочку и продолжайте сжимать, накапав одну-две капли (по необходимости).
3. Мягко отпускаяе сжатие на перевернутую бутылочку, что приведет затягиванию праймера обратно в бутылочку. Закройте колпачком сразу после использования.

Для постоянных композиционных пломб наносите тонкий слой **СВЯЗУЮЩЕЙ СМОЛЫ ДЛЯ ДЕНТИНА/ЭМАЛИ D/E RESIN*** (DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN) поверх праймированных поверхностей, светоотверждайте 20 секунд при $500mW/cm^2$. Равное количество капель **PRE-BOND™*** и **СВЯЗУЮЩЕЙ СМОЛЫ ДЛЯ ДЕНТИНА/ЭМАЛИ (DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN)** может быть использовано в качестве материала двойного отверждения, а также само-отверждаемого или свето-отверждаемого. **PRE-BOND** может быть использован, чтобы избежать ускоряющий эффект полимеризованного праймера на само и двойного отверждения композитные системы. Поместите и отделайте выбранный композитный материал. Для того чтобы значительно уменьшить изнашиваемость композитов, герметизируйте края и поверхности при помощи **BISCO FORTIFY™*** Композитным Поверхностным Герметиком сразу же после окончательной отделки.

ХРАНЕНИЕ: Хранить при комнатной температуре ($20^{\circ}C/68^{\circ}F - 25^{\circ}C/77^{\circ}F$). Обращайте внимание на срок годности материала, который указан на каждой единице продукции. Праймеры могут испаряться, держите бутылочки плотно закрытыми.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: UNI-ETCHN и ALL-ETCHN содержат фосфорную кислоту. Избегайте попадания в глаза. В случае попадания протравки агентов в глаза, промойте глаза обильным количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. Неполимеризованные смолы могут вызвать сенсбилизацию кожи у чувствительных людей, в случае контакта с кожей тщательно промойте место контакта водой с мылом.

ГАРАНТИЯ: BISCO, Inc. принимает ответственность за замену продукта, в случае если он окажется дефектным. BISCO, Inc. не несёт ответственности за ущерб и убытки, прямые или косвенные, вызванные использованием или невозможностью использовать продукт, как указано. Прежде, чем начать использовать, ответственностью пользователя является определение соответствия продукта его назначению. Пользователь принимает на себя все риски и ответственность в связи с использованием данной продукции.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Федеральным законом Соединённых штатов продажа данного средства ограничивается для профессионального зубоорачебного использования.

* ALL-BOND 2, ALL-ETCHN и UNI-ETCHN являются зарегистрированными торговыми марками BISCO, Inc.
D/E RESIN производится BISCO, Inc.
PRE-BOND и FORTIFY являются торговыми марками BISCO, Inc.