

Bisco

CE0459

ALL-BOND 2[®] *Dual-Cured*

Universal Dental Adhesive

Instructions for Use

SE



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry™

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT

IN-0005R6
Rev. 10/09

ALL-BOND 2™ är ett oöverträffat 4:de generationens dentin/emalj-adhesivsystem. Det använder en sant dualhärdande, hydrofil primer som binder mikromekaniskt till dentin, med en sjuvhållfasthet på 30 MPa eller mer. **ALL-BOND 2** binder starkt till alla dentala ytor inklusive ädla eller oädla gjutlegeringar och amalgam. **ALL-BOND 2** är ett unikt bindningssystem som skiljer sig från andra system på marknaden. Noggrann genomläsning av anvisningarna som följer tillförsäkrat lyckat resultat.

BRUKSANVISNING

Använd den spiralbundna **ALL-BOND 2 TEKNIKGUIDE** för detaljerade anvisningar.

Applicera **ALL-ETCH™** (10% fosforsyra) på nyligen preparerad emalj och dentin i 15 sek, under det att gelen omrörs på emaljen, eller etsa med **UNI-ETCH™** (32% fosforsyra) i 15 sek utan omrörning. Spola noggrant. Använd luftblåster i 1-2 sek för att avlägsna överskottsvatten på ytan, men **TORKA INTE UT. ALL-BOND 2** kräver fuktigt dentin och emalj, fri från salivkontamination.

Lägg upp lika delar Primer A och B i en blandningskopp. Återplacera korkarna på primerflaskorna **GENAST**. Applicera 5 skikt i direkt följd i hela kaviteten, inklusive emaljen. **TORKA INTE MELLAN SKIKTEN**. Efter att **ALL-BOND 2** primer har applicerats, torka noggrant och försiktigt med luftblåster i 5-6 sek för att avdunsta lösningsmedel. **ALLA** korrekt primerbehandlade ytor ser glansiga ut. Om ytan inte är glansig, upprepa primerapplikationen.

TIPS: För att kontrollera antalet droppar och för att förhindra spill:

1. Håll flaskan i upprätt läge och kläm ihop den lätt.
2. Utan att släppa trycket, vänd flaskan rakt upp och ner. Tryck ut en till två droppar, efter behov.
3. Genom att försiktigt låta på trycket på den upp och nervända flaskan tvingas primer tillbaka in i flaskan. Sätt genast på korken efter användning.

För direkta ersättningar; applicera ett tunt skikt med **D/E RESIN*** (DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN) på de primerbehandlade ytorna och ljushärda i 20 sek (500mW/cm² intensitet). Lika delar **PRE-BOND™*** och **DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN** kan användas som dualhärdande resin som både självhärdat och ljushärdat. **PRE-BOND** kan även användas för att motverka den accelererande effekt som Primer A har på kemiskt härdande och dualhärdande kompositmaterial. Utför och putsa utvald komposit. För att signifikant reducera nötningen av komposit kan kanterna och ytan förseglas med **FORTIFY™*** kompositförseglingmaterial omedelbart efter sista putssteget.

FÖRVARING: Förvara i rumtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se märkning av individuella komponenter för specifika utgångsdatum. Innehållet i flaskorna är avdunstningsbenäget, varför man skall se till att försluta flaskorna väl efter användning.

WARNING: **UNI-ETCH** och **ALL-ETCH** innehåller fosforsyra. Undvik ögonstänk. Om etsmedel kommer i kontakt med ögonen, spola med rikliga mängder vatten och sök läkarhjälp. Nöpolymeriserat resin kan orsaka allergiska besvär hos känsliga individer. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten.

GARANTIER: **BISCO, Inc.** bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. **BISCO, Inc.** påtar sig inte ansvarsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller oförmåga att använda beskrivna produkter. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all risk och ansvarsskyldighet.

WARNING: Amerikansk federal lagstiftning begränsar försäljning av denna produkt till tandvårdspersonal.

* **ALL-BOND 2, ALL-ETCH** och **UNI-ETCH** är registrerade varumärken som tillhör **BISCO, Inc.**
D/E RESIN tillverkas av **BISCO, Inc.**
PRE-BOND och **FORTIFY** är varumärken som tillhör **BISCO, Inc.**