

Bisco

CE

ACE[®]  **Dispenser**
one and done

Instructions For Use

GK



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry™

U.S. Patent 7,748,980

IN-179R1

Rev. 6/11

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ACE
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**



▶ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ

Σημείωση: Διασφαλίστε ότι τα δύο κόκκινα έμβολα της συσκευής χορήγησης ACE είναι στην πλήρως οπίσθια θέση πιέζοντας το κουμπί εξώθησης (eject). (Τα έμβολα δεν πρέπει να είναι ορατά πριν από τη φόρτωση του φυσιγγίου).

1. **Με την επικέτα προς τα πάνω**, εισαγάγετε το φυσιγγίο στη συσκευή χορήγησης ACE.
2. Αφαιρέστε το καπάκι.
3. Πιέστε επαναληπτικά το πορτοκαλί κουμπί έως ότου εκχυθούν σταγόνες από αμφότερα τα άκρα του φυσιγγίου.

▶ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

1. Τοποθετήστε αμφότερα τα άκρα του φυσιγγίου πάνω από μια κοιλότητα ανάμειξης και πιέστε 1 φορά το πορτοκαλί κουμπί. Θα χορηγηθεί η κατάλληλη αναλογία υλικού. Εάν απαιτείται, αγγίξτε τα άκρα στην πλευρά της κοιλότητας ανάμειξης για έκλυση των σταγόνων.
2. Τοποθετήστε και πάλι το καπάκι στο φυσιγγίο, κλείνοντάς το καλά. **Σας συνιστούμε να αφήνετε το φυσιγγίο στη συσκευή χορήγησης ACE έως ότου εξαντληθεί.**



▶ ΓΙΑ ΕΞΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ

1. Για την αφαίρεση του φυσιγγίου, γυρίστε τη συσκευή χορήγησης έτσι ώστε ο λογότυπος να είναι προς την κάτω πλευρά. **Αφού αφαιρέσετε το καπάκι**, σύρετε το κουμπί εξώθησης (eject).
2. Τραβήξτε το φυσιγγίο εκτός της συσκευής χορήγησης ACE.
3. Απορρίψτε το καπάκι και το φυσιγγίο.
4. Φορτώστε ένα νέο φυσιγγίο.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: Χρησιμοποιήστε απολυμαντικό επιφανείας σε σπρέι ή πανάκια που συνιστώνται για πλαστικά ABS, PVC και πολυκαρβονίτη (PC) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αποφύγετε την απευθείας επαφή του απολυμαντικού διαλύματος με το συγκολλητικό υλικό των άκρων του φυσιγγίου. Μην βυθίζετε σε υγρό ή αποστειρώνετε σε αυτόκαυστο.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εταιρία Bisco, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων εάν αποδειχθούν ελαττωματικά. Η Bisco, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή συμπτωματικές, που προκύπτουν από τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη που σχετίζεται με το παρόν.

* Το ACE είναι κατοχυρωμένη εμπορική ονομασία της BISCO, Inc.

Made in the U.S.A.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92