

*Bisco*

CE 0459

*Choice*<sup>TM</sup> **2**

*Light-  
Cured*

*Veneer Cement*

## Instructions for Use

NO



Bringing Science to  
the *Art* of Dentistry™

IN-149R3  
Rev. 8/10

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000

## CHOICE™\* 2

Veneer Cément

### GENERELL INFORMASJON

**CHOICE 2 LIC** (Lysherdet) er en fargestabil ( $\Delta E < 1.2^{\Delta}$ ), lysherdet festesement med stor trykkfasthet som er utarbeidet eksklusivt for sementering av porselensfasetter og indirekte komposittfasetter.

**CHOICE 2 WATER-SOLUBLE TRY-IN-PASTA** er tilgjengelig separat, og kan brukes for å visualisere og forhåndsbestemme utseendet på den endelige sementeringen.

**CHOICE 2** er tiltenkt bruk med universelle klebemidler som ALL-BOND 2<sup>®</sup>, ALL-BOND 3<sup>®</sup>, ONE-STEP<sup>®</sup> eller ONE-STEP PLUS.

#### Indikasjoner for bruk:

- Sementering av porselens- eller komposittfasetter

#### Advarsel:

- Tannprodukter kan inneholde kjemikalier som er merket som farlige. Se hver spesifikke bruksanvisning/sikkerhetsdatablad for informasjon om risiko- og/eller sikkerhetsfaktorer knyttet til produktet.
- Ved bruk av tannlim vil kontaminasjon med spytt i stor grad kompromittere festing til tannbenet. Se den vedlagte bruksanvisningen for ytterligere informasjon.

#### Obs!:

- Krysskontaminering: Produktet kan inneholde deler som kun er ment til engangsbruk. Kast brukte og kontaminerte produkter. Ikke rengjør, desinfiser eller bruk på nytt.

#### Forholdsregler:

- Se produktets spesifikke bruksanvisning for fullstendig informasjon før bruk.
- I motsetning til ONE-STEP og ONE-STEP PLUS, er ikke alle alt-i-ett-lim kompatible med dobbelherdende og selvherdende resiner. Se produsentens bruksanvisning for ytterligere informasjon.
- Uopolymeriserte resiner kan forårsake hudsensitivitet hos påvirkelige personer. Unngå kontakt med huden. Hvis produktet kommer i kontakt med huden, vask med såpe og vann.
- Se etikettene på de individuelle komponentene for spesifikke utløpsdatoer.

### BRUKSANVISNING

#### FESTING AV PORSELENSFASETTER:

##### KLARGJØRING AV TRY-IN OG FASETT:

- Sørg for at porselensfasetten er etsed ordentlig, eller ets fasetten med fluorsyre (som for eksempel 9,5 % PORCELAIN ETCHANT\*) i henhold til produsentens instruksjoner.
- Pensle på 1-2 lag med silan (ved bruk av BIS-SILANE™-porcelensgrunning i 2 deler, bland del A og B i forholdet 1:1) på innsiden av fasettene. Vent i 30 sekunder, og la lufttørke.

**MERK:** Overflaten på det grunnede porselenet vil ha samme utseende før og etter silanisering.

- Rengjør den preparerte tannen med en slurry av pimpestein, skyll og tørk.
- Prøveplasser de silandekte fasettene på tennene for å sikre ordentlig tilpassning. Påfør Try-In-pasta av ønsket fargetone på fasettene og plasser disse forsiktig på tennene.

**MERK:** Try-In-pastaen vil ikke stivne, og vil passe til den tilsvarende festesementen.

- Ta av fasettene når ønsket farge er oppnådd, og skyll både tannen og fasetten med vann. Fasetten skal skylles grundig med vann, eller ideelt renses ultrasonisk i destillert vann eller etanol/isopropylalkohol i 2-3 minutter, og deretter tørkes.

##### KLARGJØRE TANNEN:

- Rengjør de klargjorte tennene med en slurry av pimpestein. Skyll og tørk.
- Isoler de klargjorte tennene (ideelt to av gangen) med mellomleggsplate eller mylarstrimler.
- Ets emalje og dentin med UNI-ETCH<sup>®</sup> (32 % fosforsyre) m/BAC<sup>®</sup> i 15 sekunder. Skyll grundig og fjern overflødig vann, men ikke tørk. De preparerte tennene skal være synlig fuktige.
- Påfør bindemiddel:

**ALL-BOND 3-BRUKERE:** Bland del A og B i forholdet 1:1, og påfør 1-2 fortløpende lag på de preparerte tennene. Lufttørk forsiktig, men grundig, slik at løsemidlet fordampes. Overflaten skal være blank. Lysherd i 10 sekunder ved 500mW/cm<sup>2</sup>.

**ALL-BOND 2-BRUKERE:** Bland GRUNNINGENE A og B (1:1) og påfør 2-3 fortløpende lag på de klargjorte tennene. (Det kan være nødvendig med ytterligere lag dersom mye dentin er blottlagt.) Lufttørk forsiktig, men grundig, slik at løsemidlet fordampes. Overflaten skal være blank. Lysherd i 3-5 sekunder ved 500mW/cm<sup>2</sup>. Påfør et svært tynt lag med D/E RESIN<sup>®</sup> over de klargjorte tennene og lufttørk. IKKE lysherd D/E RESIN.

**ONE-STEP-BRUKERE:** Påfør 1-2 fortløpende lag med ONE-STEP eller ONE-STEP PLUS på de klargjorte tennene. Lufttørk forsiktig, men grundig, slik at løsemidlet fordampes. Lysherd i 10 sekunder ved 500mW/cm<sup>2</sup>.

Fjern mellomleggsplaten eller mylarstrimlene.

##### SEMENTERING:

- Påfør et svært tynt lag med HEMA-fritt resin som for eksempel PORCELAIN BONDING RESIN<sup>®</sup> på fasettens innvendige overflate. IKKE LYSHERD.
- Påfør en sjenerøs mengde med den valgte fargen av **CHOICE 2**-fasettsement på fasettens innvendige overflate.
- Jobb med to og to fasetter, plasser forsiktig én fasett av gangen, og skyv forsiktig begge fasetter på plass med passivt trykk.
- Lysherd hver av dem i 3-5 sekunder ved 500mW/cm<sup>2</sup> for å lime fast fasettene.
- Fjern overflødig sement.
- Lysherd hver fasett i 40 sekunder ved 500mW/cm<sup>2</sup> fra den lingviale siden og 40 sekunder ved 500mW/cm<sup>2</sup> fra den faciale siden.

## TESTING AV KOMPOSITTFASSETTER:

### KLARGJØRING AV TRY-IN OG FASSETTER:

1. Rengjør den preparerte tannen med en slurry av pimpstein, skyll og tørk.
2. Fest komposittfasettene på tennene for å sikre ordentlig tilpasning. Påfør Try-In-pasta av ønsket fargetone på fasettene, og plasser disse forsiktig på tennene. (Try-In-pastaen vil ikke stivne, og vil passe til den tilsvarende festesementen.) Når ønsket fargetone er oppnådd, ta av fasettene og skyll tannen med vann. Fasetten skal skylles grundig med vann (eller ideelt renses ultrasonisk i destillert vann i 2-3 minutter) og deretter tørkes.
3. Sandblås den innvendige overflaten av fasetten forsiktig i 1-2 sekunder. Skyll og tørk.

### KLARGJØRE TANNEN:

1. Rengjør de klargjorte tennene med en slurry av pimpstein. Skyll og tørk.
2. Isoler de klargjorte tennene (ideelt av gangen) med mellomleggsplate eller mylarstrimler.
3. Ets emalje og dentin med UNI-ETCH (32% fosforsyre) m/BAC i 15 sekunder. Skyll grundig og fjern overflødig vann, men ikke tørk. De preparerte tennene skal være synlig fuktige.
4. Påfør festemiddel:
  - ALL-BOND 3-BRUKERE:** Bland del A og B i forholdet 1:1, og påfør 1-2 fortløpende lag på de preparerte tennene. Lufttørk forsiktig, men grundig, slik at løsemidlet fordampes. Overflaten skal være blank. Lysherd i 10 sekunder ved 500mW/cm<sup>2</sup>.
  - ALL-BOND 2-BRUKERE:** Bland GRUNNINGENE A og B (1:1) og påfør 2-3 fortløpende lag på de klargjorte tennene. (Det kan være nødvendig med ytterligere lag dersom mye dentin er blottlagt.) Lufttørk forsiktig, men grundig, slik at løsemidlet fordampes. Overflaten skal være blank. Lysherd i 3-5 sekunder ved 500mW/cm<sup>2</sup>. Påfør et svært tynt lag med D/E RESIN\* over de klargjorte tennene og lufttørk. IKKE lysherd D/E RESIN.
  - ONE-STEP-BRUKERE:** Påfør 1-2 fortløpende lag med ONE-STEP eller ONE-STEP PLUS på de klargjorte tennene. Lufttørk forsiktig, men grundig, slik at løsemidlet fordampes. Lysherd i 10 sekunder ved 500mW/cm<sup>2</sup>.
5. Fjern mellomleggsplaten eller mylarstrimlene.

### SEMENTERING:

1. Klargjør den innvendige overflaten av fasetten med ALL-BOND 2, ALL-BOND 3 eller ONE-STEP:
  - ALL-BOND 3-BRUKERE:** Bland del A og B i forholdet 1:1, og påfør 1-2 fortløpende lag på fasettens innvendige overflate. Lufttørk forsiktig, men grundig med en svak luftstrøm. IKKE lysherd.
  - ALL-BOND 2-BRUKERE:** Bland GRUNNINGENE A og B (1:1), og påfør 2-3 fortløpende lag på fasettens innvendige overflate. Fjern det overflødig med en forsiktig luftstrøm. Påfør et svært tynt lag med HEMA-fritt resin som for eksempel PORCELAIN BONDING RESIN\* over den klargjorte fasetten og lufttørk. IKKE lysherd PORCELAIN BONDING RESIN.
  - ONE-STEP BRUKERE:** Påfør 1-2 fortløpende lag med ONE-STEP eller ONE-STEP PLUS på fasettens innvendige overflate. Tørk forsiktig, men grundig med en svak luftstrøm. IKKE lysherd.
2. Påfør en sjenerøs mengde med den valgte fargen av **CHOICE 2**-fasettsement på fasettens innvendige overflate.
3. Jobb med to og to fasetter, plasser forsiktig én fasett av gangen, og skyv forsiktig begge fasetter på plass med passivt trykk.
4. Lysherd hver av dem i 3-5 sekunder ved 500mW/cm<sup>2</sup> for å lime fast fasettene.
5. Fjern overflødig sement.
6. Lysherd hver fasett i 40 sekunder ved 500mW/cm<sup>2</sup> fra den lingviale siden, og 40 sekunder ved 500mW/cm<sup>2</sup> fra den faciale siden.

**OPPBEVARING:** Oppbevares ved romtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**GARANTI:** BISCO, Inc. er ansvarlig for å erstatte produkter dersom disse kan bevises å være mangelfulle. BISCO, Inc. aksepterer ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, direkte eller indirekte, som kan oppstå som følge av bruken av eller manglende evne til å bruke produktet som beskrevet. Før det brukes, er det brukerens ansvar å vurdere om produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar forbundet med bruk.

\* CHOICE, og BIS-SILANE er varemerker for BISCO, Inc.

ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE-STEP og UNI-ETCH er registrerte varemerker for BISCO, Inc.  
PORCELAIN ETCHANT, D/E RESIN og PORCELAIN BONDING RESIN er produsert av BISCO, Inc.

▲ ΔE < 2 kan ikke ses med det menneskelige øyet.

■ BAC er benzalkoniumklorid, et antimikrobielt middel.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-BIS-DENT  
www.bisco.com

EC Representative  
BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92