

*Bisco*

CE 0459

*Choice*<sup>TM</sup> **2**

*Light-  
Cured*

*Veneer Cement*

## Instructions for Use

SE



Bringing Science to  
the *Art* of Dentistry<sup>®</sup>

IN-149R3  
Rev. 8/10

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000

## CHOICE™ 2

### Fasadement

#### ALLMÄN INFORMATION

**CHOICE 2 LIC** (Ljushärdande) är ett färgstabil ( $\Delta E < 1,2^*$ ), ljushärdande kompositcement med hög tryckhållfasthet som utvecklats speciellt med avsikt på cementering av porslinsfasader och indirekta kompositfasader.

**CHOICE 2 VATTENLÖSLIGA INPROVNINGSFÄRGER** finns tillgängliga separat och kan användas för att visualisera och förutbestämma det slutgiltiga estetiska resultatet.

**CHOICE 2** är avsett att användas tillsammans med ett universellt adhesiv såsom ALL-BOND 2<sup>®</sup>, ALL-BOND 3<sup>®</sup>, ONE-STEP<sup>®</sup> eller ONE-STEP PLUS.

#### Användningsindikationer:

- Cementering av porslins- eller kompositfasader

#### Varningar:

- Dentalprodukter kan innehålla kemikalier som betecknas som hälsofarliga. Hänvisning görs till respektive bruksanvisning och varuinformationsblad för information beträffande risk och säkerhetsfaktorer som är förenade med produkten.
- När dentaladhesiver används orsakar salivkontamination en allvarlig försämring av dentinbindningen. Hänvisning görs till den bilagda bruksanvisningen för ytterligare information.

#### Observanda:

- Kors-kontamination: Produkt kan innehålla delar som är avsedda för en-gångsanvändning. Släng använda eller kontaminerade tillbehör. Rengör inte, desinficera eller återanvänd.

#### Försiktighetsåtgärder:

- Hänvisning görs till produktspecifik bruksanvisning för fullständig information, före användning.
- Till skillnad från ONE-STEP och ONE-STEP PLUS, är inte alla "en-flasks-" adhesiver kompatibla med dualhärdande eller självhärdande material. Se tillverkarens bruksanvisning för mer information.
- Opolymeriserat resin kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga individer. Undvik hudkontakt. Vid kontakt, tvätta huden med tvål och vatten.
- Se märkning av individuella komponenter för specifika utgångsdatum.

#### BRUKSANVISNING

#### CEMENTERING AV PORSLINSFASADER:

##### INPROVNING och FÖRBEREDELSE AV FASAD

1. Kontrollera att porslinsfasaderna har blivit korrekt etsade eller etsa fasaderna med fluorvätesyra i enlighet med tillverkarens anvisningar (t ex med 9.5% PORCELAIN ETCHANT<sup>®</sup>).
2. Lägg på 1-2 skikt silan (När BIS-SILANE™ 2-komponents silanprimer används, blanda del A och B i förhållandet 1:1) på fasadernas insidor. Vänta 30 sekunder och lufttorka med luftblåster.  
**OBS:** Den silanprimerbehandlade porslinsytan kommer att se likadan ut efter, som före silaniseringen.
3. Rengör tandpreparationen med pimpstensputs, spola och torka.
4. Prova in de silanbehandlade fasaderna på tänderna för att kontrollera passform. Applicera önskad färg av inprovningspastan i fasaden och sätt försiktigt på plats.  
**OBS:** Inprovningfärgerna härdar inte och matchar den korresponderande cementfärgen.
5. När önskad färg fastställts avlägsna fasaderna och gör både tanden och fasaden ren med vatten. Fasaden bör spolas noggrant ren med vatten (eller idealt i ultraljudsbad i destillerat vatten eller etanol/isopropylalkohol i 2-3 minuter) och sedan torkas.

##### TANDFÖRBEREDELSE:

1. Rengör tandpreparationen med pimpstensputs. Spola och torka.
2. Isolera tandpreparationerna (idealt två åt gången) med matrisband eller med mylarstrips.
3. Etsa emalj och dentin med UNI-ETCH<sup>®</sup> (32% fosforsyra) med/ BAC<sup>®</sup> i 15 sekunder. Spola noggrant och avlägsna överskottsvatten men **torka inte ut**: tandpreparationen skall se synligt fuktigt ut.
4. Applicera bindningsmaterial:  
**ALL-BOND 3 ANVÄNDARE:** Blanda Part A och B i förhållande 1:1 och applicera i direkt följd 1-2 skikt på preparationen. Torka noggrant och försiktigt för att avdunsta lösningsmedel. Ytan skall se blank ut. Ljushärda i 10 sekunder (med 500mW/cm<sup>2</sup>).  
**ALL-BOND 2 ANVÄNDARE:** Blanda PRIMER A och B (1:1) och applicera 2-3 skikt i rak följd på preparationen (ytterligare skikt kan krävas om mycket dentin exponerats). Torka försiktigt och noggrant för att avdunsta lösningsmedel. Ytan skall se blank ut. Ljushärda i 3-5 sekunder (med 500mW/cm<sup>2</sup>). Applicera ett mycket tunt skikt med D/E RESIN<sup>®</sup> på den primerbehandlade tandpreparationen och tunna ut med luftblåster. Ljushärda INTE D/E resin.  
**ONE-STEP ANVÄNDARE:** Applicera 1-2 skikt med ONE-STEP eller ONE-STEP PLUS i direkt följd på preparationen. Torka försiktigt och noggrant för att avdunsta lösningsmedel. Ljushärda i 10 sekunder (med 500mW/cm<sup>2</sup>).
5. Avlägsna matrisbandet eller mylarstripset.

##### CEMENTERING:

1. Applicera ett tunt skikt med HEMA-fritt resin, såsom PORCELAIN BONDING RESIN<sup>®</sup> på fasadens insida och LJUSHÄRDA INTE.
2. Applicera frikostigt med utvald färg av **CHOICE 2** fasadement, på fasadens insida.
3. Arbeta parvis genom att försiktigt placera en fasad åt gången varefter båda fasaderna försiktigt guidas på plats med passivt tryck.
4. Ljushärda vardera fasad i 3-5 sekunder (med 500mW/cm<sup>2</sup>) för att fixera fasaderna på plats.
5. Avlägsna överskottscement.
6. Ljushärda vardera fasad i 40 sekunder (med 500mW/cm<sup>2</sup>) från lingualytan och 40 sekunder (med 500mW/cm<sup>2</sup>) från facialytan.

## **CEMENTERING AV KOMPOSITFASADER: INPROVNING och FÖRBEREDELSE AV FASAD:**

1. Rengör tandpreparationen med pimpstensputs, spola och torka.
2. Prova in kompositfasaderna på tänderna för att kontrollera passform. Applicera önskad färg av inprovningspastan i fasaderna och sätt försiktigt på plats (Inprovningsfärgerna härdar inte och matchar den korresponderande cementfärgen.) När önskad färg fastställts avlägsna fasaderna och spola tanden ren med vatten. Fasaden bör spolas noggrant ren med vatten (eller idealt i ultraljudsbad i destillerat vatten eller etanol/isopropylalkohol i 2-3 minuter) och torkas.
3. Sandblåstra lätt insidan på fasaden i 1-2 sekunder. Spola och torka.

### **TANDFÖRBEREDELSE:**

1. Rengör tandpreparationen med pimpstensputs. Spola och torka.
2. Isolera tandpreparationerna (idealt två åt gången) med matrisband eller med mylarstrips.
3. Etsa emalj och dentin med UNI-ETCH (32% fosforsyra med BAC) i 15 sekunder. Spola noggrant och avlägsna överskottsvatten men **torka inte ut**, tandpreparationen skall se synligt fuktig ut.
4. Applicera bindningsmaterial:  
**ALL-BOND 3 ANVÄNDARE:** Blanda Part A och B i förhållande 1:1 och applicera i direkt följd 1-2 skikt på preparationen. Torka noggrant och försiktigt för att avdunsta lösningsmedel. Ytan skall se blank ut. Ljushårda i 10 sekunder (med 500mW/cm<sup>2</sup>).  
**ALL-BOND 2 ANVÄNDARE:** Blanda PRIMER A och B (1:1) och applicera 2-3 skikt i rak följd på preparationen (ytterligare skikt kan krävas om mycket dentin exponerats). Torka försiktigt och noggrant för att avdunsta lösningsmedel. Ytan skall se blank ut. Ljushårda i 3-5 sekunder (med 500mW/cm<sup>2</sup>). Applicera ett mycket tunt skikt med D/E RESIN\* på den primerbehandlade tandpreparationen och tunna ut med luftblåster. Ljushårda INTE D/E resin.  
**ONE-STEP ANVÄNDARE:** Applicera 1-2 skikt med ONE-STEP eller ONE-STEP PLUS i rak följd på preparationen. Torka försiktigt och noggrant för att avdunsta lösningsmedlet. Ljushårda i 10 sekunder (500mW/cm<sup>2</sup>).
5. Avlägsna matrisbandet eller mylarstripset.

### **CEMENTERING:**

1. Primerbehandla fasadens insida med ALL-BOND 2, ALL-BOND 3 eller ONE-STEP:  
**ALL-BOND 3 ANVÄNDARE:** Blanda Part A och B i förhållande 1:1 och applicera i direkt följd 1-2 skikt på fasadens insida. Torka noggrant och försiktigt med lätt luftström, Ljushårda INTE.  
**ALL-BOND 2 ANVÄNDARE:** Blanda PRIMER A och B (1:1) och applicera 2-3 skikt i rak följd på fasadens insida. Avlägsna överskott med en svag luftström. Applicera ett mycket tunt skikt med HEMA-fritt resin såsom PORCELAIN BONDING RESIN på den primerbehandlade fasadens insida och tunna ut med luftblåster. Ljushårda INTE PORCELAIN BONDING RESIN.  
**ONE-STEP ANVÄNDARE:** Applicera 1-2 skikt i rak följd med ONE-STEP eller ONE-STEP PLUS på fasadens insida. Torka lätt men noggrant med en svag luftström. Ljushårda INTE.
2. Applicera frikostigt med utvald färg av **CHOICE 2** fasadcement, på fasadens insida.
3. Arbeta parvis genom att försiktigt placera en fasad åt gången varefter båda fasaderna försiktigt guidas på plats med passiv tryck.
4. Ljushårda vardera fasad i 3-5 sekunder (med 500mW/cm<sup>2</sup>) för att fixera fasaderna på plats.
5. Avlägsna överskottscement.
6. Ljushårda vardera fasad i 40 sekunder (med 500mW/cm<sup>2</sup>) från lingualytan och 40 sekunder (med 500mW/cm<sup>2</sup>) från facialytan.

**FÖRVARING:** Förvara i rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**GARANTIER:** BISCO, Inc. åtar sig skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. BISCO, Inc. åtar sig inte ansvarsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren åtar sig därigenom all risk och ansvarsskyldighet.

\* CHOICE och BIS-SILANE är varumärken som tillhör BISCO, Inc.  
ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE-STEP och UNI-ETCH är registrerade varumärken som tillhör BISCO, Inc.  
PORCELAIN ETCHANT, D/E RESIN och PORCELAIN BONDING RESIN tillverkas av BISCO, Inc.

▲ ΔE < 2 är inte skönjbart för det mänskliga ögat.

■ BAC är benzalkoniumklorid, en antimikrobiell tillsats.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-BIS-DENT  
www.bisco.com

EC Representative  
BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92