

Bisco

CE 0459

BARRIER GEL

Etchant Protectant

Instructions for Use

FR

IN-153R4

Rev. 5/16



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

BARRIER GEL*

Gel d'isolation contre les agents de mordantage

Information générale

Le gel d'isolation **BARRIER GEL** de BISCO peut être placé pour protéger les zones où le mordantage n'est pas souhaité. Il peut également être utilisé pour protéger de petites surfaces tissulaires restant susceptibles d'être exposées après mise en place de la digue en caoutchouc.

Indications

Protection des zones où le mordantage n'est pas souhaité.

Avertissement :

- Ne pas utiliser d'agent de mordantage à base d'acide fluorhydrique avant d'avoir lu et parfaitement compris les présentes instructions.

Mise en garde :

- Contamination croisée : Produit susceptible de contenir des accessoires exclusivement destinés à un usage unique. Jeter les Unidoses et accessoires utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser.

Précautions :

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.Bisco.com.

Instructions d'utilisation

NOTE : Les surfaces céramiques glacées adjacentes à la zone de réparation ne doivent pas rentrer en contact avec l'agent de mordantage qui fait perdre cet aspect.

1. Isoler la zone de réparation à l'aide d'une digue en caoutchouc.
2. Placer **BARRIER GEL** sur les tissus gingivaux pouvant être exposés et les surfaces céramiques non-concernées par le collage, afin de prévenir le risque de contact avec le gel de mordantage.
3. Après mordantage selon les instructions du fabricant, éliminer par aspiration l'agent de mordantage en même temps que le **BARRIER GEL**. Rincer abondamment à l'eau puis aspirer et sécher à l'air comprimé.

HYGIÈNE : Refermer les seringues avec le capuchon Luer Lock. L'utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination des seringues au cours du traitement, est recommandée.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION : Se référer aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des déchets. En l'absence de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives à l'élimination des déchets.

CONSERVATION : Conserver à température ambiante (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTIE : BISCO, Inc. s'engage à remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes, directes ou indirectes, consécutives à une utilisation non-conforme ou à une mise en œuvre incorrecte des produits. Avant toute utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec l'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.

*BARRIER GEL est fabriqué par BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
847-534-6000
www.bisco.com

EC	REP
----	-----

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92