

Bisco

CE 0459*

CHOICE™ 2 / *Light-Cured*

Veneer Cement

Instructions for Use

SE

IN-149R12
Rev. 12/18



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

CHOICE™* 2

Fasadcement

ALLMÅN INFORMATION

CHOICE 2 L/C är ett färgstabil (ΔE<1.2*), ljushärdande kompositcement med hög tryckhållfasthet som utvecklats speciellt med avsikt på cementering av porslin, litiumdisilikat och indirekta kompositfasader.

CHOICE 2 TRY- IN PASTE finns tillgängligt separat och kan användas för att visualisera och förutbestämma det slutgiltiga estetiska resultatet.

INDIKATIONSOMRÅDEN FÖR ANVÄNDNING:

- Cementering av porslins-, litiumdisilikat- eller kompositfasader

Kontraindikationer:

- Använd inte ALL-BOND UNIVERSAL®* till patienter som uppvisar tidigare allvarlig allergisk reaktion mot metakrylatresin.

Varningar:

- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3®*, och BIS-SILANE™* är mycket brandfarliga.
- Fluorvätesyra är en mycket stark och aggressiv kemikalie. Använd inte denna produkt förrän du noggrant genomläst och förstätt bruksanvisningen för PORCELAIN ETCHANT* (9.5% HF).
- Undvik stänk i ögonen. Om någon produkt kommer i kontakt med ögonen spola rikligt med vatten och sök medicinskt omhändertagande.
- Fosforsyran i etsmedlet irriterar ögon och hud kraftigt. Skada kan uppstå om etsmedlet får kvarstanna på hud eller slemhinna under längre tid. Om ögonstänk skulle uppstå, spola rikligt med vatten och sök medicinskt omhändertagande omedelbart. I händelse av kontakt med andra vävnader spola omedelbart med mycket vatten i flera minuter.
- När dentaladhesiver används, orsakar salivkontamination en allvarlig försämring av dentinbindningen och kan resultera i att ersättningen får försämrad hållbarhet. Kofferdamanvändning rekommenderas till alla direkta ersättningar och andra indikationer där risk för kontamination är möjlig.

Observanda:

- Kors-kontamination: Produkt kan innehålla delar som är avsedda för en-gångsanvändning. Släng använda eller kontaminerade tillbehör. Rengör, desinficera eller återanvänd inte.

Försiktighetsmått:

- Använd ALL-BOND UNIVERSAL eller ALL-BOND 3 omedelbart så snart det lagts upp i blandningskopp, exponering för luft och ljus kan resultera i avdunstning av lösningsmedel och förtjockning av adhesiven.
- Undvik hudkontakt; opolymeriserade (met)akrylatresiner kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. I händelse av kontakt tvätta huden med tvål och vatten.
- Använd inte väteperoxid, EDTA eller eugenolhaltiga material inför den adhesiva åtgärden då dessa material kan förhindra att bindning uppstår.
- Eftersom keramer och porslin uppvisar stor variation är det viktigt att förhöra sig hos tillverkaren eller ditt laboratorium för korrekta anvisningar vad gäller ytbehandling och korrekt utformning innan **CHOICE 2** används.
- Ljusedarens spets på hårdningslampan skall hållas så nära och rakt mot resinytan som är möjligt. Om en stor yta med resin skall ljushärdas är det lämpligt att dela in denna i flera sektioner och ljushärda varje sektion separat.
- Om ZOE innehållande material använts på tandsubstansen under de senaste 2-3 veckorna, rengör tandytan på ett adekvat sätt med ett abrasiv före adhesivanvändning.
- Otillräcklig lufttorkning av adhesiven leder till att lösningsmedlet inte avdunstar fullständigt och kan resultera i försämrad bindningsstyrka och postoperativ överkänslighet.
- Förvara inte UNI-ETCH®* i direkt solljus.
- Låg ljushärdningsintensitet ger upphov till dålig bindning.
- Överskottsansamling av adhesiv kan resultera i att den definitiva ersättningen inte kommer riktigt på plats.
- Hänvisning görs till enskilda komponenters märkning för särskilda utgångsdatum.
- Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- Säkerhetsdatablad finns på www.Bisco.com

BRUKSANVISNING

CEMENTERING AV FASADER:

FÖRBEREDELSE AV FASAD och INPROVNING:

A. PORSLINS- eller LITIUMDISILIKATFASADER

1. Kontrollera att porslinsfasaderna har blivit korrekt etsade eller etsa fasaderna med fluorvätesyra i enlighet med tillverkarens anvisningar (t ex med 9.5% PORCELAIN ETCHANT*).
2. Lägg på 1-2 skikt silan (När BIS-SILANE™ 2-komponents silanprimer används, blanda del A och B i förhållandet 1:1) på fasadernas insidor. Vänta 30 sekunder och lufttorka med luftblåster.

OBS: Den silanprimerbehandlade porslinsytan kommer att se likadan ut efter, som före silaniseringen.

3. Rengör tandpreparationen med pimpstensputs, spola och torka.
4. Prova in de silanbehandlade fasaderna på tänderna för att kontrollera passform. Applicera önskad färg av **CHOICE 2 TRY-IN PASTE** inprovningspasta i fasaden och sätt försiktigt på plats.

OBS: TRY-IN PASTE härdar inte men matchar den korresponderande cementfärgen

5. När önskad **CHOICE 2** färg fastställts avlägsna fasaderna och rengör både tanden och fasaden med vatten. Fasaden bör spolans noggrant ren med vatten (eller idealt i ultraljudsbad i destillerat vatten eller etanol/isopropylalkohol i 2-3 minuter) och sedan torkas.

B. KOMPOSITFASADER

1. Rengör tandpreparationen med pimpstensputs, spola och torka.
2. Prova in kompositfasaderna på tänderna för att kontrollera passformen. Applicera önskad **CHOICE 2 TRY-IN PASTE** inprovningfärg i fasaden och sätt försiktigt på plats på tänderna.
OBS: TRY-IN PASTE hårdar inte men matchar den korresponderande cementfärgen
3. När önskad **CHOICE 2** färg fastställts avlägsna fasaderna och rengör både tanden och fasaden med vatten. Fasaden bör spolas noggrant ren med vatten (eller idealt i ultraljudsbad i destillerat vatten eller etanol/isopropylalkohol i 2-3 minuter) och sedan torkas.
4. Gör lätt sandblåstring av fasadens insida i 1-2 sekunder. Spola och torka.

TANDFÖRBEREDELSE:

1. Rengör tandpreparationen med pimpstensputs. Spola och torka.
2. Isolera tandpreparationerna (idealt två åt gången) med matrisband eller med plaststrips.
3. Etsa emalj och dentin med UNI-ETCH (32% fosforsyra) i 15 sekunder. Spola noggrant och avlägsna överskottsvatten men torka inte ut; tandpreparationen skall se synligt fuktig ut.
4. Applicera bindningsmaterial:
ALL-BOND 3 ANVÄNDARE: Blanda Part A och B i förhållande 1:1 och applicera i direkt följd 1-2 skikt på preparationen. Torka noggrant och försiktigt för att avdunsta lösningsmedel. Ytan skall se blank ut. Ljushårda i 10 sekunder.
ALL-BOND UNIVERSAL ANVÄNDARE: Applicera två separata skikt med ALL-BOND UNIVERSAL, Varje skikt skall gnuggas in i preparationen med quick-stick mikrobörste i 10-15 sekunder. Ljushårda inte mellan skikten. Avdunsta lösningsmedel genom noggrann intorkning med luft bläster i minst 10 sekunder; adhesiven skall inte ses kunna röra sig. Ytan skall ha ett jämnt, glansigt utseende; annars, applicera ytterligare skikt med ALL-BOND UNIVERSAL och torka in. Ljushårda i 10 sekunder
5. Avlägsna matrisbandet eller plaststripset.

CEMENTERING:

1. Applicera ett mycket tunt skikt med HEMA-fritt resin, såsom PORCELAIN BONDING RESIN* på fasadens insida och LJUSHÅRDA INTE.
2. Applicera frikostigt med utvald färg av **CHOICE 2** fasadcement, på fasadens insida.
3. Arbeta parvis genom att försiktigt placera en fasad åt gången varefter båda fasaderna försiktigt förs på plats med passivt tryck.
4. Ljushårda vardera fasad i 3-5 sekunder för att fixera fasaderna på plats.
5. Avlägsna överskottscement.
6. Ljushårda vardera fasad i 40 sekunder från lingualytan och 40 sekunder från facialytan.

HYGIEN: Återförslut sprutor med luer lock-hättan. Användning av vanligen förekommande hygienskydd rekommenderas för att undvika att sprutorna kontamineras under behandling.

AVFALLSHANTERING: Följ lokala anvisningar för avfallshantering. I frånvaro av sådana, följ nationella eller regionala avfallshanteringföreskrifter.

FÖRVARING: Förvara i rumstemperatur (20°C/68°F-25°C/77°F).

GARANTIER: Bisco Inc. påtar sig skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. åtar sig inte ansvarsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren åtar sig därigenom all risk och ansvarsskyldighet.

* CHOICE och BIS-SILANE är varumärken som tillhör Bisco Inc.

ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL, UNI-ETCH är registrerade varumärken som tillhör Bisco Inc.
PORCELAIN ETCHANT och PORCELAIN BONDING RESIN tillverkas av BISCO, Inc.

▲ ΔE< 2 är inte skönjbart för det mänskliga ögat.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92