

# FORTIFY™ Light-Cured Composite Surface Sealant

## Instructions for Use



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

IN-012R10  
Rev. 2/22

**CAUTION:** U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

### GENERAL INFORMATION

**FORTIFY** is a light-cured, low viscosity, unfilled resin formulation.

**FORTIFY** is intended for use as a composite surface sealant. Contouring and finishing of posterior composite restorations with rotary instruments can create microcracks and surface irregularities that contribute to composite wear during the first six months of function. **FORTIFY** is a surface sealant that is formulated with an unfilled resin. A composite surface sealed with **FORTIFY**, has improved wear resistance and long-term marginal integrity. **FORTIFY** is effective with all anterior/posterior composites (Bis-GMA, or UDMA resin base), resulting in enhanced wear properties. Due to the unique formulation, **FORTIFY** can be air-thinned significantly, then light-cured, without interfering with the occlusion.

The principle use of **FORTIFY** is to penetrate and seal the surface of:

1. Direct Composite Restorations
2. Indirect Composite Restorations
3. Provisional Restorations
4. Amalgam Restorations

#### Warnings:

- Avoid splashing into the eyes. If product comes into contact with the eyes, flush with copious amounts of water and seek medical attention.

#### Cautions:

- Cross-contamination: Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of used or contaminated unit-dose components and accessories. Do not clean, disinfect or reuse.

#### Precautions:

- Unpolymerized resins may cause skin sensitization in susceptible persons. Avoid contact with the skin. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water.
- Refer to individual component labels for specific expiration dates.
- Safety data sheet available on request.
- Safety data sheet available at [www.bisco.com](http://www.bisco.com).

### INSTRUCTIONS FOR USE

**1. For Newly Placed Restorations:** Following adjustment, finishing and polishing of the final restoration, rinse the tooth and restoration with copious amounts of water to remove all debris. **OR**

**For Previously Placed Restorations:** Clean the entire surface with a slurry of pumice and water.

2. Etch the surface of the restoration and approximately 1-2mm beyond the tooth/ restoration margin using an etchant according to manufacturer's instructions. For full coverage restorations, etch the entire surface of the restoration.

3. Rinse with copious amounts of water and thoroughly air dry the tooth and restoration.

4. Place a small amount of **FORTIFY** sealant in a mixing well. Apply a thin layer to previously etched surfaces using a scrubbing motion. Air-thin by blowing a gentle stream of air over this layer to assure an even distribution.

5. Light cure sealant for 10 seconds. Verify occlusion.

**DISPOSAL:** Express through a mixing tip or collect mixed excess material onto a mixing pad. Light cure excess material in sections until fully cured. Dispose of syringe, tips, and cured material according to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional provisions relating to waste.

**STORAGE:** Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**WARRANTY:** BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

\* FORTIFY is a trademark of BISCO, Inc.

**FORTIFY** est une résine photopolymérisable de faible viscosité et non-chargée.

**FORTIFY** a été conçu pour le scellement des surfaces composites. Le contourage et la finition des composites postérieurs à l'aide d'instruments rotatifs peut entraîner des microfissures et des irrégularités de surface qui contribuent à une augmentation de l'usure des composites durant les six premiers mois. **FORTIFY** est un agent de scellement de surface formulé avec une résine non chargée. Le scellement de surface à l'aide de **FORTIFY** permet une augmentation de la résistance à l'usure ainsi qu'une intégrité marginale à long terme de la restauration. **FORTIFY** est efficace avec tous les composites antérieurs/postérieurs (à base de Bis-GMA ou d'UDMA), et optimise leur résistance à l'usure. Grâce à sa formulation unique, **FORTIFY** peut être efficacement étalé à l'air comprimé, puis photopolymérisé, sans interférer avec l'occlusion.

L'utilisation principale de **FORTIFY** est le scellement des surfaces lors de :

1. Restaurations directes en composite
2. Restaurations indirectes en composite
3. Restaurations provisoires
4. Restaurations à l'amalgame

#### Avertissements :

- Eviter les projections dans les yeux. En cas de contact oculaire, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.

#### Mises en garde :

- Contamination croisée : Produit susceptible de contenir des accessoires exclusivement destinés à un usage unique. Jeter les unitées et accessoires utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser.

#### Précautions :

- Les résines non-polymerisées sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibilisées. Eviter tout contact avec la peau. En cas de contact cutané, laver soigneusement à l'eau et au savon.
- Voir les étiquettes individuelles pour les dates de péremption spécifiques.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Fiche de données de sécurité disponible sur [www.bisco.com](http://www.bisco.com).

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**1. Nouvelles restaurations :** Après le contourage, la finition et le polissage de la restauration, rincer abondamment la dent et la restauration au spray air/eau afin d'éliminer tous les débris. **OU**

**Restaurations existantes :** Nettoyer toutes les surfaces avec un mélange de poudre de ponce et d'eau.

2. Mordancer la surface de la restauration et l'émail adjacent (environ 1-2 mm) à l'aide d'un agent de mordancage, selon les instructions du fabricant. Pour les restaurations à revêtement total, mordancer la totalité des surfaces de la restauration.

3. Rincer abondamment, puis sécher soigneusement la dent et la restauration à l'air comprimé.

4. Placer une petite quantité de **FORTIFY** dans un godet de mélange. Appliquer en une fine couche en frottant les surfaces préalablement mordancées. Étaler doucement cette couche à l'air comprimé, afin d'en assurer une répartition uniforme.

5. Photopolymériser le sealant pendant 10 secondes. Vérifier l'occlusion.

**ÉLIMINATION :** Exprimer à travers un embout mélangeur ou recueillir sur un bloc de mélange le matériau en excès mélangé. Photopolymériser le matériau en excès par sections, jusqu'à polymérisation complète. Jeter les seringues, les embouts, ainsi que le matériau polymérisé conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des déchets. En l'absence de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives à l'élimination des déchets.

**CONSERVATION :** Conserver à température ambiante (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**GARANTIE :** BISCO, Inc. s'engage à remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes, directes ou indirectes, consécutives à une utilisation non-conforme ou à une mise en œuvre incorrecte des produits. Avant toute utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec l'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.

\* FORTIFY est une marque de BISCO, Inc.

### ES FORTIFY™ Sellador de la superficie del composite

### INFORMACIÓN GENERAL

**FORTIFY** es una formulación de resina fotopolimerizable, de baja viscosidad y sin relleno.

**FORTIFY** está indicado para su uso como sellador de la superficie del composite. El contorneado y acabado de las restauraciones posteriores de composite con instrumentos rotatorios pueden crear microfisuras e irregularidades en la superficie que contribuyen al desgaste del composite durante los primeros seis meses de funcionalidad. **FORTIFY** es un sellador de superficie formulado con una resina sin relleno. Una superficie de composite sellada con **FORTIFY** tiene mayor resistencia al desgaste y mayor integridad marginal a largo plazo. **FORTIFY** es eficaz con todos los composites anteriores y posteriores (Bis-GMA o base de resina UDMA), lo que le lleva mejores propiedades frente al desgaste. Gracias a su formulación única, **FORTIFY** puede diluirse significativamente con aire y luego fotopolimerizarse, sin interferir con la occlusión.

El uso principal de **FORTIFY** es penetrar y sellar la superficie de:

1. Restauraciones con composite directas
2. Restauraciones con composite indirectas
3. Restauraciones provisionales
4. Restauraciones con amalgama

#### Advertencias:

- Evite salpicaduras en los ojos. Si el producto entra en contacto con los ojos, láveles con agua abundante y busque asistencia médica.

#### Avisos:

- Contaminación cruzada: El producto puede contener elementos que están diseñados para usarse una sola vez. Deseche los componentes y accesorios para dosis individuales usados o contaminados. No lave, desinfecte ni reutilice.

#### Precauciones:

- Las resinas no polymerizadas pueden afectar a la piel de las personas sensibles. Evite el contacto con la piel. En caso de contacto con la piel, lave esta a fondo con agua y jabón.
- Consultar las etiquetas de los componentes individuales para comprobar las fechas específicas de caducidad.
- Ficha de datos de seguridad disponible si se solicita.
- Ficha de datos de seguridad disponible en [www.bisco.com](http://www.bisco.com).

### INSTRUCCIONES DE USO

**1. Para restauraciones nuevas:** Despues del ajuste, acabado y pulido de la restauración final, enjuague el diente y la restauración con agua abundante para eliminar todos los residuos. **O**

**Para restauraciones previas:** Limpie toda la superficie con pasta de piedra pómex y agua.

2. Grabe la superficie de la restauración y aproximadamente 1-2 mm más allá del margen del diente/restauración utilizando un agente de grabado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Para restauraciones de cobertura total, grabe toda la superficie de la restauración.

3. Enjuague con agua abundante y seque bien con aire el diente y la restauración.

4. Coloque una pequeña cantidad de sellador **FORTIFY** en un pocillo de mezclas. Aplique una capa fina a las superficies previamente grabadas con un movimiento de barro. Diluya con aire aplicando una suave corriente de aire sobre esta capa para asegurar una distribución uniforme.

5. Fotopolimerice el sellador durante 10 segundos. Compruebe la occlusión.

**ELIMINACIÓN:** Extraiga mediante una punta de mezcla o recoja la mezcla de material en exceso en un bloque de mezcla. Endurezca ligeramente el material en exceso por secciones hasta que esté endurecido del todo. Elimine las jeringas, puntas y material frágil de acuerdo con las disposiciones locales relativas a los residuos. En caso de que no existan, remítase a las disposiciones nacionales o regionales relativas a los residuos.

**ALMACENAMIENTO:** Conserve a temperatura ambiente (20°C/68°F-25°C/77°F).

**GARANTÍA:** BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.

\* **FORTIFY** es una marca registrada de BISCO, Inc.

### SV FORTIFY™ Composite Surface Sealant

### Allmän information

**FORTIFY** är ett lågvisköst ljushärdande ofyllt resin.

**FORTIFY** är avsett att användas för att försegla kompositytter. Konturering och finishering av posteriora kompositer med roterande instrument kan orsaka mikrosprickor och ytregelbundenheter som accentuerar nötningen av kompositer under de 6 första månaderna. **FORTIFY** är ett yttyttningssmedel som är formulerat med ett ofyllt harts. En komposityta som förseglat med **FORTIFY** är mera nötningsresistent och har bättre långsiktig kantförsiktning. **FORTIFY** är kompatibel med alla anteriora/posteriora kompositer (Bis-GMA eller Uretandimetakrylatbaserade resin) och ger förbättrad nötningsresistens. Genom sin unika sammansättning kan **FORTIFY** tunnas ut ordentligt med luftblåster och sedan ljushärdas, utan att påverka ocklusionen.

**FORTIFY** används huvudsakligen för att tränga ner i och försegla ytter på:

1. Direkta kompositytillverkningar
2. Indirekta kompositersättningar
3. Provisoriska ersättningar
4. Amalgamytillverkningar

#### Varningar:

- Undvik stänk i ögonen. Om stänk av produkten kommer i ögonen, spola rikligt med vatten och uppsök medicinskt omhändertagande.

#### Observanda:

- Korskontaminerings: Produkten kan innehålla delar som är avsedda för en-gångsanvändning. Släng använda eller kontaminerade komponenter. Rengör, desinficera eller återanvänd inte.

#### Försiktighetsmått:

- Opolymeriserat resin kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. Undvik hudkontakt. Vid hudkontakt, tvätta noggrant med tvål och vatten.
- Studera märkningen av enskilda komponenter för särskilda utgångsdatum.
- Säkerhetsdatablad finns att rekvírera.
- Säkerhetsdatablad finns på [www.bisco.com](http://www.bisco.com)

### BRUKSANVISNING

**1. För nyigena utförda ersättningar:** Omedelbart efter utförd slutförlig konturering, finishering och polering, spola tanden och ersättningen med riklig mängd vatten för att avlägsna putsdebris. **ELLER**

**För tidigare utförda ersättningar:** Rengör hela ytan med pimpstenspets.

2. Etsa ytan på kompositen med utsträckning ca 1-2mm över intilliggande emalj med en etselg, enligt tillverkarens instruktioner. För kronersättningar etsa ersättningens hela yta.

3. Spola med rikligt med vatten och torka tanden och ersättningen noggrant med luftblåster.

4. Applicera en mindre mängd **FORTIFY** ytförsegling i en blandningskopp. Applicera ett tunt skikt på den tidigare etsade ytan med en gnuggande rörelse. Med luft blåster blästras ytan försiktigt till ett tunt och jämnt fördelat skikt.

## YLEISIÄ TIETOJA

**FORTIFY** on valokovetteinen matalaviskoosinen filleritön resiiniformulaatio.

**FORTIFY** on tarkoitettu käytettäväksi yhdistelmämäuvin pinnoitteena. Taka-alueen yhdistelmämäuvirestauraatioiden muotoluu ja viimeistely pyörivillä instrumenteilla voi aikaansaada mikrohalkeamia ja pinnan epäsäännöllisyksiä, jotka edistävät yhdistelmämäuvin kulumista ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. **FORTIFY** on muovipinnoite, joka koostuu filleritömästä resiinistä. **FORTIFY**-tuotteella pinnoitetulta yhdistelmämäuvipinnalla on parempi kulumiskestävyyys ja pitkäkaikainen saumattivuus. **FORTIFY** vaikuttaa kaikkiin etualueen ja taka-alueen yhdistelmämäuveihin (Bis-GMA- tai UDMA-resiinipohja) ja parantaa kulumiskestävyyttä. **FORTIFY**-tuoteen ainutkertaisen formuloinnin ansiosta sitä voidaan ilmahtentaa merkittävästi ja sitten valokovetetaa ilman että se häirittää parennea.

**FORTIFY**-tuoteen käyttöönottaa on seuraavien pintojen läpäiseminen ja pinnoittaminen:

1. Suorat yhdistelmämäuvirestauraatiot
2. Epäsuorat yhdistelmämäuvirestauraatiot
3. Väliaikaiset restauraatiot
4. Amalgaamirestauraatiot

## Varoitusset:

- Vältä silmiin roiskumista. Jos tuote pääsee kosketukseen silmien kanssa, huuhtele runsaalla vesimäärellä ja käänny lääkärin puoleen.

## Huomio:

- Ristikontaminaatio: Tuotteessa saatetaa olla osia, jotka ovat tarkoitettu kertakäytöön. Hävitä käytetty tai kontaminoidut kerta-annos osat ja tarvikkeet. Ei saa puhdistaa, desinfioida tai käyttää uudelleen.

## Varotoimet:

- Polymeroitumattomat resiinit voivat aiheuttaa herkille henkilöille ihon herkistymistä. Vältä ihokosketusta. Jos ainetta joutuu iholle, pese huolellisesti saippualla ja vedellä.
- Katso yksittäisen osan viimeinen käyttöpäivämäärä kyseisen tuoteen omasta etiketistä.
- Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa pyynnöstä.
- Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa verkkosivustolta [www.bisco.com](http://www.bisco.com).

## KÄYTÖNHOJET

**1. Uudet restauraatiot:** Kun lopullinen restauroointi on tarkistettu, viimeistellty ja kiillotettu, huuhtele hammasta ja restauroiota runsaalla vesimäärellä kaikkien jäämien poistamiseksi. **TAI**

**Aiemmin tehtyjä restauraatiot:** Puhdista koko pinta hohkakivitahalla ja vedellä.

2. Etsaa restauroointi pinta ja noin 1–2 mm hampaan/restauraation reunan yli noudattamalla etsausaineen valmistajan ohjeita. Etsaa koko pinnan peittävissä restauroointioissa koko restauroointipinta.

3. Huuhtele runsaalla vesimäärellä ja ilmakuivaa hammas ja restauroointi huolellisesti.

4. Vie pieni määriä **FORTIFY**-pinnoitetta sekoituskuppiin. Levitä ohut kerros aiemmin etsauille pinnoille hankeavaa liikettää käytäen. Ilmaohenna puhaltaen ilmaa kevyesti tähän kerroksen päälle varmistaksesi pinnoiteen tasaisen levitämisen.

5. Valokoveta pinnoitetta 10 sekuntia. Tarkista purenta.

**HÄVITÄMINEN:** Poista sekoituskärjen kautta tai kerää sekoitettu ylijäämämateriaali sekosuhteihin. Valokoveta ylijäämämateriaalia, kunnes se on täysin koettunut. Hävitä ruisku, kärjet ja koettetuista materiaaleista hoitoyleisön jätteidenkäsitelystä koskevien säännösten mukaisesti. Jos niitä ei ole, noudata kansallisia tai alueellisia jättesäännöksiä.

**SÄILYTYS:** Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**TAKUU:** BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata viallisiksi osittautuvat tuotteet. BISCO Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käytästä niitä kuvattuna tavalla. Käytäjän vastuulla on määrätä ennen käytöä tuotteen sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Käytäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.

\* FORTIFY on BISCO, Inc. tavaramerkki.

FORTIFY™\*  
Композитный герметик

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**FORTIFY** -светоотверждаемый, низкотекучий, ненаполненный материал на основе смолы.

**FORTIFY** предназначен для использования на поверхностях композитных реставраций в качестве герметика. Обработка и финишная шлифовка композитных реставраций на боковых зубах с помощью вращающихся инструментов может привести к возникновению микротрещин и неровностей поверхности, что, в свою очередь, повышает износ композитного материала в первые шесть месяцев. **FORTIFY** — герметик для поверхностей, в состав которого входит ненаполненная смола. Реставрация из композита, загерметизированная материалом **FORTIFY**, имеет повышенную износостойкость и долговременную краевую целостность. **FORTIFY** эффективен для использования с любыми композитными материалами для фронтальных/боковых реставраций (Bis-GMA или UDMA на основе смолы) для повышения износостойкости. Благодаря уникальной формуле, **FORTIFY** может быть значимым источником воздухом, затем светоотвержен, без нарушения окклюзии.

Назначение **FORTIFY** — проникать внутрь и герметизировать поверхности:

1. Прямых Композитных Реставраций
2. Непрямых Композитных Реставраций
3. Временных реставраций
4. Реставраций из Амальгамы

## Предупреждения:

- Избегать попадания материала в глаза. При попадании материала в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

## Предосторожение:

- Пересякное загрязнение: может содержать компоненты, которые предназначены для одноразового использования. Утилизируйте использованные или загрязненные компоненты. Запрещено очищать, дезинфицировать или повторно использовать.

## Меры предосторожности:

- Неполимеризованные смолы могут вызывать раздражение кожи. Избегать контакта с кожей. В случае попадания на кожу немедленно промыть водой с мылом.
- Использовать строго в соответствии со сроком годности, указанным на упаковке.
- Паспорт безопасности доступен по запросу
- Паспорт безопасности доступен доступен на сайте [www.bisco.com](http://www.bisco.com)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**1. Новые реставрации:** Сразу после окончательной шлифовки, полировки и регулировки по прикусу (окклюзии), промойте зуб и реставрацию большим количеством воды, чтобы удалить все загрязнения. **ИЛИ**

**Для ранее установленных реставраций:** очистить поверхность при помощи воды с пемзой.

2. Протравить поверхность композитной реставрации и поверхность в области 1–2 мм от границы зуб/композитный материал, используя протравочный гель, согласно инструкции производителя.

3. Смыть протравку большим количеством воды и просушить поверхность зуба и реставрации.

4. Поместить небольшое количество материала **FORTIFY** в палетку для замешивания. Втирающими движениями нанести тонкий слой материала на предварительно протравленную поверхность. Просушить слабой струей воздуха для распределения материала по поверхности.

5. Светоотверждать в теч. 10 секунд. Проверить окклюзию.

**УТИЛИЗАЦИЯ.** Выдавите через смешивающий наконечни или соберите излишки замешанного материала на пластинку для замешивания. Полимеризуйте излишки материала светом по частям до полного отверждения. Утилизируйте шприцы, наконечники и отвержденный материал в соответствии с местными действующими правилами утилизации отходов. При их отсутствии следует действовать в соответствии с национальными или региональными рекомендациями по обращению с отходами.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**ГАРАНТИЯ:** BISCO, Inc. признает свою ответственность за замену продукции в случае если доказана ее непригодность. BISCO, Inc. не несет ответственности в случае повреждения или утраты свойств материала произошедшими по причине, как прямых, так и косвенных нарушений условий использования продукта, как это описано в инструкции. Перед использованием потребитель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит предназначению. Так же потребитель принимает все риски и ответственность за все вышеупомянутое.

\* FORTIFY является торговой маркой BISCO, Inc.

## ALGEMENE INFORMATIE

**FORTIFY** is een lichthardende, ongevulde harsformule met lage viscositeit.

**FORTIFY** is bedoeld voor gebruik als een composit oppervlakte sealant. Contouren en afwerken van posterieve composietrestauraties met roterende instrumenten kan microscheurtjes en onregelmatig oppervlak veroorzaken die bijdragen aan composietslijtage tijdens de eerste zes maanden van functioneren. **FORTIFY** is een sealant die is geformuleerd met een ongevulde hars. Een composit oppervlak dat is afgedicht met **FORTIFY**, heeft een verbeterde slijtvastheid en langdurige marginale integriteit. **FORTIFY** is effectief met alle anterieure/posterieve composieten (op basis van Bis-GMA- of UDMA-hars), en resulteert in verbeterde slijtage-eigenschappen. Door de unieke formulering kan **FORTIFY** aanzienlijk dunner worden gemaakt aan de lucht, vervolgens met licht uitgehard, zonder de oclusies te verstören.

Het belangrijkste doel van **FORTIFY** is om het oppervlak te penetreren en af te dichten bij:

1. Directe compositrestauraties
2. Indirecte compositrestauraties
3. Tijdelijke restauraties
4. Amalgaamrestauraties

## Waarschuwingen:

- Vermijd spatten in de ogen. Als het product in contact komt met de ogen, spoel de ogen dan met ruime hoeveelheden water en roep medische hulp in.

## Let op:

- Kruisbesmetting: Dit product kan items bevatten die bestemd zijn voor een malig gebruik. Gooi gebruikte of gecontamineerde componenten voor een malige doses en accessoires weg. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.

## Voorzorgsmaatregelen:

- Niet-gepolymeriseerde harsen kunnen de huid van daarvoor vatbare mensen gevoelig maken. Vermijd contact met de huid. In geval van contact met de huid grondig met water en zeep wassen.
- Zet het etiket van de afzonderlijke componenten voor de specifieke uiterste gebrekstijd.
- Veiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.
- Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op [www.bisco.com](http://www.bisco.com).

## GEBRUIKSAANWIJZING

**1. Voor nieuw geplaatste restauraties:** Na aanpassing, afwerking en polijsten van de uiteindelijke restauratie, spoel de tand en de restauratie met ruime hoeveelheden water om alle vuil te verwijderen. **OF**

**Voor eerder geplaatste restauraties:** Reinig het volledige oppervlak met een suspensie van puimsteen en water.

2. Ets het oppervlak van de restauratie en ongeveer 1-2 mm rond de randen van de tand/restauratie met behulp van een etsmiddel volgens de instructies van de fabrikant. Voor volledige restauraties wordt het gehele oppervlak van de restauratie geëetst.

3. Spoel met ruime hoeveelheden water en laat de tand en de restauratie grondig aan de lucht drogen.

4. Plaats een kleine hoeveelheid **FORTIFY** sealant in een mengbeker. Breng met een schrobbeweging een dunne laag aan op eerder geëetste oppervlakken. Aan de lucht laten uitvloeien door een zachte stroom lucht over deze laag te blazen om een gelijkmatige verdeling te verzekeren.

5. De sealant gedurende 10 seconden met licht uitharden. Controleer de oclusie.

**AVFOER:** Uitpersen door een mengpotetstuks of gemengd overtollig materiaal opvangen op een mengkussentje. Overtollig materiaal in het licht plaatsen totdat het helemaal gehard is. Spuit, opzetstukken en gehard materiaal afvoeren conform de lokale bepalingen inzake afval. Als er geen lokale bepalingen zijn, volg dan de nationale of regionale bepalingen.

**OPSLAG:** Op kamertemperatuur bewaren (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**GARANTIE:** BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien zij defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid in verband daarmee.

\* FORTIFY is een handelsmerk van BISCO, Inc.

## INFORMACJE OGÓLNE

**FORTIFY** to światłoutwardzalny uszczelniać o niskiej lepkości na bazie żywicy bez wypełniacza.

**FORTIFY** jest przeznaczony do stosowania jako uszczelniać do kompozytów. W wyniku opracowania i wykańczenia wypełnienia kompozytowych w odcinku tym dla pomocy narzędzi obrotowych mogą powstawać mikropęknięcia i nierówności powierzchni, które przyczynią się do zużycia kompozytu podczas pierwszych sześciu miesięcy użytkowania. **FORTIFY** jest preparatem uszczelniającym powierzchnię na bazie żywicy bez wypełniacza. Powierzchnia kompozytowa uszczelniona za pomocą preparatu **FORTIFY** wykazuje wyższą odporność na zużycie i długoterminową szczelność brzędzą.

**FORTIFY** wykazuje skuteczność w przypadku wszystkich kompozytów do wypełnienia w odcinku przednim/tym (na bazie żywicy Bis-GMA lub UDMA), co powoduje poprawę ich właściwości użytkowych. Wyjątkowy skład preparatu pozwala znaczco zmniejszyć grubość warstwy preparatu **FORTIFY** poprzez dmuchnięcie powietrzem, a następnie wyciągnąć światłem bez wpływu na zwarcie.

Główym zastosowaniem preparatu **FORTIFY** jest wnieranie i uszczelnianie powierzchni:

1. wypełnić kompozytowych bezpośrednich,
2. wypełnić kompozytowych pośrednich,
3. wypełnić czasowych,
4. wypełnić amalgamowych.

## Ostrzeżenia:

- Unikaj rozpryskiwania do oczu. W przypadku kontaktu produktu z oczami przeplukać dużą ilością wody i zasięgną porady lekarza.

## Środki ostrożności:

- Niespolimeryzowane żywice mogą wywołać podrażnienie skóry u osób wrażliwych. Unika kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dokładnie wodą z mydem.

• Daty ważności zamieszczono na etykietach poszczególnych składników.