

*Bisco*

CE 0459

***LIGHT-CORE™***

*Light-  
Cured*

*Core Build-Up Composite*

## Instructions for Use

**GR**

IN-068R10  
Rev. 9/18



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

# LIGHT-CORE™\*

## Σύνθετο Ανασύστασης Οδοντικής Μύλης

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το **LIGHT-CORE** είναι ένα ακτισοσκιερό, φωτοπολυμερίζόμενο, ενισχυμένο με ίνες σύνθετο ανασύστασης οδοντικής μύλης. Με δυνατότητα γλυπτικής διαμόρφωσης χωρίς να ρέει, το **LIGHT-CORE** μπορεί να διογκωθεί έως και 5mm. Ο χειρισμός με δυνατότητα γλυπτικής διαμόρφωσης (ή μη συγκολλητικό) και το εξαιρετικό ιξώδες επιτρέπουν εύκολα τη διαμόρφωση και την προσαρμογή στο δόντι και το εμφύτευμα. Διατίθεται σε δύο αποχρώσεις: **ΔΙΑΦΑΝΟ (TRANSLUCENT)** και **ΜΠΛΕ (BLUE)**. Μόλις πολυμερισθεί, το **LIGHT-CORE** παρουσιάζει εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες και την ικανότητα προπαρασκευής όπως η οδοντίνη, χωρίς δημιουργία διάκωνων. Το **LIGHT-CORE** διατίθεται σε οικονομικές σύριγγες και βολικά στη χρήση άκρα χορήγησης μιας δόσης.

Το **ΔΙΑΦΑΝΟ** είναι ιδανικό για χρήση σε αισθητικές αποκαταστάσεις. Μπορεί να διογκωθεί έως και 5mm όταν φωτοπολυμερισθεί για 20 δευτερόλεπτα.

Το **ΜΠΛΕ** είναι ιδανικό για χρήση σε συμβατικές σταθερές αποκαταστάσεις. Διευκολύνει την τοποθέτηση όταν απαιτείται αντίθεση με τη δομή του δοντιού. Μπορεί να διογκωθεί έως και 5mm όταν φωτοπολυμερισθεί για 30 δευτερόλεπτα.

### Ενδείξεις Χρήσης:

- Αποκατάσταση όπου προτιμάται ένα φωτοπολυμερισμένο σύνθετο για ανασύσταση οδοντικής μύλης.

### Συστάσεις προσοχής:

- Διασταιρούμενη μόλυνση: Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί για μία μόνο χρήση. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή μολυσμένα άκρα χορήγησης μιας δόσης. Μην καθαρίζετε, μην απολυμαίνετε και μην επαναχρησιμοποιείτε.

### Προφυλάξεις:

- Για να επιτύχετε μία αποκατάσταση 5mm, το ρύγχος της λυχνίας φωτοπολυμερισμού πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 0mm από το σύνθετο υλικό μετά τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα φωτοπολυμερισμού.
- Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, οι μη πολυμερισμένες μεθακρυλικές ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία σε ορισμένα άτομα. Σε περίπτωση επαφής πλύνετε πολύ καλά την περιοχή με σαπούνι και νερό.
- Δείτε τις ετικέτες των μεμονωμένων εξαρτημάτων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.
- Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται εφόσον ζητηθεί.
- Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται στο [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com).

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Απομονώστε και καθαρίστε όλες τις επιφάνειες που θα λάβουν το υλικό ανασύστασης μύλης.
- Απλώστε μία συγκολλητική ουσία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Εάν τοποθετηθεί εμφύτευμα, πρέπει να συγκολληθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Εφαρμόστε και προσαρμόστε το υλικό **LIGHT-CORE** στο παρασκευάσμα και το εμφύτευμα, εάν υπάρχει και διαμορφώστε την κατάλληλη ανατομία με ένα εργαλείο. Συνιστάται το υλικό να συμπειστεί μέσα στο παρασκευάσμα με ένα εργαλείο για να εξαλειφθούν πιθανά κενά πριν από τον φωτοπολυμερισμό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μετά τη διανομή της επιθυμητής ποσότητας, περιστρέψτε αμέσως τη λαβή αριστερόστροφα για να αποτρέψετε την εξήθηση περίσσειας ποσότητας υλικού από τη σύριγγα.

- Φωτοπολυμερίστε κάθε πρόθεμα: Το **ΔΙΑΦΑΝΟ** για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, το **ΜΠΛΕ** για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Μετά τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα φωτοπολυμερισμού, τοποθετήστε το ρύγχος της λυχνίας πολυμερισμού σε άμεση επαφή με το υλικό ανασύστασης μύλης για να μεγιστοποιήσετε τη διόγκωση έως τα 5mm.
- Προετοιμάστε και ολοκληρώστε την οδοντική μύλη. Βεβαιωθείτε ότι παραμένει ένας δακτύλιος 2mm παραμένει πάνω στη φυσική δομή των δοντιών.

**ΑΠΟΡΡΙΨΗ:** Ανατρέξτε στους κανονισμούς της κοινότητάς σας σχετικά με τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν, ανατρέξτε στους εθνικούς ή περιφερειακούς κανονισμούς σχετικά με τα απορρίμματα.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**ΕΓΓΥΗΣΗ:** Η εταιρεία BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων εάν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικά. Η BISCO, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, που προκύπτουν από τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη που σχετίζεται με το παρόν.

\* Το **LIGHT-CORE** αποτελεί εμπορικό σήμα της BISCO, Inc.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
33-4-90-42-92-92