

Bisco

CE 0459

LIGHT-CORE™

*Light-
Cured*

Core Build-Up Composite

Instructions for Use



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

SE

IN-068R10
Rev. 9/18

LIGHT-CORE™*

Pelarpuppbyggnadskomposit

ALLMÄN INFORMATION

LIGHT-CORE är en radiopak, ljushärdande, fiberförstärkt pelarpuppbyggnadskomposit. Formbar och tixotrop. **LIGHT-CORE** kan bulkhärdas upp till 5mm. Formbarhet med utmärkt viskositet gör det lätt att konturera och adaptera till tand och rotstift. Den finns i två färger: **TRANSLUCENT** och **BLUE**. När den härdats uppvisar **LIGHT-CORE** utomordentliga fysikaliska egenskaper med förmåga att prepareras likt dentin. **LIGHT-CORE** finns både i ekonomiska skruvsprutor och i praktiska ampuller.

TRANSLUCENT är idealt att användas under estetiska ersättningar. Den kan bulkhärdas upp till 5 mm när den ljushärdas i 20 sekunder.

BLUE är idealt att användas under konventionella fasta ersättningar. Den underlättar när kontrast mot tandsubstans behövs vid applikation. Den kan bulkhärdas upp till 5 mm när den ljushärdas i 30 sekunder.

Indikationsområden:

- Fyllningar där ljushärdande komposit för pelarpuppbyggnad föredras.

Observanda:

- Kors-kontamination: Produkt kan innehålla delar som är avsedda för engångsanvändning. Släng använda eller kontaminerade tillbehör. Rengör, desinficera och återanvänd inte.

Försiktighetsmått:

- För att erhålla 5 mm bulkhärdning måste ljushärdningsspetsen placeras på 0 mm avstånd efter 5 sekunders ljushärdning.
- Undvik hudkontakt; opolymeriserade (met)akrylatresiner kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. I händelse av kontakt tvätta huden med tvål och vatten.
- Se märkning av enskilda produkter för specifika utgångsdatum.
- Säkerhetsdatablad finns att tillgå på begäran.
- Säkerhetsdatablad finns tillgängliga på www.Bisco.com

BRUKSANVISNING

1. Avgränsa och rengör alla ytor som skall förses med pelarmaterial.
2. Applicera en adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar.
3. Om ett rotstift skall användas skall detta cementeras i enlighet med tillverkarens anvisningar.
4. Applicera och adaptera **LIGHT-CORE** material på preparationen och förekommande rotstift och forma lämplig anatomi med ett handinstrument. Det rekommenderas att materialet stoppas i kaviteten med ett instrument som eliminerar ev hålrum före härdning.

OBS För att förhindra att för mycket material pressas fram kan skruvhandtaget vridas moturs omedelbart efter att rätt mängd erhållits.

5. Ljushärda varje skikt: **TRANSLUCENT** i minst 20 sekunder; **BLUE** i minst 30 sekunder. Efter 5 sekunders initial härdning placera ljusledaren i direkt kontakt med pelarmaterialet för att maximera 5 mm bulkhärdning.
6. Preparera och putsa pelarpuppbyggnaden. Tillse att pelaren innefattar naturlig tandsubstans med minst 2mm höjd.

AVFALLSHANTERING: Se lokala bestämmelser för avfallshantering. I frånvaro av sådana se nationella eller regionala bestämmelser om avfallshantering.

FÖRVARING: Förvara vid rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTIER: Bisco Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. påtar sig inte ansvarsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all risk och ansvarsskyldighet.

* LIGHT-CORE är ett varumärke som tillhör BISCO, Inc

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92