

*Bisco*

CE0459

**REVEAL™**

*Light-  
Cured*

*Bonded Functional Esthetic Prototype*

## Instructions for Use



**FR**

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-247-3368

IN-184R3  
Rev. 10/16

# REVEAL™\*

## Prototype Esthétique Fonctionnel Collé

### INFORMATION GENERALE

**REVEAL** est un composite fluide de haute performance conçu pour la fabrication de restaurations prothétiques transitoires collées esthétiques, connues sous le nom de BFEP (Bonded Functional Esthetic Prototype ou « Prototype Esthétique Fonctionnel Collé »). **REVEAL** contient des nano-particules de charges qui lui procurent une excellente polissabilité. Les charges renforcées de **REVEAL** apportent quant à elles une plus grande résistance et une longévité accrue. **REVEAL** permet d'apporter une réponse diagnostique immédiate aux attentes esthétiques des patients avant la réalisation des prothèses définitives.

#### Indications :

Prototypes Esthétiques Fonctionnels Collés

#### Mises en garde :

- Contamination croisée : Produit susceptible de contenir des accessoires exclusivement destinés à un usage unique. Jeter les compules unidoses, applicateurs et embouts utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser.

#### Précautions :

- Eviter tout contact avec la peau ; les résines (méth)acrylates non-polymérisées sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibilisées. En cas de contact, laver la peau à l'eau et au savon.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Fiche de données de sécurité disponible sur [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com).

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Isoler et nettoyer toutes les surfaces qui vont recevoir le produit **REVEAL**.
- Fabriquer un Porte-Empreinte Individuel à l'aide d'un Matériau Transparent pour Porte-Empreinte (par ex. Triad TranSheet Clear\*) sur le modèle en plâtre.
- Polymériser le Porte-Empreinte Individuel dans une enceinte lumineuse. Tailler et adapter si nécessaire.
- Injecter un Silicone Transparent (comme **REVEAL Clear Matrix**) dans le Porte-Empreinte Individuel et sur le modèle en plâtre, puis mettre en place le Porte-Empreinte Individuel sur le modèle en plâtre.
- Après polymérisation du Silicone Transparent, éliminer le matériau en excès. Faire un essai en bouche.
- Mordancer les dents avec un agent de mordantage comme UNI-ETCH\*\* avec BAC (en fonction de la durée de temporisation : mordantage localisé ou de la totalité des surfaces) et rincer.
- Appliquer l'adhésif (ALL-BOND 3®\* selon les instructions) et photopolymériser pendant 10 secondes.
- Injecter **REVEAL** dans la Matrice Transparente.
- Placer en bouche la Matrice Transparente / le Porte-Empreinte Individuel, laisser **REVEAL** s'écouler pendant 2 minutes.
- Retirer le porte-empreinte individuel rigide, en laissant en bouche la Matrice Transparente. Polymériser **REVEAL** à travers la matrice pendant 20 secondes par face.
- Retirer la Matrice Transparente et éliminer le composite en excès avec des fraises en carbure de tungstène ou des fraises diamantées.
- Polir le composite.

**HYGIÈNE** : Refermer les seringues avec le capuchon Luer Lock. L'utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination des seringues au cours du traitement, est recommandée.

**CONSERVATION** : Conserver à température ambiante (20°C / 68°F - 25°C / 77°F).

**CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION** : Se référer aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des déchets. En l'absence de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives à l'élimination des déchets.

**GARANTIE** : BISCO, Inc. s'engage à remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes, directes ou indirectes, consécutives à une utilisation non-conforme ou à une mise en œuvre incorrecte des produits. Avant toute utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec l'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.

\* REVEAL est une marque de BISCO, Inc.

Triad TranSheet Clear est fabriqué par Dentsply International.

UNI-ETCH et ALL-BOND 3 sont des marques déposées de BISCO, Inc.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92