

*Bisco*

CE0459

**REVEAL™**

*Light-  
Cured*

*Bonded Functional Esthetic Prototype*

## Instructions for Use

**PT**

IN-184R3  
Rev. 10/16



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-247-3368

# REVEAL™\*

## Protótipo Estético Funcional Adesivo

### INFORMAÇÕES GERAIS

**REVEAL** é um compósito fluído de alta resistência para utilização em restaurações estéticas provisórias à base de resina composta. As nanopartículas incorporadas contribuem para que o **REVEAL** apresente um excelente polimento enquanto que as partículas num alto conteúdo de carga permitem e concedem ao **REVEAL** uma alta resistência e durabilidade. **REVEAL** permite ao Médico Dentista ir de encontro às expectativas estéticas do paciente antes das restaurações definitivas estarem fabricadas.

#### Indicações de utilização:

Protótipo Estético Funcional Adesivo

#### Avisos:

- Contaminação cruzada: o produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Elimine os acessórios utilizados ou contaminados. Não limpe, não desinfecte nem reutilize.

#### Precauções:

- Evite o contacto com a pele, resinas não polimerizadas de (met)acrilato podem causar sensibilidade cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contacto, lave a pele com sabão e água.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Ficha de Dados de Segurança disponível em [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com).

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Isole e limpe todas as superfícies onde irá ser aplicado o **REVEAL**.
2. Confeccione uma moldeira individual com Clear Tray Material (p. ex. Triad TranSheet Clear\*) no modelo de gesso.
3. Polimerize a moldeira individual na lâmpada polimerizadora. Recorte e ajuste as margens conforme necessário.
4. Injecte Clear VPS (como **REVEAL** Clear Matrix) na moldeira individual e no modelo de gesso. Coloque a moldeira no modelo de gesso.
5. Depois do Clear VPS estar polimerizado, remova o excesso de material. Recorte e faça os ajustes necessários. Coloque na boca do paciente e verifique se está adequadamente ajustada.
6. Acondicione os dentes com um condicionador, como UNI-ETCH® w/BAC (dependendo do tempo de utilização: spot-etch ou full-etch e enxágue).
7. Aplique o adesivo (ALL-BOND 3®\* de acordo com as instruções do fabricante) e fotopolimerize durante 10 segundos.
8. Injecte **REVEAL** na Clear Matrix.
9. Coloque a Clear Matrix/Custom Tray na boca, permitindo que o **REVEAL** possa fluir e se adapte durante 2 minutos.
10. Remova a moldeira individual rígida e deixe a Clear Matrix/ Custom Tray na boca. Proceda à fotopolimerização do **REVEAL** através da matriz durante 20 segundos por face.
11. Remova a Clear Matrix e retire os excessos de compósito com brocas carbide ou diamantadas.
12. Efectue o polimento do compósito.

**HIGIENE:** Volte a tapar as seringas com a tampa luer lock. Recomenda-se a utilização de protectores de plástico para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento.

**ARMAZENAMENTO:** Conserve à temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**ELIMINAÇÃO:** Consulte as regulamentações comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as regulamentações nacionais ou regionais relacionadas com os resíduos.

**GARANTIA:** A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade pela troca de produtos que se verifique serem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, directos ou indirectos, provenientes da utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos tal como descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.

\* REVEAL é uma marca comercial da BISCO, Inc.

Triad TranSheet Clear é fabricado pela Dentsply International.

UNI-ETCH e ALL-BOND 3 são marcas comerciais registadas da BISCO, Inc.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92