

Bisco

CE0459

REVEALTM

*Light-
Cured*

Bonded Functional Esthetic Prototype

Instructions for Use

SE

IN-184R4
Rev. 9/17



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

REVEAL™*

Bonded Functional Esthetic Prototype

ALLMÄN INFORMATION

REVEAL är en flytande komposit med hög hållfasthet avsedd att användas vid framställning av långtidsprovisoriska bondade estetiska ersättningar vanligen kallade BFEP (Bonded Functional Esthetic Prototype). Fillerpartiklarna i nano-storlek bidrar till **REVEAL:s** utmärkta polerbarhet samtidigt som de med sina förstärkande egenskaper möjliggör hög fillerhalt som ger **REVEAL** maximal styrka och hållbarhet. **REVEAL** gör det möjligt för klinkern att diagnostiskt uppfylla patientens estetiska förväntningar före de definitiva ersättningarna har framställts.

Användningsindikationer:

Bondade funktionella estetiska förlagor

Varningar:

- Korskontaminering: Produkten kan innehålla delar som är avsedda för en-gångsanvändning. Släng använda eller kontaminerade komponenter. Rengör, desinficera eller återanvänd inte.

Försiktighetsåtgärder:

- Undvik hudkontakt;opolymeriserade (met)akrylatresiner kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. I händelse av kontakt tvätta huden med tvål och vatten.
- Säkerhetsdatablad finns att rekvidera.
- Säkerhetsdatablad finns på www.Bisco.com.

BRUKSANVISNING

1. Avgränsa arbetsområdet och rengör ytorna som skall förses med **REVEAL**.
2. Skapa en individuell sked med transparent skedmaterial (Triad TranSheet Clear*) på en gipsmodell.
3. Härda den individuella skeden i en ljuslåda. Trimma efter behov.
4. Injicera transparent VPS-material (såsom **REVEAL** Clear Matrix) i den individuella skeden och på gipsmodellen och sätt skeden på plats på gipsmodellen.
5. Efter att det transparenta VPS-materialet härdat, trimma bort överskottsmaterialet. Gör inprovning i patientens mun.
6. Etsa tänderna med ett etsmedel såsom UNI-ETCH®* (beroende på användningstid: punkt-etsa till total-etsa) och skölj rent.
7. Applicera bindningsmaterial (ALL-BOND 3®* i enlighet med anvisningarna) och ljushärda i 10 sekunder.
8. Injicera **REVEAL** i den transparenta formen i den individuella skeden.
9. Sätt skeden på plats i munnen, låt **REVEAL** flyta ut i 2 minuter.
10. Avlägsna den hårda skeden under det att den transparenta formen lämnas kvar i munnen. Härda **REVEAL** genom formen i 20 sekunder per yta.
11. Avlägsna den transparenta formen och trimma bort överskottskomposit med karbidbörst eller diamanter.
12. Polera kompositen.

HYGIEN: Återförslut sprutor med luer lock-hättan. Användning av vanligen förekommande hygienskydd rekommenderas för att undvika att sprutorna kontamineras under behandling.

FÖRVARING: Förvara i rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

AVFALLSHANTERING: Följ lokala anvisningar för avfallshantering. I frånvaro av sådana, följ nationella eller regionala avfallshanteringsföreskrifter.

GARANTI: BISCO, Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. BISCO, Inc. påtar sig inte ansvarsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all risk och ansvarsskyldighet.

* REVEAL är ett varumärke som tillhör BISCO, Inc.

Triad TranSheet Clear tillverkas av Dentsply International.

UNI-ETCH och ALL-BOND 3 är registrerade varumärken som tillhör BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92