

Instructions for Use



RTD Patents: US 2008/0280263A1 & Patent Pending.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-083R9
Rev. 5/18

CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

D.T. LIGHT-POST®
Double Taper
Radiopaque Translucent Fiber Post System

GENERAL INFORMATION

D.T. LIGHT-POST posts are constructed from unidirectional, pretensed fibers bound in a resin matrix. This design produces a post with flexural strength exceeding that of metal posts but with a modulus of elasticity very close to that of dentin. The low modulus dissipates stress rather than transferring and concentrating stress in the residual root structures as seen with cast or prefabricated metal posts.

Due to its translucency, BISCO's D.T. LIGHT-POST will transmit light and can be used with light-cured or dual-cured cements and adhesives. This post will intimately bond to the tooth structure and core build-up composite while its passive taper respects morphology and conserves tooth structure.

INDICATIONS FOR USE:

Fiber posts are intended to be cemented into the root canal of a tooth to stabilize and support a restoration.

WARNING: • Drills are sold non-sterile and must be sterilized prior to first use and between subsequent uses in accordance with the instructions provided below.

• Visually inspect the drills before each use and change to new drill when damaged, corroded or dull. Use a new drill after 12-15 uses.

• Posts are single use devices and should never be re-used. Structural integrity of the post could be compromised including microscopic damage which could lead to post fracture.

PRECAUTION:

• Gloves must be worn when handling a post since the post fibers may irritate the skin and the oils on the skin may affect the bond strength of the post.

• The post must be cleaned with alcohol before insertion in the canal.

• Shortening the post should be done outside of the mouth.

• The use of rubber dam is strongly recommended.

• The crown must cover the preparation of at least 1.5 mm of healthy dentin in order to get the ferrule effect.

• When removing the color-coded rubber ring from the D.T. LIGHT-POST, do so outside the mouth to prevent accidental aspiration or swallowing of the ring by the patient.

• Never use pliers to cut the post since the pressure can destroy the structure of the post. In addition, surface alteration of the post (sandblasting or roughening with a bur) is not indicated.

• Safety data sheet available on request.


• Safety data sheet available at www.Bisco.com.

CLINICAL PROCEDURE

With the tooth endodontically treated and filled with gutta-percha, the remaining tooth structure is prepared according to conventional principles.

1. SELECTION OF POST SIZE

Posts are available in four different sizes to accommodate a variety of teeth and canal sizes. Drills and posts are color-coded for ease in determining which drill is to be used with each post. It also aids in size identification.



ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

- Size #0.5 Post: Black
- Pre-Shaping#0.5 Drill: Black
- Size #1 Post and Drill: Red
- Size #2 Post and Drill: Yellow
- Size #3 Post and Drill: Blue

A. Size and direction of canal is determined by radiographic examination. A mylar radiographic guide showing the various sizes of the posts is included with each system kit.

B. A general recommendation can be followed for post size selection:

- Post #0.5 Central and lateral mandibular incisors Anywhere else deemed appropriate for this size
- Post #1 Central and lateral mandibular incisors Mesial and distal canals of maxillary molars Maxillary and mandibular premolars Mesial canals of mandibular molars
- Post #2 Lateral maxillary incisors Distal canals of mandibular molars Palatal canals of maxillary molars Maxillary and mandibular canines
- Post #3 Maxillary centrals and canines Palatal canals of maxillary molars Distal canals of mandibular molars Large/wide canals

2. CANAL PREPARATION

A. General recommendations for post space preparation:

• The post should be $\frac{1}{3}$ to $\frac{1}{4}$ of the length of the root.

• A minimum of 3-5mm of gutta-percha should remain at the apex.

• Proper isolation must be used.

B. Remove gutta-percha with a #1 or #2 Peeso Reamer, #3 Gates Glidden or a heated endodontic plugger.

C. Shaping the canal:

(1.) Use the D.T. Pre-Shaping Drill (black) to complete the preliminary preparation. This instrument determines the final depth to which the post will be placed and serves to guide the final preparation with the subsequent drills.

(2.) An endodontic rubber stopper on the shaft of the drill should be used as a guide for determining the length of the preparation with radiographic verification. In order to ensure against root perforation while drilling, make sure the drill is always positioned within the canal.

(3.) Remove debris from the canal with water followed by drying with paper points.

D. Final canal preparation:

(1.) Use the D.T. Drills in order, starting with the smallest, until the desired final size is accomplished.

PLEASE NOTE: Posts require the sequential use of the drills as follows:

Size #0.5: Use only the Pre-Shaping#0.5 Drill (black), no additional use of other drills needed.

Size #1: Use the Pre-Shaping Drill (black), followed by the size #1 Drill (red).

Size #2: Use the Pre-Shaping Drill (black), followed by the size #1 Drill (red), followed by the size #2 Drill (yellow).

Size #3: Use the Pre-Shaping Drill (black), followed by the size #1 Drill (red), followed by the size #2 Drill (yellow), then the size #3 Drill (blue).

(2.) Ideally, the final canal preparation allows sufficient space for the post and 30 microns around the post for bonding materials.

3. DETERMINING POST LENGTH

A. To determine the total length of the post: Try-in the post and mark the desired position.

B. Remove the post from the canal and cut with a diamond bur or diamond disc. Never use pliers to cut the post since the pressure can destroy the structure of the post. In addition, surface alteration of the post (sandblasting or roughening with a bur) is not indicated.



C. When removing the color-coded rubber ring from the D.T. LIGHT-POST, do so outside the mouth to prevent accidental aspiration or swallowing of the ring by the patient.

4. POST CEMENTATION

Please refer to the manufacturer's instructions for guidance when cementing post and building the core.

5. FINAL PREPARATION

Conventional principles of tooth preparation (Ferrule Effect) must be followed for optimal results.

- Preparation for final restoration must end on sound tooth structure.
- There must be 1.5mm of sound tooth structure beyond the core material.
- Positive horizontal and vertical walls should exist.

6. INFECTON CONTROL

D.T. Pre-Shaping Drill and D.T. #1, #2, #3 Drills: These instruments are supplied non-sterile. Disinfect and sterilize instruments before each use. Ultrasonically disinfect instruments with disinfecting or cleaning agents adapted for rotary instruments. Do not disinfect instruments in thermodesinfector. Inspect instruments visually before each use: change to new drills when they are damaged, corroded or dull. The universal drill may be used only to remove root canal filling partially, and the finishing drills may be used only to prepare root canal. D.T. drills must be sterilized individually in an autoclave with the following settings:

- Wrapped individually in disposable sterilization pouches or tubing that comply with the regulation standard enforced in the country of use (e.g. EN ISO 11607-1).
- Autoclave: type B complying with regulation standard in force (e.g. EN 13060).
- Sterilization temperature: 134°C/274°F - sterilization time: 18 minutes.
- Use a new drill after 12-15 uses.

• Retire the post of the canal and corte con una fresa o un disco de diamante. No use nunca pinzas para cortar el poste, ya que la presión puede destruir su estructura. Además, no está indicado alterar la superficie del poste (arenar o raspar con una fresa).

B. Retire el poste del canal y corte con una fresa o un disco de diamante. No use nunca pinzas para cortar el poste, ya que la presión puede destruir su estructura. Además, no está indicado alterar la superficie del poste (arenar o raspar con una fresa).



C. Retire la anilla de goma con código de color del D.T. LIGHT-POST fuera de la boca para evitar la aspiración o deglución accidental de la anilla por parte del paciente.

4. COLOCACIÓN DEL POSTE

Consulte las instrucciones del fabricante como guía para la cementación del poste y la construcción del muelón.

5. PREPARACIÓN FINAL

Para lograr un resultado óptimo, deben seguirse las pautas habituales para la preparación del diente (efecto férrula).

- La preparación para la restauración final debe terminar en una estructura dental sana detrás del material del muelón.
- Debe haber 1.5 mm de estructura dental sana detrás del material del muelón.
- Debe haber tabiques horizontales y verticales positivos.

6. CONTROL DE LAS INFECIONES

Torno de desbaste D.T. y tornos D.T. n.º 1, n.º 2 y n.º 3: estos instrumentos se suministran sin esterilizar. Desinfecte y esterilice los instrumentos antes de cada uso. Desinfecte los instrumentos por ultrasonidos con agentes desinfectantes o limpiadores adaptados a los instrumentos. No desinfecte los instrumentos en un termodesinfector. Inspeccione visualmente los instrumentos antes de cada uso: sustituyélos por tornos nuevos en caso de daños, corrosión u oscurecimiento. El torno universal solo puede usarse para retirar parcialmente el relleno del canal radicular, y los tornos de acabado solo pueden usarse para preparar el canal radicular. Los tornos D.T. deben esterilizarse en autoclave de forma individual con las especificaciones siguientes:

- Envuelva individualmente en bolsas o tubos de esterilización desecharables que cumplan con la normativa vigente en el país de uso (p. ej., EN ISO 11607-1).
- Autoclave: tipo B conforme a la normativa vigente (p. ej., EN 13060).
- Temperatura de esterilización: 134°C/274°F. Tiempo de esterilización: 18 minutos.
- Use un nuevo torno después de 12-15 usos.

CONTROL DE LAS INFECIONES PARA D.T. LIGHT-POST

	RECOMENDADO	NO RECOMENDADO
DESINFECCIÓN		X
All chemical disinfection solutions or thermodesinfector		
CLEANING		
Alcohol e.g. ethanol: 1-5 minutes	X	
Boiling		X
Ultrasonic cleaning		X
STERILIZATION (if required)		
Hot air sterilization		X
Gas sterilization/Chemical		X
Steam sterilization/Autoclave (max. 134°C/274°F) 18 minutes, 1 cycle only		
Wrapped individually in disposable sterilization pouches or tubing that comply with the regulation standard enforced in the country of use (e.g. EN ISO 11607-1).		
Autoclave: type B complying with regulation standard in force (e.g. EN 13060).		

Nota: Una esterilización no aprobada puede inutilizar el poste.

RETIRADA DEL POSTE: hay disponible a través de BISCO un KIT DE RETIRADA DE D.T. LIGHT-POST. Consulte la descripción de la TÉCNICA DE RETIRADA DEL POSTE y las instrucciones disponibles con el KIT DE RETIRADA DE D.T. LIGHT-POST. (X-08092P)

HIGIENE: los tornos se venden sin esterilizar y deben esterilizarse antes de usarlos por primera vez y entre los usos posteriores siguiendo estas instrucciones.

ELIMINACIÓN: los tornos deben eliminarse en un recipiente adecuado para objetos cortopunzantes o conforme a la política local.

ALMACENAMIENTO: conserve los componentes esterilizados en un lugar seco y sin polvo. Si la integridad del embalaje parece comprometida, antes de volver a usarlo coloque el componente en una bolsa nueva y estérilice de nuevo según el protocolo antes descrito. El torno debe conservarse en el recipiente de esterilización hasta que vaya a utilizarse. Los recipientes o bolsas deben estar secos antes de abrirlos para evitar una nueva contaminación con agua de su contenido. Los componentes deben almacenarse en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente.

GARANTIA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en relación con la misma.

RTD Patents: US 2008/0280263A1 & Patent Pending.

* D.T. LIGHT-POST es una marca registrada de RTD France.

** D.T. LIGHT-POST ha sido desarrollado por RTD France.

FI

D.T. LIGHT-POST®
Kaksoiskooninen
Radiopaatti läpikuultava kuitanastajärjestelmä

YLEISTIETOJA

D.T. LIGHT-POST nastat on rakennettu samansuuntaisista esijännytelyistä kuiduista, joita on sidottu resiniin. Tällä menetelmällä syntyy nästa, joka taivutetaan ylöviimeen metalliastioihin verrattuna, mutta joka elastiisuudeltaan on hyvin lähellä dentiinia. Alihainen elastiisumoduli pitkemmin hajotetaan painetta kuin siirtää sitä keskittää sitä jaannostuksen rakenteisiin, mikä on tavallista käytettäessä valmistusta.

Läpikuultavuutta ansioista BISON D.T. LIGHT-POST nastä läpäisee valoja sitä voina käyttää valokivetelten tai kaksoiskooniveteiden sementtien ja sidostuksien kanssa. Tämä nastat tuottaa tiukasti hammaskarakenteeseen ja pilarmakenkissä käytettävän yhdistelಮämuovin ja siten huomattavasti säästää hammaskuodusta.

KÄYTÖNDAIKOJAT:

Kuitanastat on tarkoitettu sementoitavaksi hampaan juurikanaavaan restauration lujuittamiseksi ja tukemiseksi.

VAROTUS:

- Porat myydään steriloimattomina ja ne on steriloitava ennen ensimmäistä käytöä ja myyntipäätöksien välillä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO:

- Tarkasta nastat silmämääritellä ennen jokaisista käytöistä ja vahvista uuteen, kun pora on vaurioitunut, syöpynyt tai tylsy. Ota käytöön u

A. Kanavan viimeistely:

(1) Käytä D.T.-poria kokojärjestyksessä aloittaen pienimmästä, kunnes saavutetaan haluttu lopullinen koko.

HUOMAA: Nastat edellyttäävät porien järjestyksen mukaista käyttöä seuraavasti:

Koko #05: Käytä vain #0.5-esimutoiluporaa (musta),

muita poria ei tarvita.

Koko #1: Käytä esimutoiluporaa (musta),

sen jälkeen koon #1 pora (punainen).

Koko #2: Käytä esimutoiluporaa (musta),

sen jälkeen koon #1 pora (punainen),

ja seuraavaksi koon #2 pora (keltainen).

Koko #3: Käytä esimutoiluporaa (musta),

sen jälkeen koon #1 pora (punainen),

ja seuraavaksi koon #2 pora (keltainen),


ja lähemmäksi koon #3 pora (sininen).

(2.) Tarkoituksena on, että lopullisen preparoinnin jälkeen on riittävästi tilaa ja 30 mikrona sen ympärillä sidoksseihin.

3. NASTAN PITUUDEN MÄÄRÄTTÄMINEN

A. Määritä nastan kokonaismuoto seuraavasti: Sovita nastaa ja liu'uta värkkoodattua kumirengasta merkitäksi halutun sijainnin.

B. Poista nastan kanavasta ja katkaise se timanttiporalla tai timanttiliukolla. Älä koskaan käytä pihvejä nastan katkaisuun, sillä paine voi vahingoittaa nastan rakenetta. Myös nastan pinnan käsittely (hierekapuhallus tai porala karhentaminen) on vastoin ohjeita.



C. Kun irrotat värkkodatun kumirengan D.T. LIGHT-POST, tee se suun ulkopuolella, jotta potilas ei nidle rengasta.

4. NASTAN ASETTAMINEN

Valmistajan käytöohjeesta löytyy lisätietoja nastan sementointiin ja pilarin rakentamiseen.

5. LOPULLINEN PREPAROINTI

Noudata tavanomaisia hampaiden preparointiperiaatteita optimaalista tulosten saavuttamiseksi.

• Preparointi lopullista restauraatiota varten tullee päättää terveelle hammaskudokseelle.

• Tervetta hammaskudosta tullee olla 1.5 mm pilarmateriaalin takana.

• Positiiviset horisontaaliset- ja vertikaliset seiniät.

6. INFECTIOIDON TORJUNTA

D.T. esimutoilupora ja D.T. #1, #2, #3-porat: nämä porat toimitetaan steriloitumina. Desinfiojä ja steriloitut porat ennen jokaista käytöä. Desinfiojä porat ulottuvat käytävän niin soveltuviin desinfointi- tai puhdistusaineille. Älä desinfiojä poria lämpödesinfioinnilla. Tarkasti porat silmämääritellä ennen jokaista käytötä: valhda uusin poriin, kun ne ovat vaurioituneita, syöpynneitä tai tylisiä. Yleisporaa saa käyttää vain juurikavan täyteen osittaisesti poistamiseen ja viimeistelyportaan vain juurikavan preparointiin. D.T.-porat on steriloitava yksittäin autokaavissa alla olevien ohjeiden mukaisesti:

• Pakkauksen kertakäytöissä steriloitujen puseihin, jotka ovat käytöönvoimassa olevien standardien mukaisia (esim. EN ISO 11607-1).

• Autoklaavi: typpi B, joka on voimassa olevan standardin mukainen (esim. EN 13060).

• Steriloitilämpötila: 134°C/274°F – steriloitintakaika: 18 minuuttia.

• Vaihda pora 12–15 käytökkäisen jälkeen.

INFEKTIOKONTROLI D.T. LIGHT POST

	SUOSITELLAAN	EI SUOSITELLA
DESINFIOINTI Kaikki kemialliset desinfiointiliukset tai desinfektorit		X
PUHDISTUS Alkoholi, esim. etanol 1-5 minuuttia Keittäminen Ultraanepuhdistus	X	X
STERILOINTI (tarvittaessa) Kuumailmasterilointi Kaasusteriloointi/kemikaali Höyrysteriloointi/autoklaavi (max. 134°C/274°F) 18 minuuttia, vain 1 syki Pakkaus yksitteliin käytävöissä, joka ovat käytöönvoimassa olevien standardien mukaisia (esim. ISO 11607-1). Autoklaavi: typpi B, joka on voimassa olevan standardin mukainen (esim. EN 13060).	X	X

Huomioi: Väärä steriloitti voi tehdä nastan käyttökelvottomaksi.

NASTAN POISTAMINEN: A D.T. LIGHT-POST REMOVAL KIT (poistopakkaus) on tilattavissa BISCOsta. Tutustu NASTAN POISTAMISEN TEKNIKKA-kuvauskeen ja mukana tuleviin D.T. LIGHT-POST REMOVAL KIT-ohjeisiin. (X-80692P)

HYGIENIA: Porat myydään steriloitumina ja ne on steriloitava ennen ensimmäistä käytötä ja myöhempien käytökköjen välillä nädän ohjeiden mukaisesti.

HÄVITTÄMINEN: Porat on hävitettävä soveltuvaan terävien esineiden säiliöön tai paikallisten säädosten mukaisesti.

SÄILYTYS: Säilytä steriloitut tuotteet kuivassa ja polttopiisassässä. Jos pakkaus on nikotuotu, ennen tuotteen uudelleen käytöä, aseta tuote uuteen pussiaan ja steriloit uudenlaisiin määritetyissä pakkausseihin. Pora on säilytysvaiheessaan, kunnes sitä tarvitaan. Pakkaus on oltava kuiva ennen avamista sisällön vesikontamination välttämiseksi. Tuote tulee säilyttää kuivassa, puhdassa illassa ympäristöön lämpötilassa.

TAKUU: BISCO Inc. tunnustaa vastuuna korvalta viallisesti osittauvatuut tuotteen. BISCO Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista vahingotista tai menetyksistä, joita aiheutuvat kyseisen tuotteen kuvausvastaisesta käytöstä tai kykenemättömyydestä käytää niitä kuitua tavalla. Käytäjän vastuulla on ennen käytettävä määritävä tuotteen sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Käytäjä vastaa kaikista riskeistä ja niinittävästi vastuu.

RTD patent: US 2008/0280263A1 & patentti virile.

* D.T. LIGHT-POST on RTD France rekkisteröity tavaramerkki.

* D.T. LIGHT-POST on RTD France rekkisteröity tavaramerkki.

D.T. LIGHT-POST® Dupla Convergência Sistema de Espigão de Fibra Translúcido Radiopaco

INFORMAÇÕES GERAIS

Os espiões D.T. LIGHT-POSTS são construídos com fibras unidirecionais e pretensões ligadas numa matriz de resina. Este design produz um espião com força flexível maior que os espiões de metal, mas com um módulo de elasticidade muito semelhante ao da dentina. O baixo módulo dissipa o stress, em vez de o transferir e concentrá-lo nas estruturas de raiz residuais, como acontece com os espiões de metal ou pré-fabricados.

Devido à sua transparência, o D.T. LIGHT-POST da BISCO transmite luz e pode ser usado com adesivos e cimentos fotopolimerizáveis ou de dupla polimerização. Este espião fará a adesão à estrutura do dente e ao compósito de cotos, enquanto a sua convergência passiva respeitará a morfologia e conservará a estrutura do dente.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Os espiões de fibra destinam-se a ser cimentados no canal radicular do dente para estabilizar e suportar a restauração.

AVISO:

• As brocas são vendidas não estéreis e têm de ser esterilizadas antes da primeira utilização e entre utilizações posteriores de acordo com as instruções fornecidas abaixo.

ADVERTÊNCIAS:

• Inspecte visualmente as brocas antes de cada utilização e mude para uma nova broca quando estiver danificada, corroída ou gasta. Use uma nova broca após 12-15 utilizações.

• Os espiões são dispositivos de utilização única e nunca devem ser reutilizados. A integridade estrutural do espião pode ser comprometida incluindo danos microscópicos que podem levar à fratura do espião.

PRECAUÇÕES:

• Deve usar luvas quando manusear um espião pois as fibras do espião podem irritar a pele e os óleos da pele podem afetar a força de adesão do espião.

• O encurtamento do espião deve ser efectuado fora da boca.

• Recomenda-se a utilização de um díque de borracha.

• A coroa tem de cobrir a preparação, pelo menos, 1,5mm de dentina saudável de forma a conseguir o efeito de férula.

• Quando remover o anel de borracha, codifica por cor, do D.T. LIGHT-POST, faça-o fora da boca para evitar a aspiração accidental ou que o paciente engula o anel.

• Nunca use um alicate para cortar o espião pois a pressão pode destruir a estrutura do espião. Além disso, a alteração da superfície do espião (com limpeza a alça de aro ou utilização de uma broca) é contraindicada.

• Ficha de segurança fornecida a pedido.

• Ficha de Dados de Segurança disponível em www.Bisco.com.

PROCEDIMENTO CLÍNICO

Com o dente tratado endodonticamente e obturado com guta-percha, a estrutura dentária remanescente é preparada de acordo com os princípios convencionais.

1. SELEÇÃO DO TAMANHO DO ESPIÃO

Os espiões estão disponíveis em quatro tamanhos diferentes para acomodar a variedade de tamanhos de dentes e canais. As brocas e os espiões são codificados por cores para facilitar a escolha da broca que deve ser usada com cada espião. Também ajuda na identificação do tamanho.



TODOS OS TAMANHOS ESTÃO EM MILÍMETROS

- Espiômetro #0.5, Preto
- Espiômetro #1, Vermelho
- Espiômetro #2 e Trépano: Amarelo
- Espiômetro #3 e Trépano: Azul

A. O tamanho e a direção do canal são determinados por exame radiográfico. Em cada kit do sistema está incluída uma guia radiográfica Mylar que mostra os vários tamanhos dos espiões.

B. Pode ser seguida uma recomendação geral para a seleção do tamanho do espião:

- Espiômetro #0.5 Incisivos inferiores centrais e laterais Outras áreas adequadas para este tamanho
- Espiômetro #1 Incisivos inferiores centrais e laterais Canais mesiais e distais em molares superiores Premolares inferiores e superiores Canais mesials em molares inferiores
- Espiômetro #2 Incisivos laterais superiores Canais distais em molares inferiores Canais palatinos em molares superiores Caninos superiores e inferiores
- Espiômetro #3 Centrais e caninos superiores Canais palatinos em molares superiores Canais distais em molares inferiores Canais grandes/largos

2. PREPARAÇÃO DO CANAL

A. Recomendações gerais para preparação do espaço para o espião:

- O espião deve ter entre 2/3 e 3/4 do comprimento da raiz.
- Um mínimo de 3-5 mm de guta-percha deverá permanecer no apex.
- Deve usar-se isolamento apropriado.

B. Remova a guta-percha com uma broca de Peeso alargadora #1 ou #2, uma broca Gates Glidden #3 ou um condensador endodontico aequado.

C. Modelagem do canal:

- (1.) Use o Trépano inicial D.T. (preto) para completar a preparação preliminar. Este instrumento determina a profundidade final na qual o espião será colocado e serve para guiar a preparação final com os Trépanos subsequentes.

- (2.) Deve usar-se um endo-stop de borracha na haste da broca como uma guia para determinar o comprimento da preparação, com confirmação radiográfica. Para evitar a perfuração da raiz ao furar, certifique-se que a broca está sempre posicionada dentro do canal.

- (3.) Remova os resíduos do canal com água e, em seguida, seque com cones de papel.

D. Preparação final do canal:

- (1.) Use os Trépanos D.T. na sequência, começando com o mais pequeno, até atingir o tamanho final desejado.

NOTA: Os espiões requerem a utilização sequencial dos Trépanos conforme abaixo indicado:

Tamano #0.5: Use apenas o Trépano inicial (preto), sem uso adicional de outros Trépanos.

Tamano #1: Use o Trépano inicial (preto), seguido do Trépano tamano #1 (vermelho).

Tamano #2: Use o Trépano inicial (preto), seguido do Trépano tamano #1 (vermelho), seguido do Trépano tamano #2 (amarelo).


Tamano #3: Use o Trépano inicial (preto), seguido do Trépano tamano #1 (vermelho), seguido do Trépano tamano #2 (amarelo), seguido do Trépano tamano #3 (azul).

(2.) Idealmente, a preparação final do canal permite espaço suficiente para o espião e 30 microns ao seu redor para materiais adesivos.

3. DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO DO ESPIÃO

A. Para determinar o comprimento total do espião: Experimente o espião e deslide o anel de borracha para marcar a posição desejada.

- B. Retire o espião do canal e corte com uma broca ou disco de diamante. Nunca use um alicate para cortar o espião pois a pressão pode destruir a estrutura do espião. Além disso, a alteração da superfície do espião é contraindicada.



C. Ao retirar o anel de borracha, codificado por cor, do D.T. LIGHT-POST, faça-o fora da boca para evitar a aspiração accidental ou que o paciente engula o anel.

4. COLOCACAO DO ESPIÃO

Consulte as instruções do fabricante para orientações durante a cimentação do espião e a construção do coto.

5. PREPARAÇÃO FINAL

Deve seguir os princípios convencionais de preparação do dente (com efeito férula) para obter os melhores resultados:

- <ul style