

Instructions for Use



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-029R9
Rev. 10/17

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

RESINOMER™
Amalgam Bonding/Luting System

GENERAL INFORMATION

RESINOMER is a dual-cured composite with viscosity and flow characteristics that make it ideal for bonded amalgam restorations, as a dental liner and as a luting cement. The hydrophilic monomers used in RESINOMER are based on ALL-BOND® 2 chemistry and promote adhesion to dental metals. Chemical adhesion occurs between the metallic surface and diisobutylate dimethylacrylate (DSDM), one of the monomers present in RESINOMER. The metal bonding capability provides an exceptional environment for bonded amalgam restorations. A bonding medium bond is created as amalgam is condensed into the uncured RESINOMER layer. In addition to adhesive bonding, RESINOMER provides a highly effective seal against microleakage. RESINOMER is intended for use with adhesives designed for compatibility with all dental materials, including BISCO adhesives. RESINOMER's bond to ALL-BOND 2 produces resin adhesion that exceeds the cohesive strength of dentin.

Indications for Use:

- 1. Bonded Amalgam Restorations
- 2. Liner/Base under Direct/Indirect Restorations
- 3. Cementation of Metal-Based Restorations
- 4. Cementation of Fiber and Metallic Posts
- 5. Bonding Orthodontic Brackets

Warnings:

- This product may not be appropriate for use in patients who have a history of allergic reactions to methacrylic resins.
- When using dental adhesives, saliva and oral fluid contamination will seriously compromise dentin bonding.
- Cautions:**
- Cross-contamination: Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of used or contaminated accessories. Do not clean, disinfect or reuse.
- Precautions:**
- Avoid contact with the skin; unpolymerized resin may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
- Store in refrigerator when not in use. Allow refrigerated RESINOMER to reach room temperature before use.
- Work and setting times will be accelerated in the warm intraoral environment.
- If using ALL-BOND 2, cement will set quickly once it comes in contact with the primers on the tooth.
- To prevent polymerization or clogging, the dual-syringe lipp should be left in place until the next application. If left intraorally, wipe excess lip with disinfector prior to storage.
- See individual component labels for specific expiration dates.
- Use BISCO adhesives in bonding systems that are chemically compatible with self-cured or dual-cured materials. Refer to the adhesive manufacturer's instructions.
- Do not use hydrogen peroxide, EDTA, or eugenol containing materials prior to the adhesive procedure as these materials may inhibit bonding.
- Safety data sheet available on request.
- Safety data sheet available at www.Bisco.com.

TECHNICAL INFORMATION

Individual Syringes:

Working Time: Minimum 3 min. (At Room Temperature, 20°C/68°F - 25°C/77°F)

Setting Time: Maximum 3 min. 20 sec. (Intraoral, 37°C/98.6°F)

Dual-Syringes:

Working Time: Minimum 2 min. (At Room Temperature, 20°C/68°F - 25°C/77°F)

Setting Time: Maximum 3 min. 20 sec. (Intraoral, 37°C/98.6°F)

Working time and Setting time may vary based on storage conditions, temperature, humidity, etc.

NOTE: Due to the unique chemistry of RESINOMER, refrigeration is necessary. Allow refrigerated RESINOMER to reach room temperature before use.

NOTE: RESINOMER left on the mixing pad may appear not to set. This is due to oxygen inhibition of the polymerization process. Rest assured, RESINOMER will polymerize (set) in a normal fashion. The user can confirm this by placing a mylar strip over the excess material on the pad; it will set within the specified period of time.

INSTRUCTIONS FOR USE

BONDED AMALGAM RESTORATIONS

1. Use a matrix band with non-stick coating, or rub wax over the area that will be exposed to RESINOMER to prevent adhesion to the band.

2. Isolate tooth and prepare the cavity in a conservative manner. Clean the entire surface with a slurry of powder and a cleaner such as CAVITY CLEANSER™ or water.

3. Etch using an etchant, such as UNI-ETCH® w/BAC or ETCH-37™ w/BAC, according to manufacturer's instructions.

4. Apply an adhesive that is compatible with all dental materials according to manufacturer's instructions.

5. If using the dual-syringe delivery system, follow the enclosed DUAL-SYRINGE INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation and delivery of RESINOMER. If using individual syringes, mix equal amounts of RESINOMER and catalyst into a uniform paste (10-15 seconds) until the paste is a uniform color.

6. Light cure RESINOMER to the floor or desired internal area of the preparation.

7. Trifurture and condense amalgam into RESINOMER-inlaid preparation using traditional condensation procedures. Do not be concerned with displacement of RESINOMER.

8. Slightly overlap, dent and burnish amalgam over margins. Begin denting and after curing to enhance the bond and seal the margins. A slight flash of amalgam onto the enamel surface is desirable and may be unavoidable due to the adhesive qualities of RESINOMER.

9. OPTIONAL: RESINOMER is double-toothable. To expedite the polymerization, light cure for 20 seconds.

NOTE: RESINOMER left on the mixing pad may appear not to set. This is due to oxygen inhibition of the polymerization process. Rest assured, RESINOMER will polymerize (set) in a normal fashion. The user can confirm this by placing a mylar strip over the excess material on the pad; it will set within the specified period of time.

LAYER/BASE UNDER DIRECT/INDIRECT RESTORATIONS

1. Isolate tooth and prepare the cavity in a conservative manner. Clean the entire surface with a slurry of powder and a cleaner such as CAVITY CLEANSER™ or water.

2. Etch using an etchant, such as UNI-ETCH® w/BAC or ETCH-37™ w/BAC, according to manufacturer's instructions.

3. Apply an adhesive that is compatible with all dental materials according to manufacturer's instructions.

4. If using the dual-syringe delivery system, follow the enclosed DUAL-SYRINGE INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation and delivery of RESINOMER. If using individual syringes, mix equal amounts of RESINOMER base and catalyst into a uniform paste (10-15 seconds) until the paste is a uniform color.

5. Apply a thin coat of RESINOMER to the floor or desired internal area of the preparation.

6. Remove excess with a brush or instrument. Complete clean-up during the initial set or gel state.

FIBER AND METALLIC POST CEMENTATION

A. Post Space Preparation

1. Etch using a etchant, such as UNI-ETCH w/BAC or ETCH-37 w/BAC, according to manufacturer's instructions.

2. Etch using an etchant, such as UNI-ETCH w/BAC or ETCH-37 w/BAC, according to manufacturer's instructions.

3. Apply an adhesive that is compatible with all dental materials according to manufacturer's instructions.

4. Sandblast the internal surfaces of the restoration according to manufacturers instructions.

5. Seal the restoration with passive pressure.

6. Remove excess with a brush or instrument. Complete clean-up during the initial set or gel state.

B. Cementation

1. Sandblast the internal surfaces of the restoration, rinse and dry.

2. Apply a metal primer to the internal surface of the restoration according to manufacturers instructions.

3. Using the dual-syringe delivery system, follow the enclosed DUAL-SYRINGE INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation and delivery of RESINOMER. If using individual syringes, mix equal amounts of RESINOMER base and catalyst into a uniform paste (10-15 seconds) until the paste is a uniform color.

4. Fill the internal surface of the restoration with RESINOMER.

5. Seal the restoration with passive pressure.

6. Apply an adhesive that is compatible with all dental materials according to manufacturer's instructions.

7. Proceed with restorative treatment.

METAL-BASED RESTORATION CEMENTATION

A. Tooth Preparation

1. Remove provisional restorations; clean the preparation and try-in the definitive restoration.

2. Etch using an etchant, such as UNI-ETCH w/BAC or ETCH-37 w/BAC, according to the manufacturer's instructions.

3. Apply an adhesive that is compatible with all dental materials according to manufacturer's instructions.

4. Sandblast the internal surfaces of the restoration, rinse and dry.

5. Seal the restoration with passive pressure.

6. Remove excess with a brush or instrument. Complete clean-up during the initial set or gel state.

C. Scellement

1. Sandblast the internal surfaces of the restoration, rinse and dry.

2. Apply a metal primer to the internal surface of the restoration according to manufacturers instructions.

3. Using the dual-syringe delivery system, follow the enclosed DUAL-SYRINGE INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation and delivery of RESINOMER. If using individual syringes, mix equal amounts of RESINOMER base and catalyst into a uniform paste (10-15 seconds) until the paste is a uniform color.

4. Fill the canal dry with a paper point; repeat with a new paper point until the paper point returns dry from the canal. This step is important for removal of any pooled primers to prevent interference in complete sealing of the post.

5. Light cure as necessary, according to manufacturer's instructions.

6. Coat the post with adhesive and light cure, according to manufacturer's instructions.

7. Aplicar un adhesivo compatible con todos los materiales dentales, según las instrucciones del fabricante.

B. Post Cementation

1. Coat the post with adhesive and light cure, according to manufacturer's instructions.

2. If using the dual-syringe delivery system, follow the enclosed DUAL-SYRINGE INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation and delivery of RESINOMER. If using individual syringes, mix equal amounts of RESINOMER base and catalyst into a uniform paste (10-15 seconds) until the paste is a uniform color.

3. Using the dual-syringe delivery system, follow the enclosed DUAL-SYRINGE INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation and delivery of RESINOMER. If using individual syringes, mix equal amounts of RESINOMER base and catalyst into a uniform paste (10-15 seconds) until the paste is a uniform color.

4. Coat the apical end of the post with adhesive and light cure, according to manufacturer's instructions.

5. Light cure as necessary, according to manufacturer's instructions.

6. Coat the apical end of the post with adhesive and light cure, according to manufacturer's instructions.

7. Aplicar un adhesivo compatible con todos los materiales dentales, según las instrucciones del fabricante.

C. Scellement

1. Microbrasler las superficies internas de la restauración inyectadas por el collage, rincón y secher.

2. Aplicar una couche d'apprêt pour métal sobre las superficies de la prótesis protéchée, según las instrucciones del fabricante.

3. Usar el sistema de aplicación de agujas individuales para mezclar las cantidades iguales de base y catalizador de RESINOMER en una pasta homogénea (10-15 segundos) jusqu'à ce que la pasta sea de color uniforme.

4. Endurecer el introdado de la pieza protéctica con el adhesivo y la luz.

5. Eliminar el exceso de la pasta residual con la limpieza del collarín.

6. Luminar el collarín con la limpieza del collarín.

7. Aplicar un adhesivo compatible con todos los materiales dentales, según las instrucciones del fabricante.

8. Usar el sistema de aplicación de agujas individuales para mezclar las cantidades iguales de base y catalizador de RESINOMER en una pasta homogénea (10-15 segundos) hasta que la pasta sea de color uniforme.

9. Endurecer el introdado de la pieza protéctica con el adhesivo y la luz.

10. Eliminar el exceso de la pasta residual con la limpieza del collarín.

11. Luminar el collarín con la limpieza del collarín.

12. Aplicar un adhesivo compatible con todos los materiales dentales, según las instrucciones del fabricante.

13. Usar el sistema de aplicación de agujas individuales para mezclar las cantidades iguales de base y catalizador de RESINOMER en una pasta homogénea (10-15 segundos) hasta que la pasta sea de color uniforme.

14. Endurecer el introdado de la pieza protéctica con el adhesivo y la luz.

15. Eliminar el exceso de la pasta residual con la limpieza del collarín.

16. Luminar el collarín con la limpieza del collarín.

17. Aplicar un adhesivo compatible con todos los materiales dentales, según las instrucciones del fabricante.

18. Usar el sistema de aplicación de agujas individuales para mezclar las cantidades iguales de base y catalizador de RESINOMER en una pasta homogénea (10-15 segundos) hasta que la pasta sea de color uniforme.

19. Endurecer el introdado de la pieza protéctica con el adhesivo y la luz.

20. Eliminar el exceso de la pasta residual con la limpieza del collarín.

21. Luminar el collarín con la limpieza del collarín.

22. Aplicar un adhesivo compatible con todos los materiales dentales, según las instrucciones del fabricante.

23. Usar el sistema de aplicación de agujas individuales para mezclar las cantidades iguales de base y catalizador de RESINOMER en una pasta homogénea (10-15 segundos) hasta que la pasta sea de color uniforme.

24. Endurecer el introdado de la pieza protéctica con el adhesivo y la luz.

25. Eliminar el exceso de la pasta residual con la limpieza del collarín.

26. Luminar el collarín con la limpieza del collarín.

27. Aplicar un adhesivo compatible con todos los materiales dentales, según las instrucciones del fabricante.

28. Usar el sistema de aplicación de agujas individuales para mezclar las cantidades iguales de base y catalizador de RESINOMER en una pasta homogénea (10-15 segundos) hasta que la pasta sea de color uniforme.

29. Endurecer el introdado de la pieza protéctica con el adhesivo y la luz.

30. Eliminar el exceso de la pasta residual con la limpieza del collarín.

31. Luminar el collarín con la limpieza del collarín.

32. Aplicar un adhesivo compatible con todos los materiales dentales, según las instrucciones del fabricante.

33. Usar el sistema de aplicación de agujas individuales para mezclar las cantidades iguales de base y catalizador de RESINOMER en una pasta homogénea (10-15 segundos) hasta que la pasta sea de color uniforme.

34. Endurecer el introdado de la pieza protéctica con el adhesivo y la luz.

35. Eliminar el exceso de la pasta residual con la

Waarschuwingen:

- Dit product is mogelijk niet geschikt voor gebruik bij patiënten met een voorgeschiedenis van allergische reacties op methacrylaatassen.
- Bij gebruik van tandheelkundige adhesieven wordt de hechting aan dentine ernstig belemmerd door contaminatie met speeksel en mondvocht.

Aandachtspunten:

- Krausentreining: Dit product kan items bevatten die bestend zijn voor eenmalig gebruik. Gebruikte of verouderde accessoires afvoeren. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen:

- Contact met de huid vermijden; niet-gelopmeriseerde harsen kunnen de huid van daarvoor vatbare mensen gevoelig maken. In geval van contact de huid met water en zeep wassen.
- In koelkast bewaren wanneer niet in gebruik. Laat gekoeld RESINOMER op kamertemperatuur komen vóór gebruik.

Werk-

- Werk- en uithardingen zijn koker in de kamer van warme intraorale omgeving.

Gebruik:

- Bij gebruik van ALL-BOND 2 hardt het cement snel uit zodat het in contact komt met de primers op het element.
- Om polymerisatie of verstopping te voorkomen moet de mengtijd van de dubbele spuit op zijn plaats blijven tot de volledige applicatie. Veeg bij intraorale gebruik de mengtijp af met een desinfecterend middel alvorens deze op te bergen.

Zie:

- Zie het artikel van de afzonderlijke componenten voor specifieke vermeldingen.

- In tegenstelling tot BISCO-adhesieven zijn niet alle hechtystoffen chemisch geschikt voor zelfhardende of tweewijdg uithardende materialen. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van het adhesive!

- Gebruik geen watersloforoxide, EDTA, of materialen die eugenol bevatten vóór de adhesive procedure omdat deze materialen de bonding kunnen tasten.

- Veiligheidsinformatiebladen op verzoek verkrijgbaar.

- Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.bisco.com.

TECHNISCHE INFORMATIE

Afzonderlijke spuiten:

Werktijd: minimaal 3 min (bij kamertemperatuur, 20°C/68°F-25°C/77°F)

Hardingstijd: maximaal 3 min 20 s (intraoral, 37°C)

Dubbele spuiten:

Werktijd: minimaal 2 min (bij kamertemperatuur, 20°C/68°F-25°C/77°F)

Hardingstijd: maximaal 3 min 20 s (intraoral, 37°C)

Werkwijze: hardt het in een aantal variërende afhankelijk van bewaaromstandigheden, temperatuur, veerhoogte en druk.

OPMERKING:

Wege van unieke chemische samenstelling van RESINOMER moet het gekoeld worden voordat het gelijk RESINOMER op kamertemperatuur kunnen vóór gebruik.

OPMERKING: Het kan zijn dat RESINOMER dat op het mengplaatje blijft zitten, niet lijk te harden. Dit komt door remming van het polymerisatieproces door zuurstof. U kunt ervan verzekerd zijn dat RESINOMER op normale wijze polymeriseert (hard). De gebruiker kan dit bevestigen door een mylar-strip op het overvallend materiaal op het mengplaatje te plaatsten. Het materiaal hardt binnen de gespecificeerde tijdsperiode.

GEBRUIKSANWIJZING

ADHESIEVE AMALGAAMRESTAURATIES

1. Gebruik een matricond met antikleefgel of wafel was over de plek die RESINOMER zal worden bloedgesteld, om te voorkomen dat RESINOMER zich aan de band hecht.

2. Isolere het element en preparere de cavity op een conservatieve manier. Reinig het overvallend oppervlak met een suspensie van puimsteen en een reingingsmiddel, zoals CAVITY CLEANSER™, of water.

3. Ets met gebruik van een etsel, zoals UNI-ETCH® wiBAC of ETCH-37® wiBAC, volgens de instructies van de fabrikant.

4. Breng een voor alle tandheelkundige materialen geschikt adhesief aan volgens de instructies van de fabrikant.

5. Volg bij gebruik van het bedieningssysteem met dubbele spuit de bijgevoegde GEBRUIKSANWIJZING van de dubbele spuit voor de dosering en toedeling van RESINOMER. Meng bij gebruik van afzonderlijke spuiten gelijke hoeveelheden RESINOMER-basis en-katalysator tot een uniforme pasta (10-15 seconden) totdat de pasta een uniforme kleur heeft.

6. Breng een dunne laag RESINOMER aan op alle vlakken van de binnenkant van de preparatie. Blaas RESINOMER droog om het uit te snieren en voorkom daarbij dat het zich op de bodem of de lijnhoeken aan de binnenkant van de preparatie ophoopt.

7. Tritueren en condenseren amalgaam in de met RESINOMER beklede preparatie volgens traditionele procedures.

8. Gebruik niet te veel amalgaam, omdat het amalgaam in polietilenoxyd kan blijven hangen.

9. Zorg ervoor dat het resinelement voordat het amalgaam in polietilenoxyd kan blijven hangen.

10. Hardt het amalgaam op de modellen met de behulp van een koker in de kamer van warme intraorale omgeving.

11. Wacht niet te lang na de hardening van het amalgaam en polietilenoxyd.

12. Gebruik niet te veel amalgaam, omdat het amalgaam in polietilenoxyd kan blijven hangen.

13. Verwijder overvallend RESINOMER met een borstel of instrument. Voltooi het reinigen tijdens de eerste harding of gelfase.

LINER/BASIS ONDER DIRECTE/INDIRECTE RESTAURATIES

1. Isolere het element en preparere de cavity op een conservatieve manier. Reinig het overvallend oppervlak met een suspensie van puimsteen en een reingingsmiddel, zoals CAVITY CLEANSER, of puimsteen en water.

2. Ets met gebruik van een etsel, zoals UNI-ETCH wiBAC of ETCH-37 wiBAC, volgens de instructies van de fabrikant.

3. Breng een voor alle dentale materialen geschikt adhesief aan volgens de instructies van de fabrikant.

4. Zetrand, spoel en droog de vlakken aan de binnenkant van de restauratie.

5. Breng een metalen primer aan op het oppervlak aan de binnenkant van de restauratie volgens de instructies van de fabrikant.

6. Volg bij gebruik van het bedieningssysteem met dubbele spuit de bijgevoegde GEBRUIKSANWIJZING van de dubbele spuit voor de dosering en toedeling van RESINOMER. Meng bij gebruik van afzonderlijke spuiten gelijke hoeveelheden RESINOMER-basis en-katalysator tot een uniforme pasta (10-15 seconden) totdat de pasta een uniforme kleur heeft.

7. Plaats de restauratie met passieve druk.

8. Verwijder overvallend RESINOMER met een borstel of instrument. Voltooi het reinigen tijdens de eerste harding of gelfase.

CEMENTERING VAN VEZEL- EN METAALSTIFTEN

1. Ets met gebruik van een etsel, zoals UNI-ETCH wiBAC of ETCH-37 wiBAC, volgens de instructies van de fabrikant. Met water spoelen.

2. Druk het kanaal droog met een grote papierstrip om overvallend vocht te verwijderen.

3. Breng een voor alle dentale materialen geschikt adhesief aan volgens de instructies van de fabrikant.

4. Volg bij gebruik van het bedieningssysteem met dubbele spuit de bijgevoegde GEBRUIKSANWIJZING van de dubbele spuit voor de dosering en toedeling van RESINOMER. Meng bij gebruik van afzonderlijke spuiten gelijke hoeveelheden RESINOMER-basis en-katalysator tot een uniforme pasta (10-15 seconden) totdat de pasta een uniforme kleur heeft.

5. Plaats de restauratie met passieve druk.

6. Verwijder overvallend RESINOMER met een borstel of instrument. Voltooi het reinigen tijdens de eerste harding of gelfase.

APARATIE VAN METALGEBASEERDE RESTAURATIE

1. Verwijder voorlopige restauratie, reinig de preparatie en pas de definitieve restauratie.

2. Ets met gebruik van een etsel, zoals UNI-ETCH wiBAC of ETCH-37 wiBAC, volgens de instructies van de fabrikant.

3. Breng een voor alle dentale materialen geschikt adhesief aan volgens de instructies van de fabrikant.

4. Zetrand, spoel en droog de vlakken aan de binnenkant van de restauratie.

5. Volg bij gebruik van het bedieningssysteem met dubbele spuit de bijgevoegde GEBRUIKSANWIJZING van de dubbele spuit voor de dosering en toedeling van RESINOMER. Meng bij gebruik van afzonderlijke spuiten gelijke hoeveelheden RESINOMER-basis en-katalysator tot een uniforme pasta (10-15 seconden) totdat de pasta een uniforme kleur heeft.

6. Plaats de restauratie met passieve druk.

7. Verwijder overvallend RESINOMER met een borstel of instrument. Voltooi het reinigen tijdens de eerste harding of gelfase.

APARATIE VAN TANDHODINTONIC SLOTS

1. Ets het tandglasuurplaatje waarop het slotje wordt geplaatst, met gebruik van een etsel, zoals UNI-ETCH wiBAC of ETCH-37 wiBAC, gedurende 15-30 seconden. Het vlak dat moet worden geëtst, is slechts iets groter dan de basis van het slotje. Goed spoelen met water en aan de lucht drogen.

2. Breng een voor alle dentale materialen geschikt adhesief aan op het geleerde tandglasuurplaatje volgens de instructies van de fabrikant. Hardt het adhesief uit onder licht.

3. Volg bij gebruik van het bedieningssysteem met dubbele spuit de bijgevoegde GEBRUIKSANWIJZING van de dubbele spuit voor de dosering en toedeling van RESINOMER. Meng bij gebruik van afzonderlijke spuiten gelijke hoeveelheden RESINOMER-basis en-katalysator tot een uniforme pasta (10-15 seconden) totdat de pasta een uniforme kleur heeft.

4. Breng een kleine hoeveelheid RESINOMER op de retentiezone van de basis van het slotje.

5. Plaats het slotje op het tandglasuurplaatje met een licht draaiende beweging en zorg dat het slotje goed is gepositioneerd. Houd het slot met gebruik van een tandartschaafje of scherpe scalpel stevig tegen het tandglasuurplaatje tot te knijpen.

6. Verwijder overvallend pasta rondom de basis van het slotje met een tandartschaafje of scalpel.

7. Hardt RESINOMER gedurende 30 seconden uit door de lichtschijn onder een hoek van 45° op het taakvlak tussen tandglasuurplaatje te plaatsten.

8. Het slotje kan matig geladen zijn nadat RESINOMER onder licht is uitgehard.

REINIGING VAN DE HARS

1. Ets met gebruik van een etsel, zoals UNI-ETCH wiBAC of ETCH-37 wiBAC, volgens de instructies van de fabrikant.

2. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

3. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

4. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

5. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

6. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

7. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

8. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

9. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

10. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

11. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

12. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

13. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

14. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

15. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

16. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

17. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

18. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

19. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

20. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

21. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

22. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

23. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

24. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

25. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

26. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

27. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

28. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

29. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

30. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

31. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

32. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

33. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

34. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

35. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

36. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

37. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

38. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

39. Reinig de harsresten van de verschillende harsen met water en een goede washanddoek.

40. Reinig de hars