


Instructions for Use



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schamburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92

IN-176R10
Rev. 10/20

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

en CORE-FLO™ DC

Dual-Cured Flowable Core Build-Up Composite

GENERAL INFORMATION

CORE-FLO DC is a flowable dual-cured, radiopaque core build-up composite. CORE-FLO DC is specifically designed to cement posts and build-up the core structure in one easy application. CORE-FLO DC is also an ideal dentin replacement material. CORE-FLO DC comes in an automix dual-syringe and is dispersed with the DUAL-SYRINGE DISPENSER. CORE-FLO DC is intended for use with a bonding agent that is compatible with dual-cured materials, such as BISCO adhesives.

Indications for use:

The principle indications for use of CORE-FLO DC are:

1. Core build-up material
2. Cementation of posts or pins
3. Dentin replacement material

Intended user: licensed dentist

Warnings:

- Contamination by saliva, blood, or water should be avoided during these procedures. When using dental adhesives, contamination will compromise dentin bonding and may result in decreased longevity of the restoration.
- A rubber dam is recommended for all indications where contamination may be possible.

Cautions:

- Cross-contamination:
 - Product may contain items that are designed for one-time use. Dispose of used or contaminated tips. Do not clean, disinfect or reuse.
 - Use of commonly available hygienic protective covering after any contamination of syringes during treatment is recommended. If syringe becomes contaminated, discard. Do not clean or disinfect.

Precautions:

- Avoid contact with the skin. unpolymerized (meth)acrylate resins may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
- To prevent polymerization or clogging, the dual-syringe mixing tip should be left in place until the next application.
- If refrigerated, allow CORE-FLO DC to reach room temperature before use.
- Individual component labels for specific expiration dates.
- Safety data sheet available on request.
- For further information, visit www.bisco.com.
- Instructions for Use available upon request.
- Instructions for Use available at www.bisco.com.

TECHNICAL INFORMATION

At room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F)

Working Time: Minimum 2 minutes

Setting Time: Maximum 7 minutes

Working time and Setting Time may vary based on storage conditions, temperature, humidity, etc.

INSTRUCTIONS FOR USE

CORE MATERIAL MIXING PROCEDURES:

1. Insert the syringe into a Dual-Syringe Dispenser and remove the syringe cap or mixing tip from the dual-syringe.
2. Dispense a small amount of material onto a mixing pad to eliminate any voids in the core of the dual-syringe.
3. Attach a mixing tip to the dual-syringe by lining up the key and keyway. Then turn the brown locking mechanism clockwise.

4. Dispense the desired amount of material by using gentle steady pressure. (See TECHNICAL INFORMATION Section on Working and Setting Time information.)

1. CORE BUILD-UP USING CORE-FLO DC

- (1) Isolate the tooth.
- (2) Apply an adhesive according to the manufacturer's instructions; we recommend the use of any BISCO adhesive.

- (3) Follow the DUAL-SYRINGE INSTRUCTIONS FOR USE for loading of the Dual-Syringe for dispensing CORE-FLO DC.

- (4) a. If using a matrix band: place a matrix band around the prepared tooth. Place the end of the intra-oral lip directly against the preparation and dispense CORE-FLO DC. Light cure for 40 seconds.
- b. If using a core form: place the mixing tip directly into the core form and inject CORE-FLO DC. Place the loaded core form onto the prepared tooth and hold in place. Light cure for 40 seconds.

- (5) Prepare and finish the core in the usual manner.

2. POST CEMENTATION AND CORE BUILD-UP TECHNIQUE USING CORE-FLO DC

- (1) Isolate tooth and prepare the tooth according to the post manufacturer's instructions.
- (2) Apply an adhesive according to the manufacturer's instructions; we recommend the use of any BISCO adhesive. Prior to light curing, blot the canal dry with paper points until the paper point returns dry from the canal and gently remove the paper points.

- (3) Coat the surface of the post with an adhesive according to the manufacturer's instructions. This will increase the wettability of the post.

- (4) Follow the DUAL-SYRINGE INSTRUCTIONS FOR USE for loading of the Dual-Syringe for dispensing CORE-FLO DC.

- (5) Using the root canal mixing tip inject CORE-FLO DC into the canal. Slowly withdraw the tip of the canal and withdraw the tip slowly while keeping the tip in the cement to minimize voids.

- (6) Coat the apical end of the post with CORE-FLO DC. Seat the post into the canal gently and maintain firm pressure for 30 seconds until the post is seated.
- (7) Continue to express CORE-FLO DC around the post and build-up the core to the desired height and shape.

- (8) Remove the excess CORE-FLO DC with a cure for 40 seconds by placing the light tip as close as possible to the post and core build-up.

- (9) Prepare and finish the core in the usual manner.

3. DENTIN REPLACEMENT MATERIAL

- (1) Isolate tooth and prepare in a conservative manner. Rinse and dry.

- (2) Apply an adhesive according to the manufacturer's instructions; we recommend the use of any BISCO adhesive.

- (3) Follow the DUAL-SYRINGE INSTRUCTIONS FOR USE for loading of the Dual-Syringe for dispensing CORE-FLO DC.

- (4) Express CORE-FLO DC only to the level of the dentin-enameal junction.
- (5) Light cure the CORE-FLO DC for 10 seconds. Continue to firmly pack a light-cured composite, building incrementally until cavity preparation is filled. Light cure according to manufacturer's instructions.

- (6) Check the occlusion and continue with finishing and polishing procedures.

- (7) To prevent polymerization or clogging, the dual-syringe mixing tip should be left in place until the next application. Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended. If used intraorally, wipe mixing tip with disinfectant prior to storage.

- (8) **DISPOSAL:** Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional provisions relating to waste.

- (9) **STORAGE:** Store kit at room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F). See individual component labels for specific expiration dates.

- (10) **WARRANTY:** BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

- * CORE-FLO is a trademark of BISCO, Inc.

- Dual-Syringe Dispenser is distributed by BISCO, Inc.

- To Reorder Accessories:
 - X-81252P – Dual-Syringe Static Mixing Tips (30)
 - X-81257P – Dual-Syringe Mixing and Intraoral Tips (30)

- NOTICE:** Report any serious incident to BISCO and the competent authority in the member state in which the user and/or patient is established.

de CORE-FLO™ DC

Dualhärtendes, fließfähiges Stumpf- und Kernaufbaupositiv

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

CORE-FLO DC ist ein fließfähiges, doppelt ausgehärtetes, röntgendichtes Stumpf- und Kernaufbaupositiv. CORE-FLO DC ist speziell zur Zementierung von Stiften entwickelt und kann einfach und in einem Schritt zur Kernherstellung eingesetzt werden. CORE-FLO DC kommt in einem Automix-Doppelspritze und wird mit dem DUAL-SYRINGE DISPENSER verwendet. CORE-FLO DC ist für die Verwendung mit einem Haftvermittler vorgesehen, der mit dualhärtenden Materialien, wie z. B. Adhäsiven von BISCO, kompatibel ist.

Indikationen für den Gebrauch:

Die grundlegenden Indikationen für den Gebrauch von CORE-FLO DC sind:

1. Stumpf- und Kernaufbau
2. Zementierung von Stiften oder Pins
3. Dentinersatzmaterial

Vorgeschener Benutzer: zugelassener Zahnarzt

Warnhinweise:

- Bei diesen Verfahren sollte eine Kontamination durch Speichel, Blut oder Wasser vermieden werden. Bei der Verwendung von Dentaladhäsiven wird die Dentinhaftung durch Kontamination beeinträchtigt und dadurch die Haltbarkeit der Restauration u. U. verkürzt.
- Für alle Indikationen, bei denen eine Kontamination durch Speichel, Blut oder Wasser empfohlen.

Warnhinweise Kreuzkontamination:

- Das Produkt kann Komponenten enthalten, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Entsorgen Sie gebrauchte oder verunreinigte Tips. Nicht reinigen, desinfizieren oder wiederverwenden.
- Wird empfohlen, nach jeder Anwendung des Produkts eine geeignete hygienische Schutzkleidung zu verwenden, um eine Kontamination der Spritzen während der Behandlung zu vermeiden. Wenn die Spritze verunreinigt ist, entsorgen Sie sie. Nicht reinigen oder desinfizieren.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Hautkontakt vermeiden, unpolymerisierte Methacrylate können Hautreizungen bei empfindlichen Personen auslösen. Im Fall von Hautkontakt, die Haut mit Wasser und Wasser waschen.
- Bei Polymerisation oder Verstopfung zu vermeiden, sollte die Amnischspitze der Doppelspritze bis zum nächsten Anwendungszeitpunkt in einer sterilen Verpackung aufbewahrt werden.
- Bei introraler Anwendung der Amnischspitze vor der Lagerung mit Desinfektionsmittel abwischen.

- Gegenüber zu den Adhäsiven von BISCO binden nicht alle Adhäsive adäquat auf dem Kernaufbaupositiv. Um ein ausreichendes Haftvermögen zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung von Adhäsivsystemen, die mit dem Produkt kompatibel sind.

- Den Stumpf- und Kernaufbau, für die Anfertigung des Abdrucks oder die Herstellung von temporären Stiften, empfehlen wir (ein gründliches Durchfeuchten kann evtl. ausreichen) isolieren, um ein Binden an diese Materialien zu vermeiden.

- Siehe Abschnitt GEBRAUCHSANWEISUNG DOPPELSPRITZEN-DOSIERER zur richtigen Handhabung.
- Falls CORE-FLO DC im Kühlschrank aufbewahrt wird, lassen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Raumtemperatur erwärmen.

- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Für weitere Informationen, besuchen Sie www.bisco.com.
- Gebrauchsanweisung auf Anfrage verfügbar.
- Gebrauchsanweisung verfügbar auf www.bisco.com.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Bei Raumtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F)

Verarbeitungszeit: Mindestens 2 Minuten

Abbindezeit: Maximal 7 Minuten

Verarbeitungszeit und Abbindezeit können je nach Lagerbedingungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw. variieren.

GEBRAUCHSANWEISUNG

STUMPF- UND KERN-AUFBAUVERFAHREN:

1. Die Spritze in den Dual-Syringe Dispenser einführen und die Spritzenkappe von der Spritze abnehmen.
2. Ein wenig Material auf einen Amnischblock geben, um Luft einschleusen in den beiden Kammern der Doppelspritze zu vermeiden.

3. Wenn ein Matrixband verwendet wird, dieses um das Zahn zu legen und die Amnischspitze direkt in den Kanal des Matrixbands einbringen. Das Matrixband um den präparierten Zahn legen. Das Ende der Intraoralspitze direkt an der Spitze des Matrixbands ansetzen. CORE-FLO DC abgeben. 40 Sekunden unter Lichtwirkung aushärten.

4. Bei Verwendung einer Stumpfform: Die Amnischspitze direkt in die Stumpfform einsetzen und Material abgeben. CORE-FLO DC gefüllte Stumpfform fest auf den präparierten Zahn aufsetzen und 40 Sekunden lang unter Lichtwirkung aushärten.

- (5) Den Stumpf mit Diamant- und Hartmetallfräsen auf die übliche Weise präparieren und finieren.

1. STUMPF- UND KERN-AUFBAU MIT CORE-FLO DC

- (1) Den Zahn durch Anlegen eines Kofferdams isolieren.

- (2) Ein Adhäsiv gemäß den Herstelleranweisungen auftragen; wir empfehlen die Verwendung eines Adhäsivs von BISCO. Vor dem Anlegen des Kofferdams mit Papierstreifen trocken lupfen, bis diese keine Feuchtigkeit mehr aufweisen. Anschließend mit einem Luftstrahl trocknen lassen, damit das Lösungsmittel verdunstet.

- (3) **HINWEIS:** Das Trocknen mit Papierstreifen ist sehr wichtig, um angedampftem Wasser die gleiche Feuchtigkeit zu entziehen, die der korrekte Sitz des Stifts nicht beeinträchtigt wird.

- (4) Ein Adhäsiv gemäß den Herstelleranweisungen auf die Stiftofläche auftragen. Dadurch wird die Benetzbarkeit des Stifts erhöht.

- (5) Die GEBRAUCHSANWEISUNG DOPPELSPRITZEN-DOSIERER zum Laden der Doppelspritze für die Dosierung von CORE-FLO DC beachten.

- (6) a. Wenn ein Matrixband verwendet wird: Das Matrixband um den präparierten Zahn legen. Das Ende der Intraoralspitze direkt an der Spitze des Matrixbands ansetzen. CORE-FLO DC abgeben. 40 Sekunden unter Lichtwirkung aushärten.

- b. Wenn ein Kernaufbaupositiv verwendet wird: Die gefüllte Stumpfform fest auf den präparierten Zahn aufsetzen und 40 Sekunden lang unter Lichtwirkung aushärten.

- (7) Den Stumpf mit Diamant- und Hartmetallfräsen auf die übliche Weise präparieren und finieren.

2. VERFAHREN FÜR DIE STIFTZEMENTIERUNG UND POSTCEMENTATION UND KERN-AUFBAU MIT CORE-FLO DC

- (1) Den Zahn isolieren und gemäß den Anweisungen des Stiftherstellers präparieren.

- (2) Ein Adhäsiv gemäß den Herstelleranweisungen auftragen; wir empfehlen die Verwendung eines Adhäsivs von BISCO. Vor dem Anlegen des Kofferdams mit Papierstreifen trocken lupfen, bis diese keine Feuchtigkeit mehr aufweisen. Anschließend mit einem Luftstrahl trocknen lassen, damit das Lösungsmittel verdunstet.

- (3) **HINWEIS:** Das Trocknen mit Papierstreifen ist sehr wichtig, um angedampftem Wasser die gleiche Feuchtigkeit zu entziehen, die der korrekte Sitz des Stifts nicht beeinträchtigt wird.

- (4) Ein Adhäsiv gemäß den Herstelleranweisungen auf die Stiftofläche auftragen. Dadurch wird die Benetzbarkeit des Stifts erhöht.

- (5) Die GEBRAUCHSANWEISUNG DOPPELSPRITZEN-DOSIERER zum Laden der Doppelspritze für die Dosierung von CORE-FLO DC beachten.

- (6) a. Wenn ein Matrixband verwendet wird: Das Matrixband um den präparierten Zahn legen. Das Ende der Intraoralspitze direkt an der Spitze des Matrixbands ansetzen. CORE-FLO DC abgeben. 40 Sekunden unter Lichtwirkung aushärten.

- b. Wenn ein Kernaufbaupositiv verwendet wird: Die gefüllte Stumpfform fest auf den präparierten Zahn aufsetzen und 40 Sekunden lang unter Lichtwirkung aushärten.

- (7) Den Stumpf mit Diamant- und Hartmetallfräsen auf die übliche Weise präparieren und finieren.

3. DENTINERSATZMATERIAL

- (1) Den Zahn isolieren und auf die herkömmliche Art und Weise präparieren. Abtrocknen und trocknen.

- (2) Ein Adhäsiv gemäß den Herstelleranweisungen auftragen; wir empfehlen die Verwendung eines Adhäsivs von BISCO. Vor dem Anlegen des Kofferdams mit Papierstreifen trocken lupfen, bis diese keine Feuchtigkeit mehr aufweisen. Anschließend mit einem Luftstrahl trocknen lassen, damit das Lösungsmittel verdunstet.

- (3) Die GEBRAUCHSANWEISUNG DOPPELSPRITZEN-DOSIERER zum Laden der Doppelspritze für die Dosierung von CORE-FLO DC beachten.

- (4) CORE-FLO DC nur bis auf Höhe der Dentin-Schmelz-Grenzschicht auftragen.

- (5) Das CORE-FLO DC-Produkt 10 Sekunden lang unter Lichtwirkung aushärten. Das lichtgehärtete Kompositum weiterhin bis zur Höhe der Kavitätpräparation gefüllt ist. Anschließend gemäß den Herstelleranweisungen unter Lichtwirkung aushärten.

- (6) Die Okklusion überprüfen und mit dem Finieren und Polieren fortfahren.

- (7) **HYGIENE:** Die Mechanik der Doppelspritze an einer Stelle bis zur nächsten Auftragung lassen, um Polymerisation oder Verstopfung zu verhindern. Zur Vermeidung von Kontamination der Spritzen während der Behandlung wird die Verwendung von handelsüblichen Hygenschutzabdeckungen empfohlen. Bei introraler Verwendung die Mechanik vor der Lagerung mit einer Waschlösung desinfizieren.

- (8) **ENTSORGUNG:** Die Bestimmungen der Gemeinde zur Abfallentsorgung beachten. Legen diese nicht vor die nationalen bzw. regionalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung.

- (9) **LAGERUNG:** Kit bei Raumtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F) lagern. Siehe Etiketten der Einzelkomponenten für spezifische Haltbarkeitsdaten.

- (10) **GARANTIE:** BISCO, Inc. erkennt ihre Verpflichtung zum Ersatz von fehlerhaften Produkten an. BISCO, Inc. übernimmt keine Haftung für direkte und Folgeschäden oder Verluste, die aus der beschriebenen Verwendung oder Nichtverwendung des Produkts entstehen. Für die Verwendung obliegt der Verantwortung der Benutzer die Angemessenheit des Produkts für die gewünschte Verwendung zu bestimmen. Der Hersteller übernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftung.

- * CORE-FLO ist eine Marke von BISCO, Inc. Der Dual-Syringe Dispenser wird von BISCO, Inc. verteidigt.

- To Reorder Accessories:
 - Um Zubehör nachzubestellen:
 - X-81252P – Statische Amnischspitzen für Doppelspritzen (30)
 - X-81257P – Misch- und Intraorale Spitzen für Doppelspritzen (30)
 - X-81267P – Amnisch- und Wurzelkanalspitzen für Doppelspritzen (30)

- HINWEIS:** Melden Sie jeden schweren Vorfall an BISCO und die zuständige Behörde des EU-Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.

fr CORE-FLO™ DC

Composite fluide dual-cure pour la reconstruction de muñones

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CORE-FLO DC est un composite fluide biopolymérisant (dual-cure) radio-opaque destiné à la reconstruction de muñones. CORE-FLO DC a spécialement été formulé pour le scellement des tenons et la reconstruction de muñones en une seule application. CORE-FLO DC constitue également un matériau de remplacement idéal de la dentine. CORE-FLO DC est conditionné en double-seringue automatélangée et s'utilise avec un pistolet pour doubles-seringues. CORE-FLO DC est conçu pour une utilisation avec un système adhésif compatible avec les matériaux biopolymérisants, tels que les adhésifs de BISCO, compatibles.

Indications :

Les principales indications de CORE-FLO DC sont les suivantes :

1. Matériau de reconstruction de muñones
2. Cimentation de tenons ou pivots
3. Matériau de remplacement de la dentine

Utilisateur prévu : Chirurgien-Dentiste diplômé.

Attention :

- Les contaminations par la salive, le sang ou l'eau peuvent être évitées durant ces procédures. Lors de l'utilisation d'adhésifs dentinaires, la contamination compromettra l'adhésion à la dentine et peut entraîner une diminution de la longévité de la restauration.
- L'utilisation d'une digue en caoutchouc est recommandée pour éviter toute contamination de la restauration.

Mises en garde :

- Contamination croisée:
 - Le produit peut contenir des accessoires exclusivement destinés à un usage unique. Jeter les embouts utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ni réutiliser.
 - Se recommander de protéger hygiéniquement les surfaces avant et après l'application.
 - L'utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination de la restauration est recommandée.

Précautions :

- Éviter tout contact avec la peau ; les résines (méth)acrylates non-polymérisées sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. En cas de contact, laver la peau à l'eau et au savon.
- Le prélever tout risque de polymérisation ou durcissement, l'embout mélangeur de la double-seringue doit être laissé en place jusqu'à l'application de la résine.
- En cas d'utilisation intra-oralement, l'embout mélangeur à l'aide d'un désinfectant avant stockage.

- Contrairement aux adhésifs de BISCO, tous les systèmes adhésifs multi-étapes avec un mélangeur intracanal ou intracanal, n'ont pas été testés avec les matériaux auto-polymérisants ou biopolymérisants.

- Les instructions de sécurité disponibles en français sont disponibles sur le site www.bisco.com.

- Consultez la section de INSTRUCCIONES DE USO DEL DISPENSADOR DE JERINGA DE AUTOMEZCLA para cargar la jeringa de automézia para dispensar CORE-FLO DC.

- Si se refrigerara, deje que el CORE-FLO DC alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.

- Puede solicitar la ficha de seguridad.

- La ficha de seguridad está disponible en www.bisco.com.

- Las instrucciones de uso están disponibles en www.bisco.com.

INFORMATIONS TECHNIQUES

À température ambiante (20°C/68°F - 25°C/77°F)

Temps de travail : Minimum 2 minutes

Temps de polymérisation : Maximum 7 minutes

Les temps de travail et de polymérisation peuvent varier selon les conditions de stockage, de température, d'humidité, etc.

INSTRUCCIONES D'UTILISACIÓ

1. Inserir la jeringa en un dispensador de jeringa de automézia y retirar la tapa de la jeringa o la punta mezcladora de la jeringa de automézia.

2. Colocar una pequeña cantidad de material en un bloc de mezcla para eliminar los vacíos existentes en las cámaras de la jeringa de automézia.

3. Si se utiliza una matriz o un molde, colocar la matriz alrededor del diente preparado. Coloque el extremo de la punta intracanal directamente en la preparación y dispense CORE-FLO DC. Fotocure el material durante 40 segundos.

4. Si se utiliza un molde prefabricado para muñones: Coloque la punta de mezcla directamente en el molde y dispense CORE-FLO DC. Posicione el molde con el producto sobre el diente preparado y manténgalo en sitio. Fotocure durante 40 segundos.

- (5) Preparar e finir el muñón de la forma usual, usando fresas de diamante y carburo.

1. RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES USANDO CORE-FLO DC

- (1) Aislar el diente con un dique de goma.

- (2) Aplicar un adhesivo según las instrucciones del fabricante; recomendamos el uso de cualquiera de los productos adhesivos BISCO.

- (3) Sigla las INSTRUCCIONES DE USO DE LA JERINGA DE AUTOMEZCLA para cargar la jeringa de automézia para dispensar CORE-FLO DC.

- (4) a. Si se usa una banda matriz: Coloque una banda matriz alrededor del diente preparado. Coloque el extremo de la punta intracanal directamente en la preparación y dispense CORE-FLO DC. Fotocure el material durante 40 segundos.

- b. Si se utiliza un molde prefabricado para muñones: Coloque la punta de mezcla directamente en el molde con el producto sobre el diente preparado y manténgalo en sitio. Fotocure durante 40 segundos.

- (5) Preparar e acabar el muñón de la forma usual, usando fresas de diamante y carburo.

- (6) **HIGIENE:** Prevenir la contaminación o el taponamiento, la punta de mezclador debe ser dejada en la jeringa hasta el próximo uso. El uso de cubiertas protectoras higiénicas para evitar cualquier contaminación de las jeringas durante el tratamiento se recomienda. Si la jeringa es utilizada intracanalmente, limpiar la superficie de la punta de mezcla con desinfectante antes de guardarla.

- (7) **ELIMINACIÓ:** Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionales relacionadas con los residuos.

- (8) **CONSERVACIÓ:** Conserve el kit a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F). Compruebe las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad de cada uno.

- * CORE-FLO es una marca comercial de BISCO, Inc. El Dual-Syringe Dispenser es distribuido por BISCO, Inc.

- Para solicitar más accesorios:
 - X-81252P – Boquillas de mezcla estáticas de jeringa de automézia (30)
 - X-81257P – Boquillas de mezcla y puntas intracanal de jeringa de automézia (30)
 - X-81267P – Embouts mélangeurs et d'injection intracanaux pour doubles-seringues (30)

- AVISO:** Notifique cualquier incidente grave a BISCO y a la autoridad competente del estado miembro de la UE en el que el usuario y/o paciente está establecido.

es CORE-FLO™ DC

Composite fluido de curado dual para la reconstrucción de muñones

INFORMACION GENERAL

CORE

CORE-FLO™ DC
DUAL Cured Flowable Core Build Up Composite

GENERAL INFORMATION

CORE-FLO™ DC er en flydende, dobbeltbelædt og røntgenfast blanding til opbygning af kerestruktur. **CORE-FLO™ DC** er specielt udviklet som dentin-erstatningsmateriale. **CORE-FLO DC** leveres i automt dobbeltspøjle og dispenser med **DUAL SYRINGE DISPENSER**. **CORE-FLO DC** skal anvendes med et bindingsystem, der er kompatibel med duahærdede materialer fra 3M/BISCO's adhesiver.

Indikator:

De vigtigste indikationer for **CORE-FLO DC** er:

- Fremsættling af plastiske opbygninger
- Reparering af rotter
- Dentinstrætning
- Tilgæt brugt; icenset tandlæge

Advarsler:

- Kontaminering med saliv, blod og vand skal undgås i proceduren. Ved brug af dentale adhesiver/ bindingsystemer vil kontaminering kunne aedelegge bindingen og derfor nedføre helbredet af reststrukturen.
- Brug af kofferdiam anbefales til alle procedurer, hvor der er risiko for kontaminering.

Advarsler:

- Krydskontaminering; Produktet kan indeholde dele der er designet til engangs brug. Smid brugt eller kontamineret spisespiser, Renger, desinficer og genbrug ikke produktet.
- Det anbefales at anvende normal hygiejnisk beskyttelse, for at undgå enhver form for kontaminering af sprøjten under behandlingen. Hvis sprøjten bliver kontamineret, anbringes den i et nedfældt område og skaffes et nyt kke.

Fordholdsregler:

- Undgå kontakt med huden; oplymerisering (meth) er uønsket i øret og på andre steder på kroppen og på personer, der kommer i kontakt med huden med søbe og vand.
- Voksende hårde og ligning og tilstopning af abningerne i dobbelt-sprøjten, skal biandspisens blide sidende på indtil næste anvendelse. Hvis sprøjten anvendes indtraoet skal biandspisens desinfecteres inden opbevaring.
- Se brugsanvisningen fra producenten. I modstrid med alle andre advarsels/forbudsregler, skal ingen olie- eller flaste- eller olie selvstændige bindingsystemer bruges på apparater og instrumenter.
- Isoler den plastiske opbygning før aftrykningen og fremsættling af provisorer (det kan være tilstrækkeligt at lukke eller sætte beskyttelse på hvide brodder til disse materialer.
- Se brugsanvisningen fra DUAL-SYRINGE DISPENSEREN for korrekt brug af disse.
- Hvis **CORE-FLO DC** materialet ovenpenses i kleskab, skal det opris støbeapparat inden brug.
- Sikkerhedsdatablad findes på [www.bisco.com](#)
- Sikkerhedsdatablad findes på [www.bisco.com](#)
- Brugsanvisningen tilgængelig på [www.bisco.com](#).

TEKNIKS OPLYSNINGER

Vedt brugstempertur (20°C/68°F - 25°C/77°F);
Tidsinterval mellem opladninger 30 sekunder
Afbindingstid: Maksimum 7 min.

Arbejds- og afbindingstider kan variere afhængig af opbevaringsbetingelserne, temperaturregime og afbindingstid.

BRUGSANVISNING

PROCEDURE FOR Blanding AF KEREMATERIALE:

1. Isoler tanden i et dobbeltspøjle- eller søg sprøjten hænde eller blændespis af dobbeltspjret.
2. Påfør et af de angivne materialer på et blændingsdråberåg i et 20-30 sekund interval på det berørte område af dobbeltspjret.
3. Hvis dobbeltspjds på dobbeltspjret, og sørg for, at noten og slieden er på linje. Drog dernæst den brune læksemaskine med tryk.
4. Påfør den røde kæbedags materiale ved hjælp af et forsigtigt, stabilt tryk. (Se afsnittet 'TEKNIKS OPLYSNINGER' for oplysninger om arbejds- og afbindingstider.)

1. FREMSÆTTING AF PLASTISK OPGYBNING MED CORE-FLO DC

- (1) Isoler tanden med et BISCO's adhesiver.
- (2) Påfør bindingsystemet fra DUAL-SYRINGE DISPENSER for montering af dobbeltspjret og afbinding af **CORE-FLO DC**.
- (3) Ved brug af matrisede: Placer et matrisedeblænd rundt om den præparerede tand. Placer den dobbeltspøjle på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (4) Placer dobbeltspjret på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.

(5) Præparer opbygningen på normal vis med diaman og hørmetaloer.

2. TEKNIK TIL CEMENTERING AF RODSTIFTER OG FREMSÆTTING AF PLASTIK OPGYBNING MED CORE-FLO DC

- (1) Isoler tanden og præparer rodkanalen i henhold til brugsanvisningen fra producenten af rodstiften.
- (2) Adhæsiv. Påfør den anbefalede mængde af producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's adhesiver.
- (3) Følg brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSER for montering af dobbeltspjret og afbinding af **CORE-FLO DC**.
- (4) Ved brug af matrisede: Placer et matrisedeblænd rundt om den præparerede tand. Placer den dobbeltspøjle på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (5) Præparer opbygningen på normal vis med diaman og hørmetaloer.

2. TEKNIK TIL CEMENTERING AF RODSTIFTER OG FREMSÆTTING AF PLASTIK OPGYBNING MED CORE-FLO DC

(1) Isoler tanden og præparer rodkanalen i henhold til brugsanvisningen fra producenten af rodstiften.

- (1) Adhæsiv. Påfør den anbefalede mængde af producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's adhesiver.
- (2) Følg brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSER for montering af dobbeltspjret og afbinding af **CORE-FLO DC**.
- (3) Ved brug af matrisede: Placer et matrisedeblænd rundt om den præparerede tand. Placer den dobbeltspøjle på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (4) Placer dobbeltspjret på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (5) Præparer opbygningen på normal vis med diaman og hørmetaloer.

3. DENTIN-ERSTATNINGSMATERIALE

3.1 Dentin-erstatning og konservativ. Skiv og blæs læst. 3.2 Appliker et bindingsystem i henhold til producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's adhesiver.

- (1) Isoler tanden og præparer kernekanalen i henhold til brugsanvisningen fra producenten af rodstiften.
- (2) Adhæsiv. Påfør den anbefalede mængde af producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's adhesiver.
- (3) Følg brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSEREN for montering af dobbeltspjret og afbinding af **CORE-FLO DC**.
- (4) Appliker kun **CORE-FLO DC** til niveauet for dentin-erstatningsmateriale.
- (5) Hvis **CORE-FLO DC** i 10 sek. Fortsæt med lagvis opbygning med et lyshærdende kompositmateriale, indtil kernekanalen er fyldt. Lyshærd i henhold til producentens anvisninger.
- (6) Kontroller okklusionen og fortsæt med pudning og polering.

HYGIENE: Biandspisens skal blive sidende på dobbelt-spøjten indtil næste brug for at undgå polymerisering eller tilstopning. Det anbefales at anvende almindelig beskyttelsesudrustning for at hindre enhver form for kontaminering af sprøjten under behandlingen. Hvis sprøjten er anvendt intrakort, skal biandspisens desinfectores inden brug.

BORTSKAFFELSE: Følg lokale forholdsregler om bortskaffelse. Hvis sådanne ikke forefindes, følges regionale eller nationale regler om bortskaffelse.

ØPBEVARING: Opbevar sættet ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se undersidens tabel på etiketten for opbevaringsbetingelser.

GARANTI: BISCO Inc. anerkender sit ansvar for at udvikle produktet, som lever op til kravene, som er fastsat af den amerikanske føde- og lægemiddelstyrelse (FDA). BISCO Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug eller manglende mulighed for brug produktet som beskrevet. Før brug er det brugers ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsligede brug. Brugeren påtager sig et ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

* **CORE-FLO DC** er varemærke tilhørende BISCO, Inc. Dual-Syringe Dispenser distribueres af BISCO, Inc.

Til genbestilling af tilbehør:

- X-8125P – statiske biandspisder til dobbeltspjret (30)
- X-8126P – Blænde- og rodkanalspjder til dobbeltspjret (30)
- X-8126TP – Blænde- og rodkanalspjder til dobbeltspjret (30)

BEVÆRKE: Alle alvorlige hændelser skal rapporteres til BISCO og den kompetente myndighed i det EU-medlemsland, hvort brugeren og/eller patienten er bosat.

CORE-FLO™ DC

Kaksioskovkøvetinden juokseva pilamuvio

YLEISTEITOJA

CORE-FLO™ DC on joustava kaksoikäyttöinen, radiopakki yhdistelmämuovi pilari rakentamiseen. **CORE-FLO DC** on suunniteltu erityisesti nastojen sementointiin ja leveys automt dobbeltspjle ja dispenserin med **DUAL SYRINGE DISPENSER**. **CORE-FLO DC** soittinän automt kaksoikäyttöisenä. **CORE-FLO DC** soittinän automt kaksoikäyttöisenä. Se annostellaan **DUAL-SYRINGE DISPENSER**:in avulla. **CORE-FLO DC** on tarkoitettu käytäväksi sellaisen sidosianen kanssa, joka on yhteensöyvä kaksoikäyttöinen materiaalien kanssa, kuten BISCO sidosianen materiaalit.

Käyttöindikaatio:

PÄÄASIAISET CORE-FLO DC -muovin käyttöindikaatioita ovat:

1. Pilariarakennus
2. Nastojen sementointi
3. Dentinien eristäminen

Tarkoituksena käyttää tilallistuta hammassalaksari

Vaaroitukset:

- * Syyten, veren tai veden aiheuttamaa kontaminaatioita on vältettävä näiden tömpeloiden aikana. Sidosianen käytännössä kytkeäkontaminatioita heikentävä dentinisidosta ja voi lyhentää täyteen pitkäikäisyyttä.
- * Koffeerrin käyttöä suositellaan kaikkiin käyttöindikaatioihin, joissa kontaminoinnin voi olla mahdollinen.

Huomioitavaa:

- Tuote saatavana sisällältö joka on suunniteltu pilari rakentamiseen. Häviä käyttää til kontaminoinnin riskin vähentämiseksi.
- Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.
- On suositeltavaa käyttää yleisesti saatavilla olevia suojalaitteita (käsineitä, suojalaitteita) sekä suojainta hoidon aikana. Jos riski kontaminointiin, hävitä se. Älä puhdistaa tai desinfioi sitä.

Varoitukset:

Yksitoimittajienä:

- Tuote saa sisältää epäpuhtauksia (met) akrylaattiresiiniä sisältäviä aliehuuttavia ihostyräyksiä joihenkittäö. Jos annettu jauho, kosketuksiin non kanssa, ei kosketa BISCO kaksikäyttöisen materiaalin kanssa.
- Polymerisaation tai tukkumäismissen estämiseksi kaksoikäyttöisen sekoittokäryn tulisi jättää paikalleen enintään 30 sekunnin ajan. Yleisesti saatavilla olevien suojusoppojien käyttäminen on suositeltavaa, ettei käsien lämpötila nouse yli 42 C. Jos käsi on lämmin, suositellaan käyttöä suojakäsineillä ennen säilytystä.
- Huomautuksia: Käytettäessä hoidon aikana kaikki sidosianjärjestelmät eivät sidostu kemiallis-tai kaksoikäyttöisillä materiaaleilla. Lisätietoja on saatavilla yhteisestä.

- Eristää rakenteilla olevia pilari jälleäkseen ottamista varten. Jos materiaali ei annettu suojata, se voi aiheuttaa vaurion (hiokketien kostuttamista tai irroittamista) esteellisesti sidosianen nähin materiaaleihin.
- Huomautuksia: Käytettäessä hoidon aikana kaikki sidosianjärjestelmät eivät sidostu kemiallis-tai kaksoikäyttöisillä materiaaleilla. Lisätietoja on saatavilla yhteisestä.
- Eristää rakenteilla olevia pilari jälleäkseen ottamista varten. Jos materiaali ei annettu suojata, se voi aiheuttaa vaurion (hiokketien kostuttamista tai irroittamista) esteellisesti sidosianen nähin materiaaleihin.
- Huomautuksia: Käytettäessä hoidon aikana kaikki sidosianjärjestelmät eivät sidostu kemiallis-tai kaksoikäyttöisillä materiaaleilla. Lisätietoja on saatavilla yhteisestä.

1. PILARIN RAKENTAMINEN

- (1) Eristää hammasta kofferimateriaalilla.
- (2) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.
- (3) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.
- (4) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.
- (5) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.

2. DENTINIERISTÄMINEN

- (1) Isoler tanden og præparer kernekanalen i henhold til brugsanvisningen fra producenten af rodstiften.
- (2) Adhæsiv. Påfør den anbefalede mængde af producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's adhesiver.
- (3) Følg brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSER for montering af dobbeltspjret og afbinding af **CORE-FLO DC**.
- (4) Ved brug af matrisede: Placer et matrisedeblænd rundt om den præparerede tand. Placer den dobbeltspøjle på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (5) Præparer opbygningen på normal vis med diaman og hørmetaloer.

2. DENTINIERISTÄMINEN

(1) Isoler tanden og præparer kernekanalen i henhold til brugsanvisningen fra producenten af rodstiften.

- (1) Adhæsiv. Påfør den anbefalede mængde af producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's adhesiver.
- (2) Følg brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSER for montering af dobbeltspjret og afbinding af **CORE-FLO DC**.
- (3) Ved brug af matrisede: Placer et matrisedeblænd rundt om den præparerede tand. Placer den dobbeltspøjle på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (4) Placer dobbeltspjret på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (5) Præparer opbygningen på normal vis med diaman og hørmetaloer.

TEKNISKT TIEDOT

Huoneenlämpötilä (20°C/68°F - 25°C/77°F);
Tömpelrägime välillä 30 sekunnit
Työstämisaika: Ennenkäyttöön
Hardingitietä: maksimum 7 minuttia

Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.
Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.

KÄYTTÖOHJEET

PILARIMATERIAALIN SEKOTOIMINNEN:

- (1) Eristää hammasta kofferimateriaalilla ja postia kaksoikäyttöisenä.
- (2) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.
- (3) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.
- (4) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.

2. DENTINIERISTÄMINEN

- (1) Eristää hammasta kofferimateriaalilla.
- (2) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.
- (3) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.
- (4) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.

1. PILARIN RAKENTAMINEN

- (1) Eristää hammasta kofferimateriaalilla.
- (2) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.
- (3) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.
- (4) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.

(5) Præparer opbygningen på normal vis med diaman og hørmetaloer.

- (1) Eristää hammasta ja preparoi se nastan valmistajan ohjeita noudattaen.
- (2) Adhæsiv. Påfør den anbefalede mængde af producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's adhesiver.
- (3) Følg brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSEREN for montering af dobbeltspjret og afbinding af **CORE-FLO DC**.
- (4) Ved brug af matrisede: Placer et matrisedeblænd rundt om den præparerede tand. Placer den dobbeltspøjle på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (5) Præparer opbygningen på normal vis med diaman og hørmetaloer.

2. DENTINIERISTÄMINEN

- (1) Eristää hammasta ja preparoi se nastan valmistajan ohjeita noudattaen.
- (2) Adhæsiv. Påfør den anbefalede mængde af producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's adhesiver.
- (3) Følg brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSEREN for montering af dobbeltspjret og afbinding af **CORE-FLO DC**.
- (4) Ved brug af matrisede: Placer et matrisedeblænd rundt om den præparerede tand. Placer den dobbeltspøjle på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (5) Præparer opbygningen på normal vis med diaman og hørmetaloer.

3. DENTININ KORVAUSMATERIAALI

- (1) Eristää hammasta ja preparoi kaviteettiä perinteisesti. Huuhdetta ja kuivata.
- (2) Vie sidosiane valmistajan ohjeita noudattaen.
- (3) Adhæsiv. Påfør den anbefalede mængde af producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's adhesiver.
- (4) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.
- (5) Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.

4. ANNSTOTE KÄYTTÄMÄSSÄ

- (1) Isoler tanden og præparer kernekanalen i henhold til brugsanvisningen fra producenten af rodstiften.
- (2) Adhæsiv. Påfør den anbefalede mængde af producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's adhesiver.
- (3) Følg brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSEREN for montering af dobbeltspjret og afbinding af **CORE-FLO DC**.
- (4) Ved brug af matrisede: Placer et matrisedeblænd rundt om den præparerede tand. Placer den dobbeltspøjle på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (5) Præparer opbygningen på normal vis med diaman og hørmetaloer.

HYGIENE: Biandspisens skal blive sidende på dobbelt-spøjten indtil næste brug for at undgå polymerisering eller tilstopning. Det anbefales at anvende almindelig beskyttelsesudrustning for at hindre enhver form for kontaminering af sprøjten under behandlingen. Hvis sprøjten er anvendt intrakort, skal biandspisens desinfectores inden brug.

BORTSKAFFELSE: Følg lokale forholdsregler om bortskaffelse. Hvis sådanne ikke forefindes, følges regionale eller nationale regler om bortskaffelse.

ØPBEVARING: Opbevar sættet ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se undersidens tabel på etiketten for opbevaringsbetingelser.

GARANTI: BISCO Inc. anerkender sit ansvar for at udvikle produktet, som lever op til kravene, som er fastsat af den amerikanske føde- og lægemiddelstyrelse (FDA). BISCO Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug eller manglende mulighed for brug produktet som beskrevet. Før brug er det brugers ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsligede brug. Brugeren påtager sig et ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

* **CORE-FLO DC** er varemærke tilhørende BISCO, Inc. Dual-Syringe Dispenser distribueres af BISCO, Inc.

Til genbestilling af tilbehør:

- X-8125P – statiske biandspisder til dobbeltspjret (30)
- X-8126P – Blænde- og rodkanalspjder til dobbeltspjret (30)
- X-8126TP – Blænde- og rodkanalspjder til dobbeltspjret (30)

BEVÆRKE: Alle alvorlige hændelser skal rapporteres til BISCO og den kompetente myndighed i det EU-medlemsland, hvort brugeren og/eller patienten er bosat.

HYGIENE: Biandspisens skal blive sidende på dobbelt-spøjten indtil næste brug for at undgå polymerisering eller tilstopning. Det anbefales at anvende almindelig beskyttelsesudrustning for at hindre enhver form for kontaminering af sprøjten under behandlingen. Hvis sprøjten er anvendt intrakort, skal biandspisens desinfectores inden brug.

BORTSKAFFELSE: Følg lokale forholdsregler om bortskaffelse. Hvis sådanne ikke forefindes, følges regionale eller nationale regler om bortskaffelse.

ØPBEVARING: Opbevar sættet ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se undersidens tabel på etiketten for opbevaringsbetingelser.

GARANTI: BISCO Inc. anerkender sit ansvar for at udvikle produktet, som lever op til kravene, som er fastsat af den amerikanske føde- og lægemiddelstyrelse (FDA). BISCO Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug eller manglende mulighed for brug produktet som beskrevet. Før brug er det brugers ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsligede brug. Brugeren påtager sig et ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

* **CORE-FLO DC** er varemærke tilhørende BISCO, Inc. Dual-Syringe Dispenser distribueres af BISCO, Inc.

Til genbestilling af tilbehør:

- X-8125P – statiske biandspisder til dobbeltspjret (30)
- X-8126P – Blænde- og rodkanalspjder til dobbeltspjret (30)
- X-8126TP – Blænde- og rodkanalspjder til dobbeltspjret (30)

BEVÆRKE: Alle alvorlige hændelser skal rapporteres til BISCO og den kompetente myndighed i det EU-medlemsland, hvort brugeren og/eller patienten er bosat.

HYGIENE: Biandspisens skal blive sidende på dobbelt-spøjten indtil næste brug for at undgå polymerisering eller tilstopning. Det anbefales at anvende almindelig beskyttelsesudrustning for at hindre enhver form for kontaminering af sprøjten under behandlingen. Hvis sprøjten er anvendt intrakort, skal biandspisens desinfectores inden brug.

BORTSKAFFELSE: Følg lokale forholdsregler om bortskaffelse. Hvis sådanne ikke forefindes, følges regionale eller nationale regler om bortskaffelse.

ØPBEVARING: Opbevar sættet ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se undersidens tabel på etiketten for opbevaringsbetingelser.

GARANTI: BISCO Inc. anerkender sit ansvar for at udvikle produktet, som lever op til kravene, som er fastsat af den amerikanske føde- og lægemiddelstyrelse (FDA). BISCO Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug eller manglende mulighed for brug produktet som beskrevet. Før brug er det brugers ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsligede brug. Brugeren påtager sig et ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

* **CORE-FLO DC** er varemærke tilhørende BISCO, Inc. Dual-Syringe Dispenser distribueres af BISCO, Inc.

Naabestelling van accessories:
X-8125P – Statiese mengpsjroer foar dobbeltspj (30)
X-8126P – Blænde og rodkanalspjder foar dobbeltspj (30)
X-8126TP – Blænde og rodkanalspjder foar dobbeltspj (30)

KENNISOEVIING: Meld elk ernstig inangje aan BISCO en oan de bevoegde autoriteit van de EU-landstaar waar de gebruiker en/of de patient gevestigd is.

CORE-FLO™ DC

Dual hardend, visceous composite

ALGEMENE INFORMATIE

CORE-FLO™ DC is een viscoot, dubbel uithardende, radiopak stoppompbouw **CORE-FLO DC** is specifiek samengesteld voor het cementeren van siften en de opbouw van de stoming van dubbelspjle en dispenser met **DUAL SYRINGE DISPENSER**. **CORE-FLO DC** is ook een ideaal dentinervangend materiaal. **CORE-FLO DC** wordt geleverd in een zelfstandige dubbele spjle met de DUAL-SYRINGE DISPENSER. **CORE-FLO DC** is bedoeld voor gebruik met een hechtmiddel dat in combinatie met dual hardende materialen zoals de hechtmiddelen, gebruikt kan worden.

Indicaties voor gebruik:

- De belangrijkste gebruikindicaties voor **CORE-FLO DC** zijn:
 1. Materiaal voor stoppompbouw
 2. Cementen van siften of pinnen
 3. Dentin-ervangend materiaal
Beoogde gebruik: gedempte tandarts

Waarschuwingen:

- Verontreiniging met speeksel, bloed of water moet worden vermeden tijdens deze procedures. Bij gebruik van handchermiddelen leidt verontreiniging tot minder goede hechting aan het dentine en mogelijk tot een kortere levensduur van de restauratie.
- Een rubberdam moet aanbevolen voor alle indicaties waarbij zich verontreiniging kan voordoen.

Waarschuwingen:

- Kuulschetsingen:
 - Product kan onderdelen bevatten die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik. Voer gebruikte of besmette tips niet terug in de afvalcontainer.
 - Gebruik van algemeen verkrijgbare hygienische beschermende afdekfoliemen om contaminatie van tanden tijdens het gebruik te voorkomen.
 - Gebruik van algemeen verkrijgbare hygienische beschermende afdekfoliemen om contaminatie van tanden tijdens het gebruik te voorkomen.
 - Gebruik van algemeen verkrijgbare hygienische beschermende afdekfoliemen om contaminatie van tanden tijdens het gebruik te voorkomen.

Voorzorgmaatregelen:

- Gebruik een polikluis- of huid-niet-polymeerseerd (meth)acrylaat-hars kan huidirritatie veroorzaken bij valbare personen. In geval van contact, was de huid met zeep en water.
- Voorkoming van polymerisatie en verstopping moet de menging op de dubbele spjle blijven ziten tot het volgende gebruik. Het is raadzaam algemeen verkrijgbare hygienische bescherming te gebruiken om verontreiniging van de spjle te voorkomen tijdens de behandeling te voorkomen. Bij intraoral gebruik de menging voor opslag afgeven met desinfectiemiddel.
- BISCO:
 - Het is aanbevolen opbyggingen te voeren op alle te sette samen miederlijke kroner/roer, for a hindre enhver samenkliebung met de andre materialerna (tukt kontaminatje).
 - Gebruik van algemeen verkrijgbare hygienische beschermende afdekfoliemen om contaminatie van tanden tijdens het gebruik te voorkomen.
 - Isoler de stoppompbouw om afdrueken te maken of van het vaksiekofte van tanden te voorkomen (het kan voldoende zijn om een tussentijdse bevestiging, om eventuele hechting met de materialen te voorkomen).
 - Bij overpaving i kleskab må **CORE-FLO DC** oppnå sikkerhedsdatablad, temperatur, luktigst, osv.
 - HMS-Datablad er tilgængelig påførespørelse.
 - Sikkerhedsdatablad er tilgængelig på [www.bisco.com](#).
 - Bruksanvisningen er tilgængelig på [www.bisco.com](#).

TEKNIKS OPLYSNINGER

Vedt brugstempertur (20°C/68°F - 25°C/77°F);
Tidsinterval mellem opladninger 30 sekunder
Afbindingstid: Maksimum 7 min.

Arbejds- og afbindingstider kan variere afhængig af opbevaringsbetingelserne, temperaturregime og afbindingstid.

1. BRUGSANVISNING

PROSEDYR FOR Blanding AF KEREMATERIALE:

1. Sætt sprøjten i løn i en dispenser for dobbeltspjret og fern sprøjtehøden eller blændespisens fra dobbeltspjret.
2. Påfør et af de angivne materialer på et blændingsdråberåg i et 20-30 sekund interval på det berørte område af dobbeltspjret.
3. Fest en biandspis til dobbeltspjret ved at stille biandspisens i et passende kontakt med den brune læksemaskinen med kløkke.
4. Tryk et ensket materiale ved at trykke forsigtigt på dobbeltspjret, og sørg for, at noten og slieden er på linje. Drog dernæst den brune læksemaskine med tryk.
5. Præparer opbygningen på normal vis med diaman og hørmetaloer.

2. DENTINIERISTÄMINEN

- (1) Isoler tanden og præparer kernekanalen i henhold til brugsanvisningen fra producenten af rodstiften.
- (2) Adhæsiv. Påfør den anbefalede mængde af producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's adhesiver.
- (3) Følg brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSER for montering af dobbeltspjret og afbinding af **CORE-FLO DC**.
- (4) Ved brug af matrisede: Placer et matrisedeblænd rundt om den præparerede tand. Placer den dobbeltspøjle på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (5) Præparer opbygningen på normal vis med diaman og hørmetaloer.

2. DENTINIERISTÄMINEN

(1) Isoler tanden og præparer kernekanalen i henhold til brugsanvisningen fra producenten af rodstiften.

- (1) Adhæsiv. Påfør den anbefalede mængde af producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's adhesiver.
- (2) Følg brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSER for montering af dobbeltspjret og afbinding af **CORE-FLO DC**.
- (3) Ved brug af matrisede: Placer et matrisedeblænd rundt om den præparerede tand. Placer den dobbeltspøjle på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (4) Placer dobbeltspjret på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (5) Præparer opbygningen på normal vis med diaman og hørmetaloer.

2. DENTINIERISTÄMINEN

(1) Isoler tanden og præparer kernekanalen i henhold til brugsanvisningen fra producenten af rodstiften.

- (1) Adhæsiv. Påfør den anbefalede mængde af producentens anvisninger; vi anbefaler brug af et af BISCO's adhesiver.
- (2) Følg brugsanvisningen for DUAL-SYRINGE DISPENSER for montering af dobbeltspjret og afbinding af **CORE-FLO DC**.
- (3) Ved brug af matrisede: Placer et matrisedeblænd rundt om den præparerede tand. Placer den dobbeltspøjle på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (4) Placer dobbeltspjret på den præparerede tand og dispenser **CORE-FLO DC** materialet. Lyshærd i 40 sek.
- (5) Præparer opbygningen på normal vis med diaman og hørmetaloer.

TEKNISKE INFORMATE

Kamertemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F);
Tömpelrägime välillä 30 sekunnit
Hardingitietä: maksimum 7 minuttia

Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.
Käyttämättä jätettävät jäänteet on syytä hävittää oikein.

1. BRUGSANVISNING

PROSEDYR FOR Blanding AF KEREMATERIALE:

1. Sætt sprøjten i løn i en dispenser for dobbeltspjret og fern sprøjtehøden eller blændespisens fra dobbeltspjret.
2. Påfør et af de angivne materialer på et blændingsdråberåg i et 20-30 sekund interval på det berørte område af dobbeltspjret.
3. Fest en biandspis til dobbeltspjret ved at stille biand