

BISCO **CE 0459**

INTRAORAL REPAIR KIT

Z-PRIME™ Plus, PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN BONDING RESIN, OPAQUER, PORCELAIN ETCHANT (9.5% HF), BARRIER GEL

Instructions for Use



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-189R5
Rev. 9/19

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

INTRAORAL REPAIR KIT

Z-PRIME™ Plus, PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN BONDING RESIN, OPAQUER, PORCELAIN ETCHANT® (9.5% HF), BARRIER GEL®

Indications for Use:

- Repair of Porcelain & Lithium Dicalicate Restorations.
- Repair of Porcelain-Fused-to-Metal or Zirconia/Alumina Restorations.
- Repair of Old or Indirect Composite Restorations.

Warnings:

- Do not use this product until you have thoroughly read and understood these instructions.
- Hydrofluoric acid is a very powerful and aggressive chemical. It is a severe eye and tissue irritant. If accidentally splashed into the eye, flush with copious amounts of water for 15 minutes and seek immediate medical attention. Hydrofluoric acid also releases a vapor that irritates respiratory passageways. Chronic inhalation of fumes is dangerous and can cause damage. Extreme care must be taken to protect the patient, operator and assistant. These individuals must wear protective eyewear. The operator and assistant must wear denture glasses. **Rubber dam isolation must be used for intraoral repairs.**
- DO NOT use **PORCELAIN ETCHANT** to etch exposed enamel or dentine surfaces.
- Injury may result if **PORCELAIN ETCHANT** is allowed to remain on the skin or mucosa for extended periods of time. Contact with other tissues: rinse spills immediately with a copious amount of water for several minutes.
- Verify flow of etchants prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended tips. Do not allow any product to be ingested.
- Re-cap syringes with the luer lock cap. Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended.
- Z-PRIME Plus** and **PORCELAIN PRIMER** are highly flammable.

Cautions:

- Cross-contamination:
- Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of used or contaminated tips. Do not clean, disinfect or reuse.
 - Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended. If syringe becomes contaminated, discard. Do not clean or disinfect.

Precautions:

- Z-PRIME Plus, PORCELAIN BONDING RESIN** and **OPAQUER** are light sensitive materials. Use products immediately once dispensed or protect from ambient light.
- Contactation by saliva, blood, or water should be avoided during these procedures.
- Avoid contact with the skin; unpolymerized (meth)acrylate resins may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
- See individual component labels for specific expiration dates.
- Safety data sheet available on request.
- Safety data sheet available at [www.bisco.com](#).

TECHNICAL INFORMATION

OPAQUER:
At room temperature (20°C/68°f - 25°C/77°f)
Working time: Minimum 30 sec.
Setting time: Maximum 2 min. 45 sec.

INSTRUCTIONS FOR USE

Repair of Porcelain & Lithium Disilicate Restorations:

- Isolate the area to be repaired.
- Remove the glaze & bevel (45° degree) the porcelain around the area to be repaired.
- Place BARRIER GEL on gingival tissue that may be exposed or on porcelain to protect areas where etching is not desired.
- Remove cap from PORCELAIN ETCHANT, securely attach dispensing tip and verify etchant flow prior to applying intraorally. Apply PORCELAIN ETCHANT (9.5% HF) to the dry porcelain surface for 90 seconds. Continue to observe the etch site throughout the entire procedure. Section the PORCELAIN ETCHANT, then rinse with a copious amount of water and air dry. The etched surface should appear dull and frosty (if porcelain has a whitish/chalky appearance, agitate a moist microbrush on the porcelain to remove silt and debris created by etching, rinse and dry).
- NOTE:** Porcelain may be sandblasted or abraded with a coarse diamond bur as an alternative to Hydrofluoric Acid Etching.
- Apply 1 coat of PORCELAIN PRIMER to the etched porcelain surface and allow to dwell for 30 seconds. Dry with air syringe.
- Apply a thin layer of PORCELAIN BONDING RESIN to the repair site. Spread composite evenly over the surface and light cure.

Repair of Porcelain-Fused-to-Metal or Zirconia/Alumina Restorations:

- Isolate the area to be repaired.
- Remove the glaze & bevel (45°) the porcelain around the area to be repaired.
- Place BARRIER GEL on gingival tissue that may be exposed or on porcelain to protect areas where etching is not desired.
- Remove cap from PORCELAIN ETCHANT, securely attach dispensing tip and verify etchant flow prior to applying intraorally. Apply PORCELAIN ETCHANT (9.5% HF) to the dry porcelain surface for 90 seconds. Continue to observe the etch site throughout the entire procedure. Section the PORCELAIN ETCHANT, then rinse with a copious amount of water and air dry. The etched surface should appear dull and frosty (if porcelain has a whitish/chalky appearance, agitate a moist microbrush on the porcelain to remove silt and debris created by etching, rinse and dry).
- NOTE:** Porcelain may be sandblasted or abraded with a coarse diamond bur as an alternative to Hydrofluoric Acid Etching.
- Apply 1 coat of PORCELAIN PRIMER to the etched porcelain surface and allow to dwell for 30 seconds. Dry with air syringe.
- Apply 1 coat of Z-PRIME Plus to the exposed metal/zirconia/alumina & dry with an air syringe for 3-5 seconds.
- If metal masking is required, shake OPAQUER Base and Catalyst bottles well before dispensing. Dispense one drop each of Catalyst and Base onto a mixing pad, and mix with a brush. Tip a thin coat of OPAQUER only to the metal surface and allow to self cure, or light cure for 5 seconds. An oxygen inhibited layer will be present on the surface once the curing process has completed. This is normal for this material.
- Apply a thin layer of PORCELAIN BONDING RESIN to the repair site. Spread composite evenly over the surface and light cure.
- Complete the repair using composite and finish/polish.

Repair of Old or Indirect Composite Restorations:

- Isolate the area to be repaired.
- Bevel the margins (45°) around the area to be repaired.
- Roughen surface using air abrasion, diamond point or bur. Rinse and air dry.
- Apply 1 coat of Z-PRIME Plus. Dry with an air syringe for 3-5 seconds.
- Apply a thin layer of PORCELAIN BONDING RESIN to the repair site. Spread composite evenly over the surface and light cure.

HYGIENE: Re-cap syringes with the luer lock cap. Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended.

DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional provisions relating to waste.

STORAGE: Store at room temperature (20°C/68°f - 25°C/77°f). Z-PRIME Plus storage is 20°C/68°f - 25°C/77°f.

WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

* PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN BONDING RESIN, OPAQUER, PORCELAIN ETCHANT, and BARRIER GEL are manufactured by BISCO, Inc. Z-PRIME is a trademark of BISCO, Inc.

INTRAORALES REPARATURSET

Z-PRIME™ Plus, PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN BONDING RESIN, OPAQUER, PORCELAIN ETCHANT® (9.5% Fluorwasserstoffsäure), BARRIER GEL®

Indikationen für den Gebrauch:

- Reparatur von Keramik- und Lithium-Disilikat-Restorationen.
- Reparatur von Metallkeramik- oder Zirkonoxid-/Aluminiumoxid-Restorationen.
- Reparatur alter oder indirekter Kompositrestaurationen.

Warnhinweise:

- Verwenden Sie dieses Produkt erst, nachdem Sie diese Anweisungen aufmerksam gelesen und verstanden haben.
- Fluorwasserstoffsäure ist eine sehr starke und aggressive Chemikalie. Sie kann schwere Augen- und Gewebeschäden auslösen. Sollte sie versehentlich ins Auge gelangen, spülen Sie es 15 Minuten lang mit reichlich Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Fluorwasserstoffsäure kann außerdem Darmtrakt freisetzen, die Atemwege reizen. Das ständige Einatmen der Dämpfe ist gefährlich und kann Verletzungen verursachen. Besondere Sorgfalt ist geboten, um den Patienten, den Behandler und seine Assistenten zu schützen. Diese Personen müssen eine Schutzbrille tragen. Der Behandler und seine Assistenten müssen Schutzhandschuhe tragen.
- Kein **PORCELAIN ETCHANT** verwenden, um freigelegte Schmelz- und Dentinoberflächen zu ätzen.
- Sollte **PORCELAIN ETCHANT** längere Zeit auf der Haut oder auf den Schleimhäuten verbleiben, kann dies zu Verletzungen führen. Sollte es zu einem Kontakt mit anderem Gewebe gekommen sein, spülen Sie dieses umgehend mehrere Minuten lang mit reichlich Wasser ab.
- Vergewissern Sie sich, dass das Ätzmittel fließend ausgetragen werden kann, bevor Sie dieses intraoral verwenden. Falls ein Widerstand auftritt, ersetzen Sie die Spitze und wiederholen Sie den Test. Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Spitzen.
- Diese Produkte dürfen nicht verschluckt werden.
- Verschließen Sie die Spritzen weiter mit der Luer-Verschlußkappe. Zur Vermeidung von Kontamination der Spritzen während der Behandlung wird die Verwendung von handelsüblichen Hygieneschutzabdeckungen empfohlen.
- Z-PRIME Plus** und **PORCELAIN PRIMER** sind leichtentzündlich.
- Diese Produkte dürfen nicht verschluckt werden.
- Verschließen Sie die Spritzen weiter mit der Luer-Verschlußkappe. Zur Vermeidung von Kontamination der Spritzen während der Behandlung wird die Verwendung von handelsüblichen Hygieneschutzabdeckungen empfohlen.
- Z-PRIME Plus** und **PORCELAIN PRIMER** sind leichtentzündlich.

Warnhinweise:

Kreuzkontamination:

- Das Produkt kann Komponenten enthalten, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Entorgenen Sie gebrauchte oder verunreinigte Tips. Nicht reinigen, desinfizieren oder wiederverwenden.
- Es wird empfohlen, eine handelsübliche hygienische Schutzhülle zu verwenden, um eine Kontamination der Spritzen während der Behandlung zu vermeiden. Wenn die Spritze verunreinigt ist, entsorgen Sie sie. Nicht reinigen oder desinfizieren.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Z-PRIME Plus, PORCELAIN BONDING RESIN** und **OPAQUER** sind lichtempfindliche Materialien. Einmal dispensierte Produkte müssen umgehend verwendet oder vor Licht geschützt werden.
- Während dieser Vorgänge ist eine Kontamination mit Speichel, Blut oder Wasser zu vermeiden.
- Hautkontakt vermeiden, unpolymerisierte Methylacrylate können Hautreizungen bei empfindlichen Personen auslösen. Im Fall von Hautkontakt, die Haut mit Seife und Wasser waschen.
- Siehe Etiketten der Einzelkomponenten für spezifische Haltbarkeitsdaten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich unter [www.bisco.com](#).

TECHNISCHE INFORMATIONEN

OPAQUER:
Bei Zimmertemperatur (20°C/68°f - 25°C/77°f)
Arbeitszeit: Minimum 30 s.
Ablaufzeit: Höchstens 2 Min. 45 Sek.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Reparatur von Keramik- und Lithium-Disilikat-Restorationen:

- Isolieren Sie den zu reparierenden Bereich.
- Entfernen Sie im zu reparierenden Bereich die Glasur und schrägen Sie die Keramikanten im Winkel von 45° an.
- Tragen Sie BARRIER GEL auf eventuell freiliegendes Zahnteilfleisch sowie auf Keramikbereiche auf, die nicht geätzt werden sollen.
- Nehmen Sie den Deckel vom PORCELAIN ETCHANT ab und setzen Sie die Dosierspitze fest auf. Vergewissern Sie sich, dass das Ätzmittel frei fließen kann, bevor Sie dieses intraoral verwenden. Lassen Sie das PORCELAIN ETCHANT (9,5% Fluorwasserstoffsäure) 90 Sekunden lang auf die trockene Keramikoberfläche einwirken. Beobachten Sie die Ätztelle während des gesamten Vorganges. Säugen Sie das PORCELAIN ETCHANT ab, spülen Sie mit reichlich Wasser nach und trocknen Sie den Bereich mit Luft. Die geätzte Oberfläche muss matt und rau aussehen (sollte die Keramik weiß/kreidig aussehen, entfernen Sie mit einer feuchten Mikroborste Salz und Aätzrückstände von der Keramik, spülen Sie nach und trocknen Sie den Bereich).
- HINWEIS:** Alternatzu zum Ätzen mit Fluorwasserstoffsäure kann die Keramik auch sandgestraht oder mit einem groben Diamantschleifer angeätzt werden.
- Tragen Sie eine Schicht PORCELAIN PRIMER auf die geätzte Keramikoberfläche auf und warten Sie 30 Sekunden. Trocknen Sie den Bereich mit einer Luftspritze.
- Tragen Sie eine Schicht PORCELAIN BONDING RESIN auf die Reparaturstelle auf. Tragen Sie gleichmäßig Komposit auf die Oberfläche auf und härten Sie es mit Licht.

Reparatur von Metallkeramik- oder Zirkonoxid-/Aluminiumoxid-Restorationen:

- Isolieren Sie den zu reparierenden Bereich.
- Entfernen Sie im zu reparierenden Bereich die Glasur und schrägen Sie die Keramikanten im Winkel von 45° an.
- Tragen Sie BARRIER GEL auf eventuell freiliegendes Zahnteilfleisch sowie auf Keramikbereiche auf, die nicht geätzt werden sollen.
- Nehmen Sie den Deckel vom PORCELAIN ETCHANT ab und setzen Sie die Dosierspitze fest auf. Vergewissern Sie sich, dass das Ätzmittel frei fließen kann, bevor Sie dieses intraoral verwenden. Lassen Sie das PORCELAIN ETCHANT (9,5% Fluorwasserstoffsäure) 90 Sekunden lang auf die trockene Keramikoberfläche einwirken. Beobachten Sie die Ätztelle während des gesamten Vorganges. Säugen Sie das PORCELAIN ETCHANT ab, spülen Sie mit reichlich Wasser nach und trocknen Sie den Bereich mit Luft. Die geätzte Oberfläche muss matt und rau aussehen (sollte die Keramik weiß/kreidig aussehen, entfernen Sie mit einer feuchten Mikroborste Salz und Aätzrückstände von der Keramik, spülen Sie nach und trocknen Sie den Bereich).
- HINWEIS:** Alternatzu zum Ätzen mit Fluorwasserstoffsäure kann die Keramik auch sandgestraht oder mit einem groben Diamantschleifer angeätzt werden.
- Tragen Sie eine Schicht PORCELAIN PRIMER auf die geätzte Keramikoberfläche auf und warten Sie 30 Sekunden. Trocknen Sie den Bereich mit einer Luftspritze.
- Tragen Sie eine Schicht Z-PRIME Plus auf das freigelegte Metall/Zirkonoxid/Aluminiumoxid auf und trocknen Sie den Bereich 3-5 Sekunden lang mit einer Luftspritze.
- Wenn das Metall abgedeckt werden muss: Schütteln Sie die Flaschen mit OPAQUER-Harz und -Katalysator vor der Dispensierung kräftig. Geben Sie jeweils einen Tropfen Katalysator und Harz auf ein Mischtablett und vermischen Sie beides mit einer Pinzette. Tragen Sie eine dünne Schicht OPAQUER ausschließlich auf die Metalloberfläche auf und lassen Sie sie etwas selbsttätig härten oder härten Sie sie 5 Sekunden lang mit Licht. Sobald der Härungsprozess abgeschlossen ist, schließen sie eine sauerstoffinhibierte Schicht die Oberfläche ab. Das ist normal für dieses Material.
- Tragen Sie eine Schicht PORCELAIN BONDING RESIN auf die Reparaturstelle auf. Tragen Sie gleichmäßig Komposit auf die Oberfläche auf und härten Sie es mit Licht.
- Schließen Sie die Reparatur mit Komposit ab und arbeiten Sie den Bereich fertig aus.

Reparatur alter oder indirekter Kompositrestaurationen:

- Isolieren Sie den zu reparierenden Bereich.
- Schrägen Sie die Ränder um den zu reparierenden Bereich im Winkel von 45° an.
- Rauen Sie die Oberfläche mittels Sandstrahlgläse, Diamantspitze oder Bohrer an. Spülen Sie mit Wasser nach und trocknen Sie den Bereich mit Luft.
- Tragen Sie eine Schicht Z-PRIME Plus auf. Trocknen Sie den Bereich 3-5 Sekunden lang mit einer Luftspritze.
- Tragen Sie eine Schicht PORCELAIN BONDING RESIN auf die Reparaturstelle auf. Tragen Sie gleichmäßig Komposit auf die Oberfläche auf und härten Sie es mit Licht.

HYGIENE: Spritzen mit Luer-Verschlußkappen wieder verschließen. Zur Vermeidung von Kontamination der Spritzen während der Behandlung wird die Verwendung von handelsüblichen Hygieneschutzabdeckungen empfohlen.

ENTSORGUNG: Die lokalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten. Liegen diese nicht vor, die nationalen bzw. regionalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten.

LAGERUNG: Bei Zimmertemperatur (20°C/68°f - 25°C/77°f) lagern. Z-PRIME Plus ist bei einer Temperatur von 2°C/36°f - 25°C/77°f zu lagern.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkläre seine Verpflichtung zum Ersatz von nachweislich fehlerhaften Produkten an BISCO, Inc. übernimmt keine Haftung für direkte oder Folgeschäden oder -verluste, die aus der Verwendung oder Nichtverwendung der Produkte, wie beschrieben, entstehen. Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Verwendenden, die Angemessenheit des Produkts für die gewünschte Verwendung zu bestimmen. Der Verwender übernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftungen.

* PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN BONDING RESIN, OPAQUER, PORCELAIN ETCHANT und BARRIER GEL werden hergestellt von BISCO, Inc. Z-PRIME ist eine Marke von BISCO, Inc.

FR

KIT DE RÉPARATION INTRA-ORALE

Z-PRIME™ Plus, PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN BONDING RESIN, OPAQUER, PORCELAIN ETCHANT® (9.5 % HF), BARRIER GEL®

Indications :

- Réparation de restaurations en céramique et dissilicate de lithium.
- Réparation de restaurations céramo-métalliques ou de restaurations céramiques sur zircono / alumine.
- Réparation de restaurations anciennes ou indirectes en composite.

Avvertissements :

- Ne pas utiliser ce produit avant d'avoir lu et parfaitement compris les présentes instructions.
- L'acide fluorhydrique est un produit chimique extrêmement puissant et agressif. C'est un irritant oculaire et tissulaire puissant. En cas de contact oculaire accidentel, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes et contacter immédiatement les services médicaux. L'acide fluorhydrique dégage également des vapeurs irritantes pour les voies respiratoires. L'inhalation chronique des fumées est dangereuse et peut entraîner des dommages. Toutes les précautions doivent être prises afin de protéger le patient, le praticien et l'assistant. Ces personnes doivent porter des lunettes de protection. Le praticien et l'assistant doivent également porter des gants de protection. **Une olive en caoutchouc doit être utilisée pour isoler la zone de réparation intra-ore.**
- NE PAS utiliser **PORCELAIN ETCHANT** pour mordancer des surfaces exposées d'émail ou de dentine.
- Des dommages peuvent survenir en cas de contact prolongé du **PORCELAIN ETCHANT** avec la peau ou les muqueuses. En cas de contact avec d'autres tissus, rincer immédiatement et abondamment à l'eau la zone touchée pendant plusieurs minutes.
- S'assurer du débit correct du cur de la mordance préalablement à toute application intra-orale.
- Ne laisser ingérer aucun produit.
- Reformer les seringses avec le capuchon Luer Lock. L'utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination des seringses au cours du traitement, est recommandée.
- Z-PRIME Plus** et **PORCELAIN PRIMER** sont des produits hautement inflammables.

Misses en garde :

- Contamination croisée :
- Produit susceptible de contenir des accessoires exclusivement destinés à un usage unique. Jeter les embouts utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser.
 - L'utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination des seringses au cours du traitement, est recommandée. Jeter la seringue en cas de contamination. Ne pas la nettoyer ou la désinfecter.

Précautions :

- Z-PRIME Plus**, **PORCELAIN BONDING RESIN** et **OPAQUER** sont des matériaux photosensibles. Ils doivent être immédiatement utilisés une fois distribués ou protégés de toute application.
- Éviter toute contamination par la salive, le sang ou l'eau au cours de ces procédures.
- Éviter tout contact avec la peau ; les résines (méth)acrylates non-polymerisées sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibilisées. En cas de contact, laver la peau à l'eau et au savon.
- Voir les étiquettes individuelles pour les dates de péremption spécifiques.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Fiche de données de sécurité disponible sur [www.bisco.com](#).

INFORMATIONS TECHNIQUES

OPAQUER :
À température ambiante (20°C / 68°f – 25°C / 77°f) :
Temps de travail : 30 s minimum
Temps de prise : 2 min 45 s maximum

INSTRUMENTS D'UTILISATION

Réparation de restaurations en céramique et dissilicate de lithium :

- Isoler la zone de réparation.
- Éliminer la couche glacée et réaliser un biseau (45°) sur la céramique autour de la zone de réparation.
- Placer le gel de protection BARRIER GEL sur les tissus gingivaux pouvant être exposés et les surfaces céramiques non-concernées, afin de prévenir le risque de contact avec le gel de mordance.
- Retirer le capuchon du PORCELAIN ETCHANT, fixer de manière sûre l'embout d'application et vérifier le débit du gel de mordance avant toute application intra-orale. Appliquer PORCELAIN ETCHANT (gel tamponné d'acide fluorhydrique à 9,5 %) sur les surfaces préalablement séchées pendant 90 secondes. La zone de mordance doit être observée continuellement tout au long de cette procédure. Éliminer le gel PORCELAIN ETCHANT par aspiration, puis rincer abondamment à l'eau et sécher à l'air comprimé. La surface mordancée doit paraître mate et crayeuse (si la céramique présente un aspect blanchâtre, agiter à l'aide d'un micro-applicateur humide pour éliminer les sels et résidus résultant du mordantage, puis rincer et sécher).
- NOTE :** La céramique peut être microablée ou ravivée à l'aide d'une fraise diamantée de forte granulométrie, en alternative au mordantage à l'acide fluorhydrique.
- Appliquer 1 couche de PORCELAIN PRIMER sur les surfaces céramiques mordancées et laisser agir 30 secondes. Sécher à l'aide d'une seringue à air.
- Appliquer une fine couche de PORCELAIN BONDING RESIN sur la zone de réparation. Étaler le composite de manière uniforme sur la surface et photopolymériser.

Réparation de restaurations céramo-métalliques ou de restaurations céramiques sur zircono / alumine :

- Isoler la zone de réparation.
- Éliminer la couche glacée et réaliser un biseau (45°) sur la céramique autour de la zone de réparation.
- Placer le gel de protection BARRIER GEL sur les tissus gingivaux pouvant être exposés et les surfaces céramiques non-concernées, afin de prévenir le risque de contact avec le gel de mordance.
- Retirer le capuchon du PORCELAIN ETCHANT, fixer de manière sûre l'embout d'application et vérifier le débit du gel de mordance avant toute application intra-orale. Appliquer PORCELAIN ETCHANT (gel tamponné d'acide fluorhydrique à 9,5 %) sur les surfaces préalablement séchées pendant 90 secondes. La zone de mordance doit être observée continuellement tout au long de cette procédure. Éliminer le gel PORCELAIN ETCHANT par aspiration, puis rincer abondamment à l'eau et sécher à l'air comprimé. La surface mordancée doit paraître mate et crayeuse (si la céramique présente un aspect blanchâtre, agiter à l'aide d'un micro-applicateur humide pour éliminer les sels et résidus résultant du mordantage, puis rincer et sécher).
- NOTE :** La céramique peut être microablée ou ravivée à l'aide d'une fraise diamantée de forte granulométrie, en alternative au mordantage à l'acide fluorhydrique.
- Appliquer 1 couche de PORCELAIN PRIMER sur les surfaces céramiques mordancées et laisser agir 30 secondes. Sécher à l'aide d'une seringue à air.
- Appliquer 1 couche de Z-PRIME Plus sur le métal / la zircono / l'alumine exposé et sécher à l'aide d'une seringue à air pendant 3 à 5 secondes.
- Si un masquage du métal est requis, bien agiter les flacons de base et de catalyseur d'OPAQUER avant utilisation. Placer une goutte de chaque produit sur un bloc de mélange et mélanger à l'aide d'un pinceau. Appliquer une fine couche d'OPAQUER sur le métal exposé uniformément et laisser durcir au photopolymérisation pendant 5 secondes. Une couche inhibée par l'oxygène sera présente en surface, une fois le processus de polymérisation terminé. Cela est normal pour ce matériau.
- Appliquer une fine couche de PORCELAIN BONDING RESIN sur la zone de réparation. Étaler le composite de manière uniforme sur la surface et photopolymériser.
- Terminer la réparation à l'aide d'un composite, puis finir et polir.

Réparation de restaurations anciennes ou indirectes en composite :

- Isoler la zone de réparation.
- Réaliser un biseau (45°) autour de la zone de réparation.
- Dépolir la surface à l'air abrasif ou à l'aide d'une pointe ou d'une fraise diamantée. Rincer et sécher à l'air comprimé.
- Appliquer 1 couche de Z-PRIME Plus. Sécher à l'aide d'une seringue à air pendant à 3 à 5 secondes.
- Appliquer une fine couche de PORCELAIN BONDING RESIN sur la zone de réparation. Étaler le composite de manière uniforme sur la surface et photopolymériser.

HYGIÈNE : Referrer les seringses avec le capuchon Luer Lock. L'utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination des seringses au cours du traitement, est recommandée.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION : **S :** référer aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des déchets. En l'absence de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives à l'élimination des déchets.

CONSERVATION : Conserver à température ambiante (20°/ 68°f – 25°/ C/ 77°F). Conserver Z-PRIME Plus à une température de 2°/ 36°f à 25°/ C/ 77°f.

GARANTIE : BISCO, Inc. s'engage à remplacer tout produit affecté de défauts. BISCO, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages ou des pertes résultant de l'utilisation non conforme ou à une mise en oeuvre incorrecte des produits. Avant toute utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec l'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.

* PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN BONDING RESIN, OPAQUER, PORCELAIN ETCHANT et BARRIER GEL sont fabriqués par BISCO, Inc. Z-PRIME est une marque de BISCO, Inc.

ES

KIT DE REPARACIÓN INTRAORAL

Z-PRIME™ Plus, PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN BONDING RESIN, OPAQUER, PORCELAIN ETCHANT® (9,5% DE ÁCIDO FLUORHÍDRICO), BARRIER GEL®

Indicaciones de uso:

- Reparación de restauraciones de porcelana y de disilicato de litio.
- Reparación de restauraciones de porcelana unida a metal o de aluminio/zirconio.
- Reparación de restauraciones anteriores o indirectas de resinas compuestas.

Advertencias:

- No utilice este producto hasta haber leído y entendido por completo estas instrucciones.
- El ácido fluorhídrico es un producto químico muy potente y agresivo. Es un irritante fuerte de ojos y tejidos. Si salpicase accidentalmente en el ojo, lavar con agua abundante durante 15 minutos y acudir inmediatamente al médico. El ácido fluorhídrico desprende también un vapor que irrita las vías respiratorias. La inhalación crónica de sus humos es peligrosa y puede causar daño. Debe tenerse mucho cuidado para proteger al paciente, al dentista y al auxiliar. Estas personas deben llevar protección ocular. El dentista y el auxiliar deben llevar guantes protectores. **Es necesario utilizar un aislamiento de dique de goma para la reparación de porcelana intraoral.**
- No utilice el PORCELAIN ETCHANT para grabar las superficies de dentina y esmalte expuestas.
- Evitar cualquier exposición a la lesión si el PORCELAIN ETCHANT se deja en la piel o mucosa durante períodos de tiempo prolongados. Contacto con otros tejidos: enjuague los derrames inmediatamente con agua abundante durante varios minutos.
- Verifique el flujo del grabador antes de la aplicación intraoral. Si encuentra resistencia, cambie la cánula y compruebe de nuevo. Utilice solo cánulas recomendadas.
- No permita que se ingiera producto.
- Tapar las seringas con el capuchón Luer lock. El uso de cubiertas protectoras higiénicas para evitar cualquier contaminación de las jeringas durante el tratamiento es recomendado.
- Z-PRIME Plus** y el **PORCELAIN PRIMER** son altamente inflamables.

Avisos:

- Contaminación cruzada:
- El producto puede contener accesorios de un solo uso. Deseche las puntas usadas o contaminadas. No limpiar, desinfectar ni reutilizar.
 - Se recomienda el uso de protectores higiénicos fácilmente disponibles para evitar la contaminación de las jeringas durante el tratamiento. Si la jeringa se contamina, deséchela. No limpiar ni desinfectar.

Precauciones:

- Z-PRIME Plus, el PORCELAIN BONDING RESIN** y el **OPAQUER** son materiales fotosensibles. Una vez dispensados, estos productos deben ser utilizados o protegidos de la luz ambiental.
- Durante estos procedimientos debe evitarse la contaminación con saliva, sangre o agua.
- Evite el contacto con la piel; (mej) acrílico resinas no polimerizadas pueden causar sensibilidad cutánea en personas su ecéptiles. En caso de contacto, lave la zona con agua y jabón.
- Compruebe las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad de cada uno.
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- La ficha de seguridad está disponible en [www.bisco.com](#).

INFORMACIÓN TÉCNICA

OPAQUER:

A temperatura ambiente (20°C/68°f – 25°C/77°f)
Tempo de trabajo: Mínimo 30 segundos
Tempo de fragado: Máximo 2 minutos y 45 segundos

INSTRUCCIONES DE USO

Reparación de restauraciones de porcelana y disilicato de litio:

- Isolar el área que se va a reparar.
- Retirar el esmalte y bisele (45 grados) la porcelana alrededor del área que se va a reparar.
- Coloque el BARRIER GEL sobre el tejdo gingival que pueda quedar expuesto o sobre la porcelana para proteger las áreas que no se desea grabar.
- Quite la tapa del PORCELAIN ETCHANT, acople bien la cánula dispensadora y verifique el flujo del grabador antes de aplicarlo introralemente. Aplique el PORCELAIN ETCHANT (9,5% de ácido fluorhídrico) a la superficie de porcelana seca durante 90 segundos. Sigue observando el lugar de todo el procedimiento. Aspire el PORCELAIN ETCHANT, luego enjuague con agua abundante y seque con un air. La superficie grabada debe tener un aspecto agado y escarchado (si la porcelana tiene un aspecto blanco-izc, cepille con un microcepillo húmedo la porcelana para eliminar la sal y los residuos generados por el grabado, enjuague y el secado).
- NOTA:** La porcelana puede pulirse mediante chorro de arena o raspase con una fresa dental de diamante de grano grueso como alternativa al grabado con ácido fluorhídrico.
- Aplicar una capa de PORCELAIN PRIMER a la superficie de porcelana grabada y déjelo reposar durante 30 segundos. Seque con una jeringa de ari.
- Aplique una capa fina de PORCELAIN BONDING RESIN al sitio de reparación. Extienda el compuesto uniformemente sobre la superficie y fotopolimerice.

Reparación de restauraciones de porcelana unida a metal o de aluminio/zirconio:

- Isolar el área que se va a reparar.
- Retirar el esmalte y bisele (45°) la porcelana alrededor del área que se va a reparar.
- Coloque el BARRIER GEL sobre el tejido gingival que pueda quedar expuesto o sobre la porcelana para proteger las áreas que no se desea grabar.
- Quite la tapa del PORCELAIN ETCHANT, acople bien la cánula dispensadora y compruebe el flujo de grabador antes de aplicarlo introralemente. Aplique el PORCELAIN ETCHANT (9,5% de ácido fluorhídrico) a la superficie de porcelana seca durante 90 segundos. Sigue observando el lugar de todo el procedimiento. Aspire el PORCELAIN ETCHANT; luego enjuague con agua abundante y seque con un air. La superficie grabada debe tener un aspecto agado y escarch

