

Bisco

CE 0459

BARRIER GEL

Etchant Protectant

Instructions for Use

NO

IN-153R4

Rev. 5/16



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

BARRIER GEL*

Etsemiddelvern

Generell informasjon

BISCO **BARRIER GEL** (barrieregel) kan plasseres på områder der etsing ikke er ønskelig. Den kan også brukes til å beskytte et lite vevsområde som kan fortsatt være eksponert etter at kofferdammen er påsatt.

Bruksområder:

Beskytte områder der etsing ikke er ønskelig.

Advarsel:

- Ikke bruk et etsemiddel med hydrogenfluorsyre før disse instruksjonene er nøye gjennomlest og forstått.

Forsiktig:

- Krysskontaminasjon: Produktet kan inneholde artikler som er laget for engangsbruk. Kast brukte eller kontaminerte enhetsdosekomponenter og tilbehør. Skal ikke rengjøres, desinfiseres eller brukes på nytt.

Forhåndsregler:

- HMS-Datablad er tilgjengelig på forespørsel
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com

Bruksanvisning

MERK: Det må utvises forsiktighet for å unngå at porselensetsemiddelet kommer i kontakt med glasserte porselensoverflater, da disse flatene vil miste sin glans.

- Isoler området som skal repareres med en kofferdam.
- Plasser **BARRIER GEL** på evt. eksponert tannkjøtt eller på porselenet for å beskytte områder der etsing ikke er ønskelig.
- Etter etsing er utført i henhold til produsentens instruksjoner, avsuges porselensetsemiddelet sammen med **BARRIER GEL** for å fjerne den. Skyll med rikelige mengder vann med avsug og lufttørk.

HYGIENE: Sett alltid tilbake luer lock cap. Av hygieniske årsaker anbefaler vi å bruke beskyttelse for å unngå kontaminasjon av sprøyten.

AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering.

OPPBEVARING: Oppbevares ved romtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTI: BISCO, Inc. tar ansvar for å erstatte produkter som påviselig er mangelfulle. BISCO, Inc. aksepterer ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, enten de er direkte eller indirekte, som har oppstått som følge av å bruke eller ikke kunne bruke produktet slik det er beskrevet. Før det brukes, er det brukerens ansvar å vurdere om produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar forbundet med bruk.

*BARRIER GEL er produsert av BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
847-534-6000
www.bisco.com



BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92