

Bisco

CE

QUICK-DIE™

High Durometer Silicone Die Material

Instructions for Use

SE

IN-071R5
Rev. 4/17



BISCO

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

QUICK-DIE™*

Silikonmodellmaterial med hög durometerhärdhet

ALLMÄN INFORMATION

QUICK-DIE är en lågviskös, snabbstelnande, vinylpolisiloxan med hög durometer Shore-A härdhet. Detta material är ett utmärkt substitut för gips som modellmaterial vid framställning av avtagbara ersättningar och apparater. **QUICK-DIE** är kompatibelt med avtryck gjorda med vinylpolisiloxanmaterial, reversibla och irreversibla hydrokolloider, polysulfid och polyetermaterial.

Användningsområden:

De huvudsakliga användningsområdena för **QUICK-DIE** silikonmodeller är framställning av:

1. Extraorala parodontalsplintar.
2. Avtagbara proteser (temporära partar) och mindre reparationer.
3. Utrymmeshållare.
4. Blekningskedar.
5. Bettskenor.
6. Munskydd.

Observanda:

- Låt blandningsspets sitta kvar efter användning för att förhindra att avtrycksmaterial hårdar i patronöppningarna .
- Säkerhetsdatablad finns att rekirera.
- Säkerhetsdatablad finns på www.Bisco.com

TEKNISK INFORMATION

Vid rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

Arbetstid:	30 sekunder
Härdningstid:	2 minuter
Shore-A härdhet:	85-90
Dimensionsförändring efter 24 timmar:	<0.3%

BRUKSANVISNING

1. Ta ett definitivt avtryck på önskat område och kontrollera det med hänsyn till noggrannhet och detaljåtergivning. Desinficera avtrycket i enlighet med tillverkarens anvisningar.
2. Spraya tunt med silikonbaserat släppmedel, innan **QUICK-DIE** trycks fram, för att underlätta separation.
3. Montera **QUICK-DIE** patronen i patronhållaren i enlighet med tillverkarens anvisningar. Tryck fram de första 3 mm med material på ett blandningsblock för att kontrollera att blandningen blir homogen.
4. Matcha det 'V-formade' jacket på blandningsspetsen med det 'V-formade' jacket på patronen , tryck och vrid fast spetsen på plats. ▲ För att minimera luftbubblor och förbättra flöde rekommenderas användningen av en vibrator när avtrycket slås ut. Sätt blandningsspetsen direkt i avtrycket och börja fylla i den djupaste delen först och fortsätt tills avtrycket är fyllt. För att reducera luftinläsning fyll avtrycket under det att spetsen hela tiden hålls i tidigare uttryckt material.
▲ **Valfritt:** montera en intraoral spets på blandningsspetsen och använd i de djupaste områdena i avtrycket för att förbättra detaljåtergivning. Avlägsna den intraorala spetsen genom att klippa av den för att fortsätta fylla resten av avtrycket.
5. **QUICK-DIE** hårdar fullständigt på cirka två minuter och kan trimmas med en kniv, skalpell eller med borr.

AVFALLSHANtering: Följ lokala anvisningar för avfallshantering. I frånvaro av sådana, följ nationella eller regionala avfallshanteringsföreskrifter.

FÖRVARING: Förvaras vid rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F) . Se märkning av individuella komponenter för specifika utgångsdatum.

GARANTIER: Bisco Inc. intygar sin skyldighet att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. påtar sig inte ansvarsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all risk och ansvarsskyldighet.

* QUICK-DIE är ett varumärke som tillhör BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92