

*Bisco*

CE

***REVEAL™ Clear Matrix***

*Self-Cured*

*Clear VPS Impression Material*

## Instructions for Use

RU



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

IN-213R4  
Rev. 8/17

## REVEAL™\* CLEAR MATRIX Reveal Прозрачная Матрица

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BISCO's REVEAL Clear Matrix является прозрачным винил полисилоксан (VPS) слепочным материалом, воспроизводящий мелкие подробности для изготовления временных реставраций. Сделайте предварительный слепок этим материалом и используйте матрицу для внутриротовой и внеротовой полимеризации временных материалов.

#### Показания для Использования:

- Используйте для внутриротовой полимеризации свето-отверждаемых временных материалов.
- Используйте в качестве обычного слепочного материала.

#### Предупреждение:

- При случайном попадании в глаз, промойте обильным количеством воды и сразу обратитесь к врачу. В случае контакта с другими тканями, промойте сразу же большим количеством воды в течении нескольких минут

#### Предостережение:

- Перекрестное загрязнение. Продукт может содержать элементы, предназначенные для одноразового использования. Избавьтесь от использованных или загрязненных насадок. Не очищайте, не дезинфицируйте или не используйте их заново.

#### Предосторожности:

- Обращайте внимание на этикетку индивидуальных компонентов и сроки годности.
- Храните вместе со смесительной насадкой для предупреждения преждевременного отверждения слепочного материала в области его выхода из картриджа.
- Порошок экзаменационных перчаток может нарушить схватывание.
- Паспорт безопасности находится
- Данные по безопасности содержатся в [www.bisco.com](http://www.bisco.com)

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочее Время: 1 мин. 30 секунд при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F).

Время схватывания во рту: ≤ 2 мин. 30 секунд

Рабочее время и время схватывания могут варьировать в зависимости от особенностей хранения: температура, влажность и т.д.

### ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Поместите картридже внутрь пистолета-инжектора и выдавите, примерно, 5мм материала, проверяя равномерность текучести из обоих цилиндров. Удалите выдавленный материал и чисто протрите конец картриджа.
2. Присоедините авто-смесительный наконечник и плавно нажмите на рукоятку картриджа с равномерным давлением.
3. Не удаляйте авто-смесительный наконечник. Использованный наконечник удобно закроет конец картриджа до следующего использования
4. Выберите жесткую, прозрачную ложку, обеспечивающую, по крайней мере, 2-3 мм толщины **REVEAL Clear Matrix**.
5. Нанесите кисточкой тонкий слой адгезива для ложки и позвольте ему подсохнуть.
6. Выдавите **REVEAL Clear Matrix** в ложку. Рабочее время составляет 1 минуту 30 секунд.
7. Установите ложку.
8. Удалите **REVEAL Clear Matrix** после 2 минут 30 секунд нахождения во рту. Сполосните слепок холодной водой и высушите.

**ИЗБАВЛЕНИЕ:** Соотнесите с принятыми коммунальными положениями, относящимся к отходам. При отсутствии таковых, соотнесите с национальными или региональными положениями, относящихся к отходам.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить при комнатной температуре (20°C/68°F – 25°C/77°F).

**ГАРАНТИИ:** BISCO, Inc. признает ответственность замены продукта, если он доказано дефектен BISCO, Inc. на несет ответственности за повреждения и потерю либо непосредственную или в результате использования продукта, как описано. Ответственностью пользователя является определить соответствие продукта для намеренного применения. Пользователь принимает все риски и ответственность в соответствии со сказанным.

\* Reveal является торговой маркой Bisco, Inc

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
33-4-90-42-92-92