

Bisco

CE

REVEAL™ Clear Matrix

Self-Cured

Clear VPS Impression Material

Instructions for Use

PT



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-213R4
Rev. 8/17

REVEAL™* CLEAR MATRIX

Material de Impressão VPS Transparente

INFORMAÇÕES GERAIS

REVEAL Clear Matrix da **BISCO** é um material de impressão transparente de vinil polisiloxano que reproduz detalhes finos para a produção de restaurações provisórias. Obtenha a impressão preliminar com este material transparente e utilize a matriz para a polimerização intraoral e extraoral dos materiais provisórios.

Indicações de utilização:

- Utilize para polimerização intraoral de materiais provisórios fotoativados.
- Utilize como um material de impressão geral.

Avisos:

- Se for acidentalmente salpicado para os olhos, deve lavar com quantidades abundantes de água e consultar de imediato um médico. Em caso de contacto com outros tecidos, enxágue imediatamente com bastante água e por vários minutos.

Cuidados:

- Contaminação cruzada: o produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Elimine as pontas utilizadas ou contaminadas. Não limpe, não desinfecte nem reutilize.

Precauções:

- Consulte os rótulos individuais de cada componente para obter datas de validade concretas.
- Armazene com a ponta misturadora colocada para impedir o endurecimento do material de impressão nas aberturas do cartucho.
- O pó das luvas pode afectar a presa.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Ficha de Dados de Segurança disponível em www.Bisco.com.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tempo de trabalho: 1 minuto e 30 segundos à temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

Tempo de presa oral: ≤ 2 minutos e 30 segundos

O tempo de trabalho e o tempo de presa podem variar em função das condições de armazenamento, temperatura, humidade, etc.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Insira o cartucho na pistola, retire a tampa de rosca e proceda à extrusão de cerca de 6 mm de material, enquanto confirma um fluxo uniforme. Elimine o material dispensado e limpe a extremidade do cartucho.
2. Fixe a ponta de mistura automática e aperte o cabo da pistola com uma pressão suave e uniforme.
3. Não retire a ponta de mistura automática depois de utilizar. A ponta utilizada funciona como uma vedação conveniente até à próxima utilização.
4. Selecione uma moldeira rígida e de plástico transparente num tamanho que permita assegurar uma espessura de pelo menos 2-3 mm da **REVEAL Clear Matrix**.
5. Pincele uma camada fina de adesivo para moldeiras na moldeira e deixe secar ao ar.
6. Injecte **REVEAL Clear Matrix** na moldeira. O tempo de trabalho é de 1 minuto e 30 segundos.
7. Assente a moldeira.
8. Retire **REVEAL Clear Matrix** da boca passados 2 minutos e 30 segundos. Lave a impressão sob água fria e seque.

ELIMINAÇÃO: Consulte as regulamentações comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as regulamentações nacionais ou regionais relacionadas com os resíduos.

ARMAZENAMENTO: Conserve à temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade pela troca de produtos que se verifique serem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, directos ou indirectos, provenientes da utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos tal como descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.

* REVEAL é uma marca comercial da BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92