

Bisco

CE

REVEAL™ Clear Matrix

Self-Cured

Clear VPS Impression Material

Instructions for Use

IT



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-213R4
Rev. 8/17

REVEAL™* CLEAR MATRIX

Materiale per impronte VPS trasparente

INFORMAZIONI GENERALI

REVEAL Clear Matrix di BISCO è un materiale per impronte trasparente a base di vinil polisilossano in grado di riprodurre i minimi dettagli per la fabbricazione di restauri provvisori. Prendere l'impronta preliminare con questo materiale trasparente e utilizzare la matrice per la polimerizzazione intraorale ed extraorale dei materiali provvisori.

Indicazioni per l'uso

- Utilizzare per la polimerizzazione intraorale dei materiali provvisori foto-attivati.
- Utilizzare come materiale per impronte generico.

Avvertenze

- In caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. In caso di contatto con altri tessuti sciacquare immediatamente con molta acqua per diversi minuti.

Precauzioni

- Contaminazione crociata: il prodotto può contenere elementi monouso. Le punte usate o contaminate vanno gettate. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.

Precauzioni

- Per le date di scadenza, vedere le etichette dei singoli componenti.
- Conservare con il puntale di miscelazione inserito per evitare l'indurimento del materiale per impronte all'apertura delle cartucce.
- La polvere dei guanti può compromettere l'indurimento.
- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- Scheda dati di sicurezza disponibile su www.Bisco.com

INFORMAZIONI TECNICHE

Tempo di lavorazione: 1 minuto 30 secondi a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

Tempo di indurimento orale: ≤ 2 minuti 30 secondi

I tempi di lavorazione e di indurimento possono variare in base alle condizioni di conservazione, alla temperatura, umidità, ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Inserire la cartuccia nella pistola, svitare e rimuovere il cappuccio, quindi espellere circa 6 mm di materiale, facendo attenzione che il flusso sia uniforme. Eliminare il materiale erogato e pulire l'estremità della cartuccia.
2. Collegare il puntale auto-miscelante e premere l'impugnatura della cartuccia esercitando una pressione lineare e uniforme.
3. Dopo l'uso non rimuovere il puntale auto-miscelante. Il puntale usato serve da sigillo fino all'utilizzo successivo.
4. Scegliere un portaimpronte rigido in plastica trasparente della misura adatta a fornire uno spessore di almeno 2-3 mm di **REVEAL Clear Matrix**.
5. Con uno spazzolino stendere sul portaimpronte un sottile strato di adesivo prelevato dal portaimpronte stesso e lasciarlo asciugare all'aria.
6. Iniettare **REVEAL Clear Matrix** nel portaimpronte. Il tempo di lavorazione è di 1 minuto 30 secondi.
7. Collocare il portaimpronte.
8. Rimuovere **REVEAL Clear Matrix** dopo 2 minuti 30 secondi di permanenza nella bocca. Risciacquare l'impronta sotto acqua fredda e asciugare.

SMALTIMENTO: Per quanto riguarda lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino loro eventuali difetti. BISCO, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite, sia diretti che consequenziali, derivanti dall'utilizzo o dall'incapacità di utilizzare i prodotti come sopra descritto. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto all'uso previsto. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità collegate all'utilizzo del prodotto.

* REVEAL è un marchio commerciale di BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92