

*Bisco*

CE

***REVEAL™ Clear Matrix***

*Self-Cured*

*Clear VPS Impression Material*

## Instructions for Use

**DK**



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

IN-213R4  
Rev. 8/17

# REVEAL™\* CLEAR MATRIX

## Gennemtsigtigt VPS aftryksmateriale

### GENERELLE OPLYSNINGER

**BISCOs REVEAL Clear Matrix** er et gennemtsigtigt aftryksmateriale af vinylpolysiloxan, der laver aftryk af fine detaljer mhp. fremstilling af midlertidige restaureringer. Tag det midlertidige aftryk med dette gennemtsigtige materiale, og anvend matricen til intraoral og ekstraoral polymerisering af midlertidige materialer.

#### Indikationer for brug:

- Anvend til intraoral polymerisering af lysaktiverede midlertidige materialer.
- Anvend som et generelt aftryksmateriale.

#### Advarsler:

- Hvis materialet utilsigtet sprøjtes i øjnene, skal de skylles med rigelige mængder vand. Søg straks læge. I tilfælde af kontakt med andet væv, skal det straks skylles med masser af vand i flere minutter.

#### Forsigtighedsregler:

- Krydsforurening: Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Bortskaf brugte eller kontaminerede spidser. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.

#### Forholdsregler:

- Der henvises til de individuelle komponenters mærkater for specifikke udløbsdatoer.
- Opbevar med blandespidsen på plads for at forhindre hærdning af aftryksmateriale ved patronåbningerne.
- Handskepudder kan hæmme hærdningen.
- Sikkerhedsdatablad kan påanmodning rekvireres.
- Sikkerhedsdatablad findes på [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com)

### TEKNISKE OPLYSNINGER

Arbejdstid: 1 minut og 30 sekunder ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

Oral hærdningstid: ≤ 2 minutter 30 sekunder

Arbejdstid og hærdningstid kan variere alt afhængigt af opbevaringsbetingelser, temperatur, luftfugtighed osv.

### BRUGSANVISNING

1. Indsæt patronen i pistolen, drej hættten af, og udpres ca. 6 mm (1/4 tomme) af materialet, mens du kontrollerer for et ensartet flow. Bortskaf det doserede materiale, og tør patronens ende af.
2. Sæt den automatiske blandespids på, og klem pistolhåndtaget med jævnt, ensartet tryk.
3. Fjern ikke den automatiske blandespids efter brug. Den brugte spids fungerer som en brugervenlig forsegling indtil næste brug.
4. Vælg en stiv, gennemtsigtig plastiske med plads til mindst et 2-3 mm tykt lag **REVEAL Clear Matrix**.
5. Børst et tyndt lag skeadhæsiv på skeen, og lad det lufttørre.
6. Sprøjt **REVEAL Clear Matrix** i skeen. Arbejdstiden er 1 minut og 30 sekunder.
7. Sæt skeen i munden.
8. Fjern **REVEAL Clear Matrix** efter 2 minutter og 30 sekunder i munden. Skyl aftrykket af med koldt vand, og tør det af.

**BORTSKAFFELSE:** Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale forskrifter for bortskaffelse af affald.

**OPBEVARING:** Opbevar ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**GARANTI:** BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

\* REVEAL er et varemærke tilhørende BISCO, Inc.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
33-4-90-42-92-92