

*Bisco*

CE

**QUICK-DIE™**

*High Durometer Silicone Die Material*

## Instructions for Use

**TK**

IN-071R5  
Rev. 4/17



**BISCO**

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

# QUICK-DIE™\*

## Yüksek Durometre Değeri Silikon Kalıp Malzemesi

### GENEL BİLGİLER

**QUICK-DIE** viskozitesi düşük, hızlı sertleşen ve yüksek durometre değeri Shore A Sertliği sunan bir vinil polisiloksandır. Bu madde, hareketli protezler ve cihazların üretilmesi sırasında kullanılan alçı die yerine kullanım için idealdir. **QUICK-DIE** vinil polisiloksandan yapılmış ölçü maddeleri, geri dönüştürülebilir ve dönüştürülemez hidrokolloid, polisülfür ve polietiler materyaller ile uyumludur.

#### Kullanım Alanları:

İmalat için **QUICK-DIE** silikon modellerinin ana kullanım alanları:

1. Ağız dışı periodontal splintler.
2. Hareketli protezler (flipper) ve küçük onarım işlemleri.
3. Yer tutucular.
4. Beyazlatma plakları.
5. Gece koruyucu plaklar.
6. Ağız koruyucuları.

#### Önemler:

- Ölçü maddesinin kartuş açıklıklarında sertleşmesini önlemek üzere karıştırma ucunu yerleştirerek saklayın.
- Güvenlik veri sayfası istek üzerine temin edilebilir.
- Güvenlik veri sayfası [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com) adresinde mevcuttur.

### TEKNİK BİLGİLER

Oda sıcaklığında (20°C/68°F - 25°C/77°F),

Çalışma Süresi:	30 saniye
Sertleşme Süresi:	2 dakika
Shore A Sertliği:	85-90
Boyutsal değişimlik; 24 saatte:	<%0,3

### KULLANIM TALİMATLARI

1. İstenilen alanda son ölçü işlemlerini gerçekleştirin ve doğruluğu ve replikasyon ayrıntılarını kontrol edin. Ölçü alanını üreticinin talimatlarına uygun şekilde dezenfekte edin.
2. Kolaylıkla ayrılabilmesini sağlamak için **QUICK-DIE** uygulaması öncesinde ölçü alanına az miktarda Silikon Kalıp Ayrıcı püskürtün.
3. **QUICK-DIE** kartuşunu, üreticinin talimatlarına uygun şekilde Kartuş Dağıtıcıya yerleştirin. 3 mm'lik ilk maddeyi karıştırma pedine arak uygun şekilde dağılmasını ve homojen bir biçimde karışmasını sağlayın.
4. Karıştırma ucunun 'v' şeklindeki çentiğini, kartuş haznesinin 'v' şeklindeki çentiği ile aynı hizaya getirin, bastırın ve ucu döndürerek yerine yerleştirin. ▲ Hava kabarcıklarını en aza indirmek ve akışı iyileştirmek için, ölçü maddesi dökülürken vibratör kullanılması önerilir. Karıştırma ucunu doğrudan ölçü maddesinin içine yerleştirerek öncelikle en derin alanları doldurun ve ölçü maddesi dolana kadar devam edin. Hava karışmasını azaltmak için ucu daha önce dağıtılan malzeme içinde tutarak ölçü maddesini doldurmaya devam edin.  
▲ **Seçenek:** Ağız içi ucunu karıştırma ucuna takın ve ayrıntıların daha iyi bir şekilde kopyalanabilmesi için en derin alanlarda bunu kullanın. Ölçü maddesinin geri kalaniyla devam etmeden önce ağız içi ucunu keserek çıkarın.
5. **QUICK-DIE** yaklaşık iki dakika içinde tamamen kuruyacak ve bir bıçak, bisturi veya frez ile kolaylıkla kesilebilir duruma gelecektir.

**ATIK YÖNETİMİ:** Atık yönetimi ile ilgili topluluk hükümlerine başvurun. Bu hükümlerin yokluğunda ulusal ya da bölgesel atık yönetimi hükümlerine başvurun.

**SAKLAMA:** Oda sıcaklığında (20°C/68°F - 25°C/77°F) saklayın. Belirli son kullanma tarihleri için ilgili bileşen etiketlerine bakın.

**GARANTİ:** Bisco, Inc., hasarlı olduğu kanıtlanan ürünleri değiştirme sorumluluğunun bilincindedir. Bisco, Inc., bahsi geçen ürünlerin kullanımını ya da kullanılmamasından kaynaklanan doğrudan ya da sonuçsal hasar veya kayıplarda sorumluluk kabul etmez. Kullanım öncesinde, ürünün kullanım amacına uygunluğunun tespit edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bu durum ile bağlantılı tüm risk ve mesuliyetleri kabul etmektedir.

\* QUICK-DIE, BISCO, Inc.'in ticari markasıdır.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISCO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
33-4-90-42-92-92