

Bisco

CE

QUICK-DIE™

High Durometer Silicone Die Material

Instructions for Use



BISCO

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

RO

IN-071R5
Rev. 4/17

QUICK-DIE™*

Silicon de aditie cu duritate mare, pentru turnat bonturi/modele

INFORMATII GENERALE

QUICK-DIE este un vinilpolisiloxan cu vascozitate scazuta, priza rapida si duritate inalta Shore-A. Acest material este inlocuitorul ideal pentru gips, in cazul turnarii bonturilor pentru realizarea protezelor mobilizabile si alte restaurari. **QUICK-DIE** ieste compatibil cu alte amprente si materiale de tip vinilpolisiloxan, hidrocoloizi reversibili si ireversibili, polisulfiti si polieteri.

Indicatii de utilizare:

Siliconul **QUICK-DIE** se poate utiliza pentru a realiza modele pentru:

1. Imobilizari parodontale extraorale.
2. Proteze mobilizabile (flippers) si reparatii minore.
3. Retainer (mentinator de spatiu).
4. Gutiere de albire.
5. Gutiere pentru relaxare.
6. Gutiere pentru sportivi.

Precautii:

- Depozitati cu canula de amestec montata pe cartus, pentru a preveni intarirea materialului.
- Fisa tehnica de securitate disponibila la cerere.
- Fisa tehnica de securitate disponibila pe www.Bisco.com.

INFORMATII TEHNICE

La temperatura camerei (20°C/68°F - 25°C/77°F),

Timp de lucru:	30 secunde
Timp de priza:	2 minute
Duritate Shore-A:	85-90
Modificari dimensionale @24 ore:	<0.3%

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Luati o amprenta finala cu zona dorita si verificati precizia si gradul de reproducere al detaliilor. Dezinfectati amprenta conform indicatiilor producatorului materialului de amprenta.
2. Pulverizati amprenta cu un strat fin de lac separator pe baza de silicon inainte de a aplica **QUICK-DIE** in amprenta pentru a facilita indepartarea ulterioara.
3. Inserati cartusul de **QUICK-DIE** intr-un pistol aplicator corespunzator (50 1:1) conform instructiunilor producatorului. Extrudati primii 3mm de material pe o placuta de amestec pentru a va asigura ca amestecul obtinut este omogen.
4. Aliniasi crestatura in forma de "v" de pe canula de amestec cu crestatura in forma de "v" de pe cartus, impingeti, si rotiti canula pe pozitie. ▲ Pentru a minimaliza incorporarea de bule de aer si a imbunatati curgerea, este indicata utilizarea unei masute vibratoare atunci cand aplicati materialul in amprenta. Cu canula de amestec inserata direct in amprenta, umpleti amprenta incepand cu cele mai adanci zone, continuand pana cand intreaga amprenta este umpluta. Pentru a reduce incorporarea de aer, mentineti varful canulei de amestec in material pe tot parcursul aplicarii acestuia. ▲ **Optional:** Conectati la varful canulei de amestec un varf intraoral, pentru o mai buna aplicare in zonele cele mai adanci ale amprentei si pentru a imbunatati reproducerea detaliilor. Indepartati varful intraoral prin tragere inainte de a continua cu umplerea restului amprentei.
5. **QUICK-DIE** face priza complet dupa aproximativ doua minute si poate fi ajustat/decupat cu ajutorul unui cutit, bisturiu sau freze/instrumente rotative.

ELIMINARE: Verificati reglementarile legale (locale, regionale sau nationale) cu privire la indepartarea deseurilor.

DEPOZITARE: Depozitati la temperatura camerei (20°C/68°F - 25°C/77°F). Verificati eticheta produsului pentru data de expirare.

GARANTIE: Bisco, Inc. isi recunoaste responsabilitatea de a inlocui produsul daca acesta se dovedeste a fi defect. Bisco, Inc. nu accepta nici o responsabilitate sau datorie pentru orice dauna sau pierdere, directa sau in consecinta, datorata inabilitatii utilizarii produsului. Inainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului de a determina daca produsul este potrivit pentru uz. Utilizatorul isi asuma toate riscurile si responsabilitatile conexe utilizarii.

* QUICK-DIE este marca inregistrata BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92