

Bisco

CE 0459

ORTHO Band Paste LC

*Light-
Cured*

Fluoride Releasing Band Bonding System

Instructions for Use

IT



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-133R8
Rev. 11/17

ORTHO BAND PASTE LC

Sistema di adesione per bande ortodontiche con rilascio di fluoro

INFORMAZIONI GENERALI

ORTHO BAND PASTE LC è una pasta ortodontica fotopolimerizzabile per la cementazione delle bande. Questo sistema idrofilo combina una base resinosa con un agente a rilascio di fluoro. **ORTHO BAND PASTE LC** è disponibile nella colorazione BLU.

Indicazioni per l'uso:

Cementazione delle bande ortodontiche.

Attenzione:

- Contaminazione incrociata: il prodotto può contenere elementi monouso. Gli accessori usati o contaminati vanno smaltiti. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.

Precauzioni:

- Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate di (met)acrilato possono causare sensibilizzazione cutanea su persone predisposte. In caso di contatto, lavare la pelle con acqua e sapone.
- Fare attenzione a non irritare il tessuto gengivale, poiché un lieve sanguinamento può causare contaminazione e potrebbe compromettere la qualità dell'adesione
- Conservare il prodotto in frigorifero (2 °C/36 °F - 8 °C/46 °F).
- Riportare il prodotto **ORTHO BAND PASTE LC** refrigerato a temperatura ambiente prima dell'uso.
- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- Scheda dati di sicurezza disponibile su www.Bisco.com

ISTRUZIONI PER L'USO

NOTA: Portare il materiale a temperatura ambiente prima dell'uso.

- Profilassi - Pulire accuratamente i denti interessati utilizzando pomice con una coppetta in gomma o uno spazzolino. Fare attenzione a non irritare il tessuto gengivale, poiché un lieve sanguinamento può causare contaminazione e potrebbe compromettere la qualità dell'adesione.
- Risciacquare accuratamente e abbondantemente con acqua. Isolare i denti e asciugare con la siringa ad aria.
- Applicare **ORTHO BAND PASTE LC** sulla parte interna della banda
- Collocare la banda sul dente nella posizione desiderata.
- Fotopolimerizzare la pasta dalla superficie oclusale per 10 secondi. Rimuovere il materiale in eccesso (dovrebbe essere un'operazione semplice).
- Fotopolimerizzare dalla la superficie oclusale per altri 20 secondi o fino a completa polimerizzazione.

PROCEDURA DI RIMOZIONE DELL'ADESIONE:

- Rimuovere le bande dal lato buccale o linguale utilizzando una pinza per rimozione bande.
- Rimuovere tutto il materiale residuo utilizzando pinze per rimozione adesivo, ablatore o strumenti rotanti.

IGIENE: Richiudere le siringhe con il tappo luer lock. Si consiglia di utilizzare comuni regole di igiene per evitare contaminazioni delle siringhe durante il trattamento.

SMALTIMENTO: Fare riferimento alle norme locali in materia di smaltimento dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

CONSERVAZIONE: Conservare il prodotto in frigorifero quando non utilizzato (durante la notte) (2 °C/36 °F - 8 °C/46 °F). Per le date di scadenza specifiche, fare riferimento alle etichette dei singoli componenti.

GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino difettosi. BISCO, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite, sia diretti sia consequenziali, derivanti dall'uso o dall'incapacità di utilizzare il prodotto come descritto. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto all'uso previsto prima di utilizzarlo. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità associati all'utilizzo del prodotto.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92