

CHARACTERIZATION TINTS

Light-Cured

Instructions for Use



PT

IN-212R4
Rev. 9/17

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

CHARACTERIZATION TINTS* **(PIGMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO)**

INFORMAÇÕES GERAIS

Os **CHARACTERIZATION TINTS (PIGMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO)** da BISCO são líquidos altamente pigmentados com micro-carga, utilizados para efeitos de caracterização, tais como coloração oclusal, fracturas de tensão, incisivos com aspecto leitoso e manchas de descalcificação. Os **CHARACTERIZATION TINTS (PIGMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO)** produzem melhores resultados quando aplicadas entre as várias camadas de compósito, ou por baixo da restauração com compósito. Os **CHARACTERIZATION TINTS (PIGMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO)** podem também ser utilizadas para modificar e caracterizar restaurações de facetas em porcelana. Os **CHARACTERIZATION TINTS (PIGMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO)** podem ser utilizadas como opacificadores ou modificadores, estando disponíveis numa ampla gama de tonalidades que podem ser misturadas para a criação de intensificadores personalizados.

Indicação de utilização:

Intensificador de cor fotopolimerizável.

Advertências:

- Se entrar acidentalmente em contacto com os olhos, limpe com quantidades abundantes de água e procure cuidados médicos imediatamente. Em caso de contacto com outros tecidos, enxágue imediatamente com bastante água e por vários minutos.

Avisos:

- Contaminação cruzada: o produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Elimine os acessórios utilizados ou contaminados. Não limpe, desinfecte nem reutilize.

Precauções:

- Evite o contacto com a pele, resinas não polimerizadas de (met)acrilato podem causar sensibilidade cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contacto, lave a pele com sabão e água.
- Consulte os rótulos individuais de cada componente para obter datas de validade concretas.
- Para utilização com compósitos e cimentos fotopolimerizáveis, não utilize com compósito autopolimerizável.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Ficha de Dados de Segurança disponível em www.Bisco.com.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Prepare o dente e aplique o adesivo de acordo com as instruções do fabricante.
2. Se necessário, misture os pigmentos e os opacificadores a serem utilizados.
3. O material pode ser aplicado com um pincel ou um instrumento directamente sobre o adesivo, em camadas na restauração em compósito ou misturado num cimento fotopolimerizável (tendo o devido cuidado de não incorporar ar).
4. Fotopolimerize por um período mínimo de 20 segundos.

5. Termine a restauração com o compósito da forma habitual. Se colocada sobre a superfície de uma restauração em compósito, a abrasão que ocorre naturalmente irá eliminar rapidamente a cor pretendida.

HIGIENE: Volte a tapar as seringas com a tampa luer lock. Recomenda-se a utilização de protectores de plástico para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento.

ELIMINAÇÃO: Consulte as regulamentações comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as regulamentações nacionais ou regionais relacionadas com os resíduos.

ARMAZENAMENTO: Conserve à temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade pela troca de produtos que se verifique serem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, directos ou indirectos, provenientes da utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos tal como descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.

* OS **CHARACTERIZATION TINTS** (PIGMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO) são fabricados pela BISCO, Inc.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com



BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92