

CHARACTERIZATION TINTS

Light-Cured

Instructions for Use

NO

IN-212R4
Rev. 9/17



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

CHARACTERIZATION TINTS* (KARAKTERISERINGSFARGER)

GENERELL INFORMASJON

BISCOs **CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSFARGER)** er høypigmenterte mikrofill-væsker til påpensling, som brukes for karakteriseringseffekt til f.eks. okklusal farging, stressfrakturer, melkeaktige insisaler og avkalkningsflekker.

CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSFARGER) gir best resultat når de plasseres mellom lagene til, eller under komposittrestaureringen.

CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSFARGER) kan også brukes til å modifisere og karakterisere restaureringer av porselensfasader.

CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSFARGER) kan brukes som opaker-produkter eller modifikatorer, og er tilgjengelige i et bredt omfang av fargenyanser som kan blandes sammen for å gi tilpassede forsterkninger.

Bruksanvisning:

Lysherdet fargeforsterker

Advarsler:

- Om et etsemiddel er tilfeldig sprutet i øyet, skyl det med rikelig vann og oppsøk medisinsk tilsyn øyeblikkelig. Hvis midlet kommer i kontakt med annet vev, skyl øyeblikkelig med rikelige mengder vann i flere minutter.

Forsiktig:

- Krysskontaminasjon: Produktet kan inneholde deler som er beregnet til engangsbruk. Kassér brukte eller kontaminerte spisser. Skal ikke rengjøres, desinfiseres eller brukes på nytt.

Forholdsregler:

- Unngå hud kontakt; Ikke herdet metylmetakrylat kan forårsake allergi hos sensible personer. I tilfelle kontakt, vask huden med såpe og vann.
- Se etikettene på de individuelle komponentene for spesifikke utløpsdatoer.
- Til bruk med lysherdede kompositter og sementer, skal ikke brukes med selvherdede kompositter.
- HMS-Datablad er tilgjengelig påforespørsel
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com

BRUKSANVISNING

1. Preparer tannen og påfør bondingsmidlet i henhold til produsentens instruksjoner.
2. Bland (hvis nødvendig) fargenyansene og opaker-produktene som skal brukes.
3. Materialet kan påføres direkte over adhesivet, lagdelt inni komposittmaterialet, eller blandet til en lysherdet sement (pass på at det ikke kommer luft inn i blandingen), med pensel eller instrument.
4. Lysherd i minst 20 sekunder
5. Fullfør restaureringen med komposittmaterialet på vanlig måte. Hvis plassert på overflaten til en komposittrestaurering, vil naturlig forekomst av abrasjon raskt eliminere ønsket farge.

HYGIENE: Sett alltid tilbake luer lock cap. Av hygieniske årsaker anbefaler vi å bruke beskyttelse for å unngå kontaminasjon av sprøyten.

AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering.

OPPBEVARING: Oppbevares ved romtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTI: BISCO, Inc. tar ansvar for å erstatte produkter som det kan bevises er mangelfullt. BISCO, Inc. aksepterer ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, enten de er direkte eller indirekte og som kan oppstå som følge av å bruke eller ikke kunne bruke produktet slik det er beskrevet. Før det brukes, er det brukerens ansvar å vurdere om produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar forbundet med bruk.

* CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSFARGER) produseres av BISCO, Inc.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com



BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92