

CHARACTERIZATION TINTS

Light-Cured

Instructions for Use

IT

IN-212R4
Rev. 9/17



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

CHARACTERIZATION TINTS* **(TINTE DI CARATTERIZZAZIONE)**

INFORMAZIONI GENERALI

Le **CHARACTERIZATION TINTS (TINTE DI CARATTERIZZAZIONE)** BISCO sono liquidi di colorazione ad alta pigmentazione con microriempitivi, utilizzati per effetti di caratterizzazione come macchie occlusali, fratture da stress, incisivi da latte e macchie di decalcificazione. Le **CHARACTERIZATION TINTS (TINTE DI CARATTERIZZAZIONE)** producono i risultati migliori quando applicate all'interno o al di sotto degli strati di composito del restauro. Le **CHARACTERIZATION TINTS (TINTE DI CARATTERIZZAZIONE)** possono essere usate anche per modificare e caratterizzare restauri con veneer in porcellana. Le **CHARACTERIZATION TINTS (TINTE DI CARATTERIZZAZIONE)** possono essere utilizzate come opachi o modificatori e sono disponibili in un'ampia gamma di tonalità miscelabili per ottenere intensificatori personalizzati.

Indicazioni per l'uso:

Intensificatore del colore fotopolimerizzabile

Avvertenze:

- In caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e chiedere immediatamente assistenza medica. In caso di contatto con altri tessuti sciacquare immediatamente con molta acqua per diversi minuti.

Precauzioni:

- Contaminazione crociata: Il prodotto può contenere elementi monouso. Smaltire le punte usate o contaminate. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.

Raccomandazioni:

- Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate di (met)acrilato possono causare sensibilizzazione cutanea su persone predisposte. In caso di contatto, lavare la pelle con acqua e sapone.
- Per le date di scadenza specifiche, vedere le etichette dei singoli componenti.
- Destinati all'uso con compositi e cementi fotopolimerizzabili, non utilizzare con compositi autopolimerizzanti.
- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- Scheda dati di sicurezza disponibile su www.Bisco.com

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Preparare il dente e applicare l'agente legante secondo le istruzioni del produttore.
2. Miscelare (se necessario) le tinte e gli opachi da utilizzare.
3. Il materiale può essere applicato direttamente sopra l'adesivo, stratificato all'interno del composito o miscelato in un cemento fotopolimerizzabile (facendo attenzione a non incorporare aria) con un pennello o uno strumento adatto.
4. Fotopolimerizzare per almeno 20 secondi.
5. Completare il restauro con il composito secondo la procedura standard. Se applicato sulla superficie di un restauro in composito, l'abrasione fisiologica eliminerà rapidamente il colore desiderato.

IGIENE: Richiudere le siringhe con il tappo luer lock. Si consiglia di utilizzare comuni regole di igiene per evitare contaminazioni delle siringhe durante il trattamento.

SMALTIMENTO: Per quanto riguarda lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino loro eventuali difetti.

BISCO, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite, sia diretti che consequenziali, derivanti dall'utilizzo o dall'incapacità di utilizzare i prodotti come sopra descritto. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto all'uso previsto. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità collegate all'utilizzo del prodotto.

* Le CHARACTERIZATION TINTS (TINTE DI CARATTERIZZAZIONE) sono prodotte da BISCO, Inc.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92