

CHARACTERIZATION TINTS

Light-Cured

Instructions for Use



GR

IN-212R4
Rev. 9/17

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

CHARACTERIZATION TINTS*

(ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι **CHARACTERIZATION TINTS (ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ)** της BISCO είναι έντονα χρωματισμένα υγρά και χρησιμοποιούνται για ενέργειες χαρακτηρισμού όπως μασητική χρώση, κατάγματα κόπωσης, γαλακτώδεις άκρες των κοπτήρων και κηλίδες απασβεστίωσης. Οι **CHARACTERIZATION TINTS (ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ)** αποφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα όταν τοποθετούνται εντός των στρώσεων του υλικού αποκατάστασης ή κάτω από αυτές. Οι **CHARACTERIZATION TINTS (ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ)** μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να τροποποιήσουν και να χαρακτηρίσουν οφεις πορσελάνης. Οι **CHARACTERIZATION TINTS (ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ)** ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ως αδιαφάνειες ή τροποποιητές και είναι διαθέσιμες σε ευρεία σειρά χρωμάτων, τα οποία μπορούν να αναμειχθούν έτσι ώστε να παρέχουν αζατομικευμένες αποχρώσεις.

Ενδείξεις χρήσης:

Φωτοπολυμεριζόμενος τροποποιητής - ενισχυτής χρώματος

Προειδοποιήσεις:

- Σε περίπτωση που το υλικό έρθει σε επαφή με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με άλλους ιστούς ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό για μερικά λεπτά.

Συστάσεις προσοχής:

- Διασταυρούμενη μόλυνση: Το προϊόν μπορεί να περιέχει αντικείμενα τα οποία είναι κατασκευασμένα για μία μοναδική χρήση. Πετάξτε τα χρησιμοποιημένα ή μολυσμένα άκρα. Μην καθαρίζετε, απολυμαίνετε ή επαναχρησιμοποιείτε.

Προφυλάξεις:

- Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, οι μη πολυμερισμένες μεθακρυλικές ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία σε ορισμένα άτομα. Σε περίπτωση επαφής πλύνετε πολύ καλά την περιοχή με σαπούνι και νερό.
- Ανατρέξτε στις ανεξάρτητες ετικέτες εξαρτημάτων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.
- Όταν χρησιμοποιήσετε ρητίνες και κονίες φωτοπολυμεριζόμενες, μην τα χρησιμοποιείτε παράλληλα με υλικά που μπορούν να πολυμεριστούν χημικά.
- Δελτίοδεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
- Τα δεδομένα ασφαλείας (safety data sheet) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.Bisco.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμάστε το δόντι και εφαρμόστε τον συγκολλητικό παράγοντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
2. Αναμινύετε (εάν είναι απαραίτητο) τις αποχρώσεις και τις αδιαφάνειες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
3. Το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας πάνω στο συγκολλητικό παράγοντα, να ενσωματωθεί στη σύνθετη ρητίνη ή να αναμειχθεί με φωτοπολυμεριζόμενη κονία (φροντίζοντας να μην ενσωματώσετε αέρα), με πινέλο ή εργαλείο.

4. Φωτοπολυμερίστε για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
5. Ολοκληρώστε την αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη, με τον συνήθη τρόπο. Εάν τοποθετηθεί στην επιφάνεια μιας αποκατάστασης απο σύνθετη ρητίνη η φυσικώς προκαλούμενη τριβή θα εξαλείψει γρήγορα το επιθυμητό χρώμα.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Ξανακλείστε προσεκτικά τις σύριγγες τύπου "luer". Καλύμματα μιας χρήσης μπορούν να σας βοηθήσουν στον έλεγχο της μόλυνσης των συριγγών.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Ανατρέξτε στις διατάξεις της κοινότητάς σας που αφορούν τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν, ανατρέξτε στις εθνικές περιφερειακές διατάξεις που αφορούν τα απορρίμματα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου (20°C/68°F - 25°C/77°F).

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εταιρεία BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων εάν αποδειχθούν ελαττωματικά. Η BISCO, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή έμμεσες, που προκύπτουν από τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη που σχετίζεται με το παρόν.

*Οι CHARACTERIZATION TINTS (ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ) κατασκευάζονται από την BISCO, Inc.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com



BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92