

***CHARACTERIZATION TINTS***

*Light-Cured*

Instructions for Use



**DE**

IN-212R4  
Rev. 9/17

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

# **CHARACTERIZATION TINTS\*** (Charakterisierungsfarben)

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Bei den **CHARACTERIZATION TINTS (Charakterisierungsfarben)** von BISCO handelt es sich um hochpigmentierte, flüssige Mikrofüller zum Aufmalen, um Charakterisierungseffekte z.B. bei Okklusalfärbungen, Ermüdungsbrüchen, milchigen Inzisalkanten und Entkalkungsflecken zu bewirken. **CHARACTERIZATION TINTS (Charakterisierungsfarben)** erzielen die besten Resultate, wenn sie zwischen den Schichten oder unter der Kompositrestauration platziert werden. **CHARACTERIZATION TINTS (Charakterisierungsfarben)** können auch zur Modifizierung und Charakterisierung von Porzellanveneer-Restaurationen verwendet werden. **CHARACTERIZATION TINTS (Charakterisierungsfarben)** können als Opaker oder Modifikatoren verwendet werden und sind in einer Vielzahl von Farbtönen erhältlich, die vermischt werden können, um individuelle Intensivierer herzustellen.

### **Indikation:**

Lichthärtender Farbintensivierer

### **Warnhinweise:**

- Wenn das Produkt versehentlich in ein Auge spritzt, mit reichlich Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Im Falle eines Kontakts mit anderem Gewebe sofort mehrere Minuten lang gründlich mit Wasser abspülen.

### **Vorsicht:**

- Kreuzkontamination: Das Produkt kann Teile enthalten, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Benutzte oder kontaminierte Spitzen entsorgen. Nicht reinigen, desinfizieren oder wiederverwenden.

### **Vorsichtsmaßnahmen:**

- Hautkontakt vermeiden, unpolymerisierte Methacrylate können Hautreizungen bei empfindlichen Personen auslösen. Im Fall von Hautkontakt, die Haut mit Seife und Wasser waschen.
- Siehe Etiketten der einzelnen Komponenten für spezifische Haltbarkeitsdaten.
- Zur Verwendung mit lichthärtenden Kompositen und Zementen; nicht zur Verwendung mit selbsthärtenden Kompositen.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich unter [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com).

## **GEBRAUCHSANWEISUNG**

1. Den Zahn präparieren und Haftvermittler gemäß den Anweisungen des Herstellers auftragen.
2. Die zu verwendenden Farben und Opaker vermischen (falls erforderlich).
3. Das Material kann mit einem Pinsel oder Instrument direkt auf das Adhäsiv aufgetragen, im Komposit geschichtet oder in einen lichthärtenden Zement eingemischt werden (wobei darauf zu achten ist, dass keine Luft eindringt).
4. Mindestens 20 Sekunden lang lichthärten.
5. Die Restauration in der gewohnten Art und Weise fertigstellen. Wird das Produkt auf die Fläche einer Kompositrestauration aufgetragen, kommt es durch den natürlichen Abrieb rasch zur Entfernung der gewünschten Farbe.

**HYGIENE:** Spritzen mit Luer-Verschlußkappen wieder verschließen. Zur Vermeidung von Kontaminierung der Spritzen während der Behandlung wird die Verwendung von handelsüblichen Hygieneschutzabdeckungen empfohlen.

**ENTSORGUNG:** Die lokalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten. Liegen diese nicht vor, die nationalen bzw. regionalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten.

**LAGERUNG:** Bei Raumtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F) lagern.

**GARANTIE:** BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zum Ersatz von nachweislich fehlerhaften Produkten an. BISCO, Inc. übernimmt keine Haftung für direkte und Folgeschäden oder -verluste, die aus der beschriebenen Verwendung oder Nichtverwendung der Produkte entstehen. Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Verwenders, die Angemessenheit des Produkts für die gewünschte Verwendung zu bestimmen. Der Verwender übernimmt sämtliche damit verbundenen Risiken und Haftung.

\* CHARACTERIZATION TINTS (Charakterisierungsfarben) werden von BISCO, Inc. hergestellt.

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
33-4-90-42-92-92