

CHARACTERIZATION TINTS

Light-Cured

Instructions for Use



DK

IN-212R4
Rev. 9/17

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

CHARACTERIZATION TINTS* (KARAKTERISERINGSFARVER)

GENERELLE OPLYSNINGER

BISCO's **CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSFARVER)** er stærkt pigmenterede mikrofylldningsvæsker til påmaling, der anvendes til karakteriseringseffekter såsom okklusal indfarvning, stressfrakturer, mælkehvide incisalkanter og afkalkede pletter. **CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSFARVER)** giver de bedste resultater, når de placeres mellem lagene i eller under kompositrestaurationen. **CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSFARVER)** kan også anvendes til at modificere og give karakter til porcelænsfacaderestaureringer. **CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSFARVER)** kan anvendes som opakere eller modificere, og de er tilgængelige i et bredt udvalg af nuancer, som kan blandes til brugertilpassede forstærkere.

Indikation for brug:

Lyspolymeriserende farveforstærker

Advarsler:

- Hvis produktet ved et uheld kommer i øjet, skal øjet skylles med rigelige mængder vand, og der skal straks søges lægehjælp. I tilfælde af kontakt med andet væv, skal vævet straks skylles med masser af vand i flere minutter.

Forsigtigheder:

- Krydskontaminering: Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Bortskaf brugte eller kontaminerede spidser. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.

Forholdsregler:

- Undgå kontakt med huden; upolymeriserede (meth)akrylat resiner kan forårsage sensibilisering af huden på følsomme personer. Ved kontakt vaskes huden med sæbe og vand.
- Der henvises til de individuelle komponenters mærkater for specifikke udløbsdatoer.
- Anvendes sammen med lyspolymeriserende kompositter og cementer – må ikke anvendes sammen med kemisk hærdende kompositter.
- Sikkerhedsdatablad kan påanmodning rekvireres.
- Sikkerhedsdatablad findes på www.Bisco.com

BRUGSANVISNING

1. Forbered tanden, og påfør bonding iht. producentens anvisninger.
2. Bland (om nødvendigt) de farver og opaker, der skal anvendes.
3. Materialet kan påføres direkte over adhæsivet, lægges i lag i kompositmaterialet eller blandes ind i en lyspolymeriserende cement (vær forsigtig med ikke at indblende luft) med en børste eller et instrument.
4. Lyspolymerisér i mindst 20 sekunder.
5. Færdiggør restaureringen med kompositmateriale på sædvanlig vis. Hvis produktet er placeret på overfladen af en kompositrestauration, vil den naturligt forekommende slibning hurtigt fjerne den ønskede farve.

HYGIEJNE: Sæt luer-lock hættten på sprøjten igen. Det anbefales at anvende almindelig beskyttelsesafdækning for at hindre enhver form for kontaminering af sprøjterne under behandling.

BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale forskrifter for bortskaffelse af affald.

OPBEVARING: Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

* CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSFARVER) er fremstillet af BISCO, Inc.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

| | |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

BISICO France
120, allée da la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92