

Bisco

CE 0459

LIGHT-CORE™

*Light-
Cured*

Core Build-Up Composite

Instructions for Use



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

PT

IN-068R10
Rev. 9/18

LIGHT-CORE™*

Compósito de Construção de Preenchimentos

INFORMAÇÕES GERAIS

O **LIGHT-CORE** é um compósito radiopaco, fotopolimerizável, de fibra reforçada de construção de preenchimentos. O **LIGHT-CORE** flexível e estável poderá ser fotopolimerizado até 5 mm. O manuseamento flexível (antiaderente) e a excelente viscosidade permitem um contorno fácil e adaptação ao dente e fixação. Está disponível em duas tonalidades: **TRANSLÚCIDO** e **AZUL**. Quando polimerizado, o **LIGHT-CORE** apresenta propriedades físicas excepcionais e a capacidade de preparação como a dentina sem rejeição. O **LIGHT-CORE** está disponível em seringas econômicas e pontas doseadoras de uma única utilização muito práticas.

O **TRANSLÚCIDO** é ideal para utilização em restaurações estéticas. Poderá ser fotopolimerizável até 5 mm quando fotopolimerizado durante 20 segundos.

O **AZUL** é ideal para utilização em restaurações de fixação convencionais. Facilita a colocação quando é necessária uma estrutura de contraste no dente. Poderá ser fotopolimerizável até 5 mm quando fotopolimerizado durante 30 segundos.

Indicações de utilização:

- Restauração na qual a preferência recaia sobre um compósito fotopolimerizável para construção.

Cuidados:

- Contaminação cruzada: o produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Eliminar as pontas doseadoras gastas ou contaminadas. Não limpar, desinfetar ou reutilizar.

Precauções:

- De forma a atingir uma fotopolimerização de 5 mm, a ponta fotopolimerizável deverá ser colocada a 0 mm do material do compósito após os primeiros 5 segundos da fotopolimerização.
- Evite o contacto com a pele, resinas não polimerizadas de (met)acrilato podem causar sensibilidade cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contacto, lave a pele com sabão e água.
- Consulte as etiquetas individuais de cada componente para obter datas de validade concretas.
- Ficha de dados de segurança disponível mediante pedido.
- Ficha de dados de segurança disponível em www.Bisco.com.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Isole e limpe todas as superfícies que irão receber o material de preenchimento.
- Aplique um adesivo segundo as instruções do fabricante.
- Se for necessário colocar uma estrutura no dente, esta deverá ser cimentada de acordo com as instruções do fabricante.
- Aplique e adapte o material **LIGHT-CORE** à preparação e estrutura, se existente, e forme a anatomia adequada com um instrumento. É recomendado que o material seja calcado na preparação com um instrumento para eliminar potenciais cavidades antes da fotopolimerização.

NOTA: Para evitar que saia demasiado material da seringa, gire o manípulo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio assim que tiver extraído a quantidade desejada.

- Fotopolimerização de cada incremento: **TRANSLÚCIDO** por um período mínimo de 20 segundos; **AZUL** por um período mínimo de 30 segundos. Após os primeiros 5 segundos de fotopolimerização, coloque a ponta em contacto direto com o material de preenchimento para maximizar a fotopolimerização de 5 mm.
- Prepare e conclua o preenchimento. Certifique-se de que uma ponteira de 2 mm é mantida na estrutura natural do dente.

ELIMINAÇÃO: consulte as disposições comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as disposições nacionais ou regionais relacionadas com resíduos.

ARMAZENAMENTO: conserve à temperatura ambiente (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).

GARANTIA: a BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de produtos que se verificarem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequenciais, resultantes da utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos conforme descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, determinar a adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.

* LIGHT-CORE é uma marca registada da BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92