

Bisco

CE 0459

LIGHT-CORE™

*Light-
Cured*

Core Build-Up Composite

Instructions for Use



IT

IN-068R10
Rev. 9/18

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

LIGHT-CORE™*

Composito per la ricostruzione di monconi

INFORMAZIONI GENERALI

LIGHT-CORE è un composito radiopaco, fotopolimerizzabile e rinforzato con fibre per la ricostruzione di monconi. **LIGHT-CORE** è facilmente modellabile, mantiene la forma, ed è polimerizzabile fino a spessori di 5 mm. Le caratteristiche di lavorabilità (non appiccica) e l'eccellente viscosità permettono di sagomare e adattare facilmente il composito al dente e al perno. È disponibile in due tonalità: **TRANSLUCENT** e **BLU**. Una volta polimerizzato, **LIGHT-CORE** mostra caratteristiche fisiche eccezionali e permette di essere preparato come la dentina senza necessità di sottosquadri. **LIGHT-CORE** è disponibile in comode siringhe e pratiche punte monodose.

Il colore **TRANSLUCENT** è ideale per l'impiego sotto i restauri estetici. Polimerizzabile fino a spessori di 5 mm (se fotopolimerizzato per 20 secondi).

Il colore **BLU** è ideale per l'impiego sotto restauri fissi tradizionali. Semplicemente il posizionamento quando è necessario un contrasto rispetto alla struttura dentale. Polimerizzabile fino a spessori di 5 mm (se fotopolimerizzato per 30 secondi).

Indicazioni d'uso:

- Restauri in cui si preferisca un composito fotopolimerizzabile per la ricostruzione dei monconi.

Raccomandazioni:

- Contaminazione crociata: il prodotto può contenere elementi monouso. Le punte monodose usate o contaminate vanno gettate. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.

Precauzioni:

- Per ottenere una polimerizzazione di 5 mm, posizionare il puntale luminoso a 0 mm dal materiale composito dopo i primi 5 secondi di fotopolimerizzazione.
- Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate di (met)acrilato possono causare sensibilizzazione cutanea su persone pre disposte. In caso di contatto, lavare la pelle con acqua e sapone.
- Per le date di scadenza specifiche, vedere le etichette dei singoli componenti.
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.
- Scheda di sicurezza disponibile all'indirizzo www.Bisco.com.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Isolare e pulire tutte le superfici sulle quali sarà applicato il materiale per ricostruzione.
- Applicare un adesivo in base alle istruzioni del produttore.
- Qualora fosse necessario un perno, cementarlo in base alle istruzioni del produttore.
- Applicare e adattare il materiale **LIGHT-CORE** alla cavità e al perno, se presente, e formare la struttura anatomica appropriata utilizzando uno strumento. Si consiglia di pigiare il materiale nella cavità con uno strumento per eliminare eventuali bolle d'aria prima della polimerizzazione.

NOTA: dopo avere erogato la quantità desiderata, girare immediatamente l'impugnatura della siringa in senso antiorario per evitare la fuoriuscita eccessiva di materiale dalla siringa.

- Fotopolimerizzare ciascun incremento: **TRANSLUCENT** per minimo 20 secondi; **BLU** per minimo 30 secondi. Dopo i primi 5 secondi di polimerizzazione, posizionare il puntale luminoso a diretto contatto con il materiale per ricostruzione al fine di massimizzare la polimerizzazione di 5 mm.
- Preparare e finire il moncone. Assicurarsi della presenza di una ferula di 2 mm sulla struttura naturale del dente.

SMALTIMENTO: per quanto riguarda lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino loro eventuali difetti. BISCO, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite, sia diretti sia consequenziali, derivanti dall'uso o dall'incapacità di utilizzare il prodotto come descritto. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, prima di utilizzarlo per l'uso previsto. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità associati all'utilizzo del prodotto.

* LIGHT-CORE è un marchio di fabbrica di BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92