

Bisco

CE 0459

LIGHT-CORE™

*Light-
Cured*

Core Build-Up Composite

Instructions for Use



FI

IN-068R10
Rev. 9/18

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

LIGHT-CORE™*

Pilarin rakentamiseen tarkoitettu yhdistelmämuovi

YLEISTIETOJA

LIGHT-CORE on radio-opaakki valokoveteinen ja kuituvahvisteinen pilarin rakentamiseen tarkoitettu yhdistelmämuovi. Veistettävissä olevaa ja muotopysyvää **LIGHT-CORE**-yhdistelmämuovia voidaan kovettaa bulkkina suurina määrinä aina 5 mm:iin asti. Veistettävissä oleva (tai tarttumaton) käsittely sekä erinomainen viskositeetti takaavat ääriviivojen helpon muotoilun sekä adaptoitumisen hampaaseen ja nastaan. Sitä on saatavana kahdessa sävyssä: **LÄPIKUULTAVA** ja **SININEN**. Polymeroitumisen jälkeen **LIGHT-CORE**-yhdistelmämuovin fyysiset ominaisuudet ovat erinomaiset ja sitä voidaan preparoida kuten dentiiniä ilman, että se säröilee. **LIGHT-CORE** on saatavana edullisissa ruiskuissa sekä kätevässä kapselissa.

LÄPIKUULTAVA on ihanteellinen esteettisiin restauroitioihin. Sitä voidaan kovettaa suuremmissa määrissä aina 5 mm:iin asti, kun sitä kovetetaan valolla 20 sekunnin ajan.

SININEN on ihanteellinen perinteisissä kiinteissä restauroitioissa. Se helpottaa viemistä, kun hampaan rakenteelle tarvitaan kontrastia. Sitä voidaan kovettaa suuremmissa määrissä bulkkina aina 5 mm:iin asti, kun sitä kovetetaan valolla 30 sekunnin ajan.

Käyttöindikaatiot:

- Restauroitiot, joissa valokoveteinen yhdistelmämuovisen pilarin rakentaminen on parempi vaihtoehto.

Huomio:

- Ristikontaminaatio: Tuote saattaa sisältää kertakäyttöisiä osia. Hävitä käytetyt tai kontaminoituneet kärjet. Älä puhdistu, desinfioi tai uudelleen käytä.

Varoitimet:

- Viiden millimetrin bulkkikovettumisen saavuttamiseksi kovettava valokärki tulee asettaa 0 mm:n etäisyydelle yhdistelmämuovista ensimmäisten viiden valokovetussekunnin jälkeen.
- Vältä ihokosketusta; polymerisoimattomat (met)akrylaattiresiinit saattavat aiheuttaa ihoärsytystä herkällä henkilöllä. Jos ainetta joutuu kosketuksiin ihon kanssa, pese huolellisesti saippualla ja vedellä.
- Katso viimeinen käyttöpäivä aina tuotteen omasta tuote-etiketistä.
- Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
- Käyttöturvallisuustiedote löytyy sivustolta www.Bisco.com.

KÄYTTÖOHJEET

1. Eristä ja puhdista pinnat, joille pilarimateriaalia tullaan levittämään.
2. Levitä sidosaine valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. Mikäli aiotaan asettaa nastaa, tulee se sementoida valmistajan ohjeiden mukaan.
4. Levitä ja sovita **LIGHT-CORE** preparointiin ja nastalle, mikäli sellainen on ja muotoile se instrumentilla haluttuun muotoon. On suositeltavaa painella materiaali instrumentilla preparoituu kohtaan tiukasti, jotta mahdolliset ilmakuplat eliminoidaan ennen kovettamista.

HUOMAUTUS: Kun toivottu määrä on annosteltu ruiskusta, käännä ruiskun kantaan välittömästi vastapäivään, jotta ruiskusta ei työnnöy ulos ylimääräistä materiaalia.

5. Koveta jokainen kerros valolla: **LÄPIKUULTAVA** vähintään 20 sekuntia; **SININEN** vähintään 30 sekuntia. Aseta valokärki viiden ensimmäisen kovetussekunnin jälkeen suoraan kontaktiin pilarimateriaalin kanssa 5 mm:n bulkkikovetuksen maksimoimiseksi.
6. Preparoi ja viimeistele pilari. Varmista, että 2 mm:n reunus jää hampaan luonnolliseen rakenteeseen.

HÄVITTÄMINEN: Noudata jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen hävittämistä koskevia kansallisia tai alueellisia säännöksiä.

SÄILYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F).

TAKUU: BISCO Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden kuvauksen vastaisesta käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on ennen käyttöä määrittää tuotteiden sopivuus aiotuun tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.

* LIGHT-CORE on BISCO, Inc:n tavaramerkki.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISCO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92