

Bisco

CE 0459

AE LITE FLO[™]

*Light-
Cured*

Low Modulus Microhybrid Composite

Instructions for Use

DK

IN-036R15
Rev. 8/18



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

ÆLITEFLO™*

Mikrohybrid flowkomposit

GENERELLE OPLYSNINGER

ÆLITEFLO er et lyshærdende mikrohybrid kompositmateriale med et lavt elasticitetsmodul. Selv om ÆLITEFLO har en flydende konsistens, er materialet karakteriseret ved ikke at "falde sammen". Det sikrer en bedre kontrol i områder med vanskelige adgangsforhold. ÆLITEFLO appliceres nemt direkte i kaviteten med de medfølgende appliceringsspidser og kan endda formes med selve spidsen.

Dentin har et elasticitetsmodul¹ på ca. 18 GPa, hvorimod værdien for ÆLITEFLO er <6 GPa. Det betyder, at ÆLITEFLO materialet er mere elastisk og kan "bøje med tanden", hvilket forbedrer retentionen. Det er særligt vigtigt ved behandling af en patient med mange usurer, hvor et stift fyldningsmateriale med højt fillerindhold på sigt kan fejle.

Indikationer:

De primære indikationer for ÆLITEFLO er:

Klasse V

Klasse III

Buccale pits

Små klasse IV uden belastning

Porcelænsreparation

Cementering af porcelænsfacader

Forebyggende fyldninger hos voksne

Splinting/fiksering af tænder

Små opbygninger

Reparation af marginale defekter

Midlertidige klasse I eller klasse II

Forsøgling af implantatrestaureringer

De sekundære indikationer for ÆLITEFLO er:

Kavitetsliner (klasse I eller klasse II)

Pit- og fissurforsøglingsmateriale

Advarsler:

- Hvis produktet ved et uheld kommer i øjet, skylles straks med rigelige mængder vand. Søg straks lægehjælp. Tilfælde af kontakt med andet væv, skylles straks med rigelige mængder vand i flere minutter.

Forsigtighedsregler:

- Krydskontaminering: Produktet kan indeholde dele, der er beregnet til engangsbrug. Brugt eller kontamineret tilbehør skal bortskaffes. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.

Forholdsregler:

- Undgå kontakt med huden; upolymeriserede (meth)akrylat resiner kan forårsage sensibilisering af huden på følsomme personer. Ved kontakt vaskes huden med sæbe og vand.
- Ved brug af dentale adhæsiver vil en eventuel kontaminering kompromittere bindingen til dentinen, hvilket kan medføre nedsat levetid for restaureringen.
- Se de specifikke udløbsdatoer på de individuelle komponenters etiketter.
- Sikkerhedsdatablad kan påanmodning rekvireres.
- Sikkerhedsdatablad findes på www.Bisco.com

NYTTIGE TIPS

- Selvom fyldningen kan forekomme glat og poleret straks efter applicering og lyshærdning, vil der være et itinhiberet lag, som skal fjernes (puds med skiver og/eller pudsepasta) for at undgå senere misfarvning.

BRUGSANVISNING

1. Inden isolering vælges en passende farve ÆLITEFLO.
2. Tag hættten af den valgte sprøjte, og sæt appliceringsspidser sikkert på.
3. Sørg for, at kaviteten er tilstrækkeligt rengjort i henhold til brugsanvisningen for det anvendte bindingssystem.
4. Påfør adhæsivet i henhold til producentens anvisninger.

5. Applicer den valgte farve flow i lag på 1-2 mm ad gangen i kaviteten.
6. Hvert lag lyshærdes i 20 sekunder. Fortsæt den lagvise opbygning, indtil kaviteten er fyldt.
7. Fortsæt med pudsning og polering.

HYGIEJNE: Sæt luer-lock hættten på sprøjten igen. Det anbefales at anvende almindelig beskyttelsesafdækning for at hindre enhver form for kontaminering af sprøjterne under behandling.

BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale forskrifter for bortskaffelse af affald.

OPBEVARING: Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte, som følge af brug af eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

* ÆLITEFLO er et varemærke tilhørende BISCO, Inc.

¹ Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37:(4) 710-718.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISCO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92