

*Bisco*

CE 0459

# ***MODELING RESIN*** *Light-Cured*

## Instructions for Use

**GR**

IN-129R6  
Rev. 11/18



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-534-6000

# MODELING RESIN (ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (**MODELING RESIN**)\* είναι μια μικρόκοκκη φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη με χαμηλό ιξώδες, η οποία προορίζεται για ως παράγοντας διαμόρφωσης και διαβροχής των εργαλείων για ρητίνες αποκαταστάσεων. Επειδή οι ρητίνες αποκαταστάσεων «κολλάνε» στα εργαλεία διαμόρφωσης, σχεδιάστηκε ο παράγοντας διαμόρφωσης και διαβροχής εργαλείων **MODELING RESIN**\* ως βοήθημα στην τοποθέτηση και διαμόρφωση των αποκαταστατικών ρητινών σας. Με το **MODELING RESIN** εξασφαλίζετε καλύτερη διαμόρφωση των ρητινών σας για άμεσες αποκαταστάσεις, χωρίς αυτές να κολλάνε στα εργαλεία.

### Ενδείξεις χρήσης:

Παράγοντας διαμόρφωσης και διαβροχής εργαλείων

### Προειδοποιήσεις:

- Σε περίπτωση που το μέσο έρθει σε επαφή με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με άλλους ιστούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για μερικά λεπτά.

### Συστάσεις προσοχής:

- Μετάδοση μολύνσεων : Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει είδη που έχουν σχεδιαστεί για μία μόνο χρήση. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή μολυσμένα ρύγχη. Μην καθαρίζετε, μην απολυμαίνετε και μην επαναχρησιμοποιείτε.

### Προφυλάξεις:

- Οι μη πολυμερισμένες (μεθ)ακρυλικές ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησίες του δέρματος σε ευπαθή άτομα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε καλά με σαπούνι και νερό.
- Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί.
- Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται στη διεύθυνση [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com)

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε το ρύγχος επάνω στη σύριγγα. Τοποθετήστε μία ή δύο σταγόνες ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (**MODELING RESIN**) σε ένα καθαρό δοχείο ανάμειξης ή μέσα σε μια παλέτα ανάμειξης.
2. Μετά την τοποθέτηση της αρχικής ποσότητας σύνθετης ρητίνης στην αποκατάσταση, εμβυθίστε το εργαλείο ρητινών εντός του ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (**MODELING RESIN**)\*. Με το **MODELING RESIN** στο εργαλείο σας, διαμορφώστε την αποκατάσταση και τη σύνθετη ρητίνη στο επιθυμητό σχήμα.
3. Εφαρμόστε φωτοπολυμερισμό. Παρόλο που ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (**MODELING RESIN**)\* απαιτεί φωτοπολυμερισμό επί δέκα (10) δευτερόλεπτα, ακολουθήστε τις συστάσεις φωτοπολυμερισμού του κατασκευαστή της σύνθετης ρητίνης για να διασφαλίσετε το σωστό φωτοπολυμερισμό. Πρόσθετες ποσότητες αύξησης της σύνθετης ρητίνης θα επικολληθούν στον φωτοπολυμερισμένο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (**MODELING RESIN**)\*

**ΑΠΟΡΡΙΨΗ:** Ανατρέξτε στους κανονισμούς της κοινότητάς σας σχετικά με τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν, ανατρέξτε στους εθνικούς ή περιφερειακούς κανονισμούς σχετικά με τα απορρίμματα.

**ΥΓΙΕΙΝΗ:** Καλύψτε τις σύριγγες αδροποιητικών μέσων με το καπάκι ασφαλείας τύπου luer. Συνιστάται η χρήση κοινών διαθέσιμων καλυμμάτων προστασίας υγιεινής για να αποτραπεί τυχόν μόλυνση των συρίγγων κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου (20°C/68°F - 25°C/77°F). Δείτε τις μεμονωμένες ετικέτες των συστατικών για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.

**ΕΓΓΥΗΣΗ:** Η εταιρεία BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων που θα αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικά. Η Bisco, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή επακόλουθες, που προκύπτουν από τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες. Πριν από τη χρήση, ο καθορισμός της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση του αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη ως προς αυτά.

\* Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (MODELING RESIN)\* παρασκευάζεται από την BISCO, Inc.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
33-4-90-42-92-92